

99.00 mm

BACK

3) Pour activer les deux alarmes, faites glisser le « **SÉLECTIONNEUR D'ALARME** » (12) sur la position AL2, les indicateurs d'alarme « **AL1** » (1) et « **AL2** » (17) s'allument.

**Pour sélectionner le mode de réveil –**  
Pour sélectionner le mode de réveil, faites glisser le « **commutateur du mode Alarme** » (8) vers la position souhaitée :-  
a) «BUZZ» pour le son  
b) «VIB» pour le vibreur de lit  
c) «VIB/ BUZZ» pour aussi bien le son que le vibreur de lit

**REMARQUE** : une fois le mode de réveil choisi, il sera appliqué aux deux alarmes.  
**Modèles d'alarme –**  
Lorsque l'alarme est activée, le modèle d'alarme de l'avertisseur sonore / de l'affichage clignotant n'est pas synchronisé avec le vibreur. Cela signifie que lorsque l'avertisseur sonore / l'affichage clignotant est ACTIF, le vibreur est DÉACTIVÉ et lorsque l'avertisseur sonore / l'affichage clignotant est DÉACTIVÉ, le vibreur est ACTIF.

**ALARME 1** - Lorsque l'alarme 1 est activée, 3 bips retentissent pour l'avertisseur sonore, puis pour le vibreur. Le modèle se répète jusqu'à ce que l'alarme soit arrêtée.  
**ALARME 2** - Lorsque l'alarme 2 est activée, 4 bips retentissent pour l'avertisseur sonore, puis pour le vibreur. Le modèle se répète jusqu'à ce que l'alarme soit arrêtée.

**Régler la durée de l'alarme –**  
Le paramètre par défaut pour la durée de l'alarme est de 30 minutes ; vous pouvez régler ce paramètre entre 1 minute et 59 minutes. Pour régler la durée de l'alarme :  
\* Appuyez sur le bouton **AL. SET (réglage de l'alarme)** (5) puis maintenez-le enfoncé pendant six secondes. L'afficheur du réveil montrera la durée d'alarme par défaut sous la forme suivante : '30'. Relâchez le bouton de réglage de l'alarme.  
\* Appuyez sur le bouton «**SLOW**» (10) pour régler la durée de l'alarme sur la valeur souhaitée (entre 1 et 59 minutes).

\* Lorsque l'afficheur indique la durée d'alarme souhaitée, l'appareil, après trois secondes, retourne en mode normal. Le nouveau paramètre de durée d'alarme devient la nouvelle valeur par défaut et restera en mémoire jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau.

**Fonctionnement du rappel d'alarme –**  
1) Lorsque l'alarme se déclenche le matin, vous pouvez appuyer sur le bouton **SNOOZE (rappel d'alarme)** (3) pour l'arrêter temporairement. L'alarme s'arrêtera pendant 7 minutes ou pendant la durée sélectionnée (entre 1 et 30 minutes), puis se réenclenchera. L'opération peut être répétée indéfiniment jusqu'à ce que l'alarme soit arrêtée.  
2) La fonction **SNOOZE (rappel d'alarme)** des alarmes 1 et 2 est indépendante d'une alarme à l'autre.

**Régler de la durée du rappel d'alarme –**  
Le paramètre par défaut pour la durée du rappel d'alarme est de 7 minutes, mais vous pouvez régler ce paramètre entre 1 minute et 30 minutes. Pour régler la durée du rappel d'alarme :  
\* Appuyez sur le bouton **SNOOZE (rappel d'alarme)** (3) et maintenez-le enfoncé pendant quatre secondes. L'afficheur du réveil indiquera la durée d'alarme par défaut sous la forme suivante : '7'. Relâchez le bouton de réglage de l'alarme.  
\* Appuyez sur le bouton « **SLOW** » (défilement lent) (10) pour régler la durée du rappel d'alarme sur la valeur souhaitée (entre 1 et 30 minutes).

\* Lorsque l'afficheur indique la durée du rappel d'alarme souhaitée, l'appareil, après trois secondes, retourne en mode normal. Le nouveau paramètre de la durée du rappel d'alarme devient la nouvelle valeur par défaut et restera en mémoire jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau.

**Arrêter l'alarme –**  
L'alarme peut être arrêtée temporairement pour la journée ou de manière permanente.  
1) Lorsque l'alarme s'arrête, appuyez sur le bouton « **ALARM OFF** » (DÉSACTIVATION de l'alarme) (7). L'alarme se désactive automatiquement pour la journée et sera réactivée le lendemain à la même heure si le paramètre de l'alarme n'est pas modifié.  
2) Pour arrêter définitivement l'alarme, faites glisser vers le bas le « **Commutateur du mode Alarme** » (8) jusqu'à la position OFF. L'alarme ne sera pas réactivée tant que le « **commutateur du mode Alarme** » (8) n'aura pas été repositionné sur l'une des positions « **VIB** », « **BUZZ** » ou « **VIB/BUZZ** ».

**REMARQUE**: la fonction de désactivation des alarmes 1 et 2 est indépendante d'une alarme à l'autre.  
**Fonctionnement du variateur –**  
Il existe un réglage de la luminosité à 5 niveaux pour l'affichage DEL. Appuyez une fois sur le bouton de RAPPEL D'ALARME pour modifier la luminosité de l'écran. La luminosité suivra le cycle suivant en partant de 5-4-3-2-1-2-3-4-5 (de claire à sombre, puis de sombre à claire).  
\*REMARQUE \*: la fonction du variateur ne marche pas lorsque le réveil se trouve en mode de rappel d'alarme.

**Régler le volume –**  
1) Pour régler le volume, faites pivoter la molette de **VOLUME** (4) qui se trouve sur le coin inférieur droit du réveil.  
**Régler de la tonalité –**  
1) Pour régler la TONALITÉ, faites pivoter la molette de **TONALITE** (10) qui se trouve sur le coin supérieur droit du réveil.

**Vibreur pour lit / vibreur –**  
1) Fixez le connecteur du vibreur pour lit au dos du réveil, sur « **l'entrée du VIBRATEUR** » (15).  
2) Pour activer le vibreur, faites glisser le « **commutateur du mode Alarme** » (8) sur la position « **VIB/BUZZ** » ou « **VIB** ».

position « **VIB/BUZZ** » ou « **VIB** ».  
3) Placez le vibreur entre le matelas et le sommier.

**Batterie de secours –**  
Afin d'utiliser la batterie de secours, vous pouvez installer une pile alcaline de 9-volts au dos du réveil, sous le couvercle du logement de la pile (11). La pile doit être achetée séparément. **Veillez noter que lors d'une panne de courant l'écran DEL n'affiche pas l'heure, mais l'horloge continue de fonctionner et affichera l'heure correcte dès le retour du courant électrique.** Lors d'une coupure de courant, la pile alcaline ne peut faire fonctionner que l'IC du réveil et ceci jusqu'à un maximum de 30 jours. **(Lors d'une coupure électrique, l'afficheur DEL ne montre pas l'heure.)**

**REMARQUE** : pour des résultats optimaux, il est recommandé de changer la batterie tous les 6-8 mois. Si le réveil n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de retirer la pile afin d'éviter les fuites d'acide susceptibles de l'endommager.

**Alimentation d'entrée CC 9V –**  
Fixez « **L'ENTRÉE D'ALIMENTATION CC** » (13) sur l'arrière de DC9V IN à proximité de « **l'ENTRÉE DU VIBRATEUR** » (15) ; il s'agit de l'entrée la plus petite des deux.  
**REMARQUE** : **IMPORTANT** : ne confondez pas « **L'ENTRÉE D'ALIMENTATION CC** » (13) et « **L'ENTRÉE DU VIBRATEUR** » (15).

**INFORMATIONS GÉNÉRALES –**  
Adaptateur secteur homologué UL : CA100-240V~, 50/60Hz  
Consommation électrique : sortie de l'adaptateur : CC9V --- 0,65A / 5,85W

 <p>Le triangle montrant un éclair en forme de flèche est un symbole d'avertissement indiquant la présence d'une tension élevée à l'intérieur du produit.</p>	<p><b>ATTENTION :</b> POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LA FACE ARRIÈRE) DU PRODUIT. AUCUNE PIÈCE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONTACTEZ VOTRE REVENDUEUR SONIC ALERT.</p>	 <p>Le triangle contenant un point d'exclamation est un symbole d'avertissement afin d'attirer votre attention sur les instructions importantes fournies avec le produit.</p>
--	---	--

**AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.**

La fonction normale peut être affectée par de fortes interférences électromagnétiques (à partir d'autres appareils). Si cela se produit, essayez de déplacer l'appareil vers un autre emplacement. La fonction normale devrait reprendre, mais vous devez peut-être réinitialiser l'unité en suivant la procédure décrite dans le manuel d'instructions.

**RECOMMANDATIONS POUR LE RECYCLAGE**  
La directive DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) a été mise en place dans le but d'assurer la collecte sélective en vue de la valorisation, réutilisation ou recyclage des produits en fin de vie. Lorsque votre produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas dans votre poubelle ménagère. Suivez l'une des procédures décrites ci-dessous:  
- Déposez les piles et votre ancien appareil dans un lieu de collecte approprié.  
- Ou rapportez votre ancien appareil chez le distributeur qui vous vendra le nouveau. Il devra l'accepter. Ainsi, si vous respectez ces instructions vous faites un geste pour l'environnement et vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.

**CE DECLARATION:** Ce produit respecte les exigences demandées par la directive européenne tel que la directive Compatibilité électromagnétique(EMC) 2014/30/EC et la directive basse tension (LVD) 2014/35/EC. (Si applicable).  
**La déclaration de conformité peut être consultée sur le site: www.geemarc.com**

<p align="center"><b>GARANTIE LIMITÉE DEUX ANS SUR LE PRODUIT SONIC ALERT</b></p> <p>Le réveil Sonic Alert est garanti pendant deux (2) ans, à compter de sa date d'achat. La garantie ne couvre pas les accidents, les pièces cassées, les liquides renversés, ni la négligence de l'utilisateur. La garantie Sonic Alert ne limite en aucun cas les droits que vous accorde la loi. Le produit est couvert par la garantie légale de conformité telle que prévue par la réglementation applicable. <b>Important:</b> votre facture d'achat est un élément essentiel de votre garantie. elle vous sera demandée en cas d'intervention sous garantie. <b>Geemarc Telecom: SAV au 0328587599</b> <b>Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59791 Grande Synthe Cedex, FRANCE</b></p>
---





Consulter notre site Internet pour obtenir la notice détaillée ou des informations et de l'aide sur nos produits : [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)  
 Email: [sav@geemarc.fr](mailto:sav@geemarc.fr) Téléphone: 03 28 58 75 99  
 Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59791 Grande-Synthe, France  
 Manufacturer: Sonic Alert 850 Stephenson Hwy., Suite 323, Troy MI  
 Produit fabriqué en Chine pour Geemarc Telecom

## Deutsch


**Sonic Boom Wecker mit Bettvibration**



Für das Testmodus drücken Sie 3 Sekunden Snooze und Time Tasten



## BEDIENUNGSANLEITUNG

**WICHTIG** –Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Bezugnahme auf. Siehe Bedienungsanleitung auf der Rückseite.

–Verwenden Sie zum Anschließen des Geräts nur den mitgelieferten Adapter.  
**Warnung:** Um die Gefahr eines Brandes oder Elektroshocks zu vermeiden, dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen. Bevor das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wird, muss gewährleistet sein, dass die am Gerät angegebenen Anforderungen der verfügbaren Stromquelle entsprechen, d. h. 100 – 240 V ~.


–Die Lüftung darf nicht durch Abdecken der Lüftungsöffnungen mit Gegenständen wie einer Zeitung, Tüchern, Vorhängen usw. blockiert werden.  
– Auf das Gerät keine Quellen offener Flammen wie z. B. Kerzen stellen.  
– Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden. Keine mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände wie z. B. Vasen auf das Gerät stellen.  
– Das Gerät nicht in geschlossene Bücherschränke oder Regale ohne ausreichende Lüftung stellen.

– Wenn der Netzstecker als Trenngerät verwendet wird, muss das Trenngerät weiterhin betriebsbereit bleiben.

**ALLGEMEINE DATEN**  
Leistungsaufnahme: Adapter DC 9V 650 mA  
Für die USA UL-gelisteter Transformator (Underwriters Laboratories)  
Für Europa zugelassener CE-Transformator

**Testmodus:**  
1) Drücken und halten Sie die Schlummer- und Uhrzeitasten 3 Sekunden lang, um den Testmodus aufzurufen. Auf der Anzeige erscheint "T57" um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Testmodus befindet.  
2) Wird innerhalb von einer Minute keine Taste betätigt, endet der Testmodus nach Ablauf einer Minute und die Uhr kehrt in den Uhrzeitmodus zurück.  
3) Drücken Sie innerhalb einer Minute eine beliebige Taste (mit Ausnahme der Schlummer- und Uhrzeitasten, die wirkungslos sind), um den Testmodus sofort zu beenden.  
4) Wird während des Testmodus der Funktionsschalter verschoben, werden die verschiedenen Funktionen der Uhr aufgezeigt:  
a) Funktionsschalter auf OFF - dauerhafter Piepton, der den Testmodus anzeigt.  
b) Funktionsschalter auf BUZZ demonstriert den Summertone.  
c) Funktionsschalter auf VIB demonstriert die Vibration.  
d) Funktionsschalter auf VIB & BUZZ demonstriert den Summertone und den Vibrator.  
5) Klicken Sie nach Beendigung des Testmodus auf eine beliebige Taste (mit Ausnahme der Schlummer- und Uhrzeitasten, die wirkungslos sind), um den Testmodus sofort zu beenden.

## GEBRAUCHSANLEITUNG WECKER MIT BETTVIBRATOR MODELL SBB500SS-V3



**Auf Abbildung oben dargestellte Funktionen:**  
1) Weckruf-Indikator 1  
2) PM-Indikator  
3) Schlummertaste / Einstellen der Schlummerzeit / Dimmer  
4) Lautstärkeregler  
5) Alarm Set/ Einstellen der Alarmdauer  
6) Time Set-Taste  
7) Weckruf-Off-Taste  
8) Weckruf-Funktionsschalter  
9) Schnell Min./Studentaste/Wahl taste 12/24 h  
10) Langsam Min./ Studentaste  
11) Batteriefach  
12) Weckrufwählschalter  
13) Netzadapter  
14) Wecktonregler  
15) Vibrationsausgabe  
16) Blinkende Leuchtanzeige  
17) Weckruf-Indikator 2

**Einstellen der korrekten Uhrzeit –**  
1) Drücken und halten Sie die **Uhrzeitaste** (6) und drücken Sie **gleichzeitig die Studentaste** (9), um die Uhrzeitanzeige auf die gewünschte Zeit vorzustellen.  
2) Drücken und halten Sie die **Uhrzeitaste** (6) und drücken Sie **gleichzeitig die Minutentaste** (10), um die Uhrzeitanzeige auf die gewünschte Zeit vorzustellen. Ein Leuchtpunkt oben links in der Uhrzeitanzeige steht für Nachmittag (PM). Wird kein Leuchtpunkt angezeigt, bedeutet das Vormittag (AM).

**Einstellen der Weckrufzeit–**  
**Weckruf 1 einstellen**  
1) Schieben Sie den "**ALARM SELECTOR**" (12) (Weckrufwählschalter) in die AL1-Position. Die Weckrufanzeige "**AL1**" (1) leuchtet auf.  
2) Die "**ALARM SET /OFF"-Taste** (5) (Weckruf aktivieren / ausschalten) drücken und halten. Gleichzeitig die "**FAST"-Taste** (9) (Schnellaste) oder die "**SLOW"-Taste** (10) (Langsamaste) drücken, um die Anzeige bis zur gewünschten Uhrzeit vorzustellen.  
3) Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt für AM oder PM eingestellt ist.  
**Weckruf 2 einstellen**  
4) Nachdem der AL1-Weckruf eingestellt wurde, schieben Sie den "**ALARM SELECTOR**" (12) (Weckrufwählschalter) in die AL2-Position, die Weckrufanzeige "**AL2**" (17) leuchtet auf.  
5) Schieben Sie den "**ALARM SELECTOR**" (12) (Weckrufwählschalter) in die AL2- Position. Die Weckrufanzeige "**AL2**" (17) leuchtet auf.  
6) Die "**ALARM SET /OFF"-Taste** (5) (Weckruf aktivieren / ausschalten) drücken und halten. Gleichzeitig die "**FAST"-Taste** (9) (Schnellaste) oder die "**SLOW"-Taste** (10) (Langsamaste) drücken, um die Anzeige bis zur gewünschten Uhrzeit vorzustellen.

**Auswahl des 12 oder 24 Stunden-Formats–**  
Drücken und halten Sie die **Uhrzeitaste** (6) sechs Sekunden lang, um auf den Formatauswahlmodus zuzugreifen. Geben Sie die **Uhrzeitaste** (9) frei, wenn "12H" oder "24H" auf der Anzeige erscheint. Drücken und geben Sie die Uhrzeitaste frei, um zwischen den Formaten 12 oder 24 Stunden zu wechseln. Wird innerhalb von vier Sekunden keine Auswahl getroffen, wird das zuletzt angezeigte Format übernommen und die Anzeige kehrt in den normalen zeitmodus zurück.  
**Weckruf –**  
Weckrufe aktivieren:  
1) Schieben Sie den "**ALARM SELECTOR**" (12) (Weckrufwählschalter) in die AL1-Position, um Weckruf 1 zu aktivieren. Die Weckrufanzeige "**AL1**" (1) leuchtet auf.  
2) Schieben Sie den "**ALARM SELECTOR**" (12) (Weckrufwählschalter) in die AL2-Position, um Weckruf 2 zu aktivieren. Die Weckrufanzeige "**AL2**" (17) leuchtet auf.  
3) Sollen beide Weckrufe aktiviert werden, schieben Sie den "**ALARM SELECTOR**" (12) (Weckrufwählschalter) in die AL2-Position. Die Weckrufanzeigen "**AL1**" (1) und "**AL2**" (17) leuchten auf.

**Auswahl des Aufwachmodus**  
Zur Auswahl des Aufwachmodus schieben Sie den "Weckrufmoduswähler" (1) in die von Ihnen gewünschte Position:  
a) "BUZZ" (Summen) für Ton  
b) "VIB" für Bettschüttler  
c) "VIB/ BUZZ" für sowohl Ton als auch Bettschüttler

**HINWEIS:** Nachdem ein Aufwachmodus gewählt wurde, gilt er für beide Weckrufe.  
**Weckruffschemata –**  
Bei aktiviertem Weckruf sind die Schemata des Summers / der Blinklichtanzeige nicht mehr synchron mit dem Vibrator. Dies bedeutet, wenn Summer / Blinklichtanzeige eingeschaltet ist (ON), ist der Vibrator ausgeschaltet (OFF), und wenn Summer/ Blinklichtanzeige ausgeschaltet ist (OFF), ist der Vibrator eingeschaltet (ON).  
ALARM 1 - Wenn Weckruf 1 aktiviert ist, gibt er drei Summtöne ab, gefolgt von Vibration. Das Schema wird so oft wiederholt, bis der Weckruf gestoppt wird.  
ALARM 2 - Wenn Weckruf 2 aktiviert ist, gibt er vier Summtöne ab, gefolgt von Vibration. Das Schema wird so oft wiederholt, bis der Weckruf gestoppt wird.

**Einstellen der Dauer des Weckrufs –**  
Die voreingestellte Dauer des Weckrufs beträgt 30 Minuten. können jedoch die Dauer nach Wunsch auf einen Zeitraum zwischen 1 Minute und 59 Minuten einstellen. Einstellen der Weckruffdauer:  
1) Drücken und halten Sie die Taste AL. SET sechs Sekunden lang. Die Uhrenanzeige blendet die voreingestellte Weckruffdauer mit '30' ein.  
2) Drücken Sie die Taste "**MIN**" (10) zur Einstellung der gewünschten Weckruffdauer von 1 Minute bis 59 Minuten.  
3) Wenn in der Anzeige die gewünschte Weckruffdauer erscheint, kehrt sie nach drei Sekunden in den normalen Uhrzeitmodus zurück. Die neu eingestellte Weckruffdauer ist nun die neue Voreinstellung und bleibt solange gespeichert, bis sie erneut geändert wird.

**Schlummerbetrieb –**  
Wenn der Wecker morgens aktiviert wird, können Sie die **Schlummertaste** (3) drücken, um den Weckruf vorläufig auszustellen. Der Weckruf bleibt 7 Minuten lang oder über den von Ihnen gewählten Zeitraum von einer bis 30 Minuten deaktiviert, und wird dann wieder aktiviert. Der Schlummerbetrieb kann unbegrenzt oft wiederholt werden, bis der Weckruf endgültig ausgeschaltet wird.

**Einstellen der Schlummerzeit –**  
Die voreingestellte Schlummerzeit beträgt 7 Minuten. Sie können jedoch die Schlummerzeit nach Wunsch auf einen Zeitraum zwischen 1 Minute und 30 Minuten einstellen. Einstellen der Schlummerzeit:  
1) Drücken und halten Sie die **Schlummertaste** (3) vier Sekunden lang. Die Uhrenanzeige zeigt die voreingestellte Schlummerzeit '7'.  
2) Drücken Sie die Taste "**MIN**" (10) zur Einstellung der gewünschten Schlummerzeit von 1 Minute bis 30 Minuten.  
3) Wenn in der Anzeige die gewünschte Schlummerzeit erscheint, kehrt sie nach drei Sekunden in den normalen Uhrzeitmodus zurück. Die neu eingestellte Schlummerzeit ist nun die neue Voreinstellung und bleibt solange gespeichert, bis sie erneut geändert wird.

**Abhalten des Weckrufs –**  
Der Weckruf kann temporär für den Tag oder permanent abgeschaltet werden.  
1) Wenn der Weckruf ertönt, einfach die Taste "**AL off**" (7) drücken. Der Weckruf schaltet sich selbst für den Tag aus und ertönt am nächsten Tag wieder zur gleichen Zeit, sofern die Weckzeit nicht geändert wurde.  
2) Um den Weckruf permanent abzuschalten, schieben Sie den **Funktionsschalter** (8) in die Aus-Position. Der Weckruf ertönt erst dann wieder, wenn der **Funktionsschalter** (8) auf "VIB", "BUZZ" oder "VIB/BUZZ" gestellt wird.

**Dimmerbetrieb –**  
Sie können die Helligkeit der LED-Anzeige steuern. Drücken Sie ein Mal auf die Schlummertaste, um die Helligkeit der Anzeige zu ändern. Die Helligkeit wechselt zyklisch von hell (5) nach gedämpft (1) und wieder zurück.  
\*HINWEIS\*: Die Dimmerfunktion ist im Schlummermodus deaktiviert.

**Weckruf –**  
Die gewünschte Weckzeit einstellen und den **VIB/BUZZ/OFF-Schalter** (8) in die gewünschte Position schieben. Für Bettvibrator auf VIB, für Weckruf auf BUZZ oder für beide Funktionen auf VIB/BUZZ schieben.

**Weckton –**  
Um den Weckton einzustellen, am **Wecktonregler** (14) rechts am Wecker, unter dem **Lautstärkeregler** (4) drehen, bis das gewünschte Level erreicht ist.

**Lautstärke –**  
Um die Lautstärke einzustellen, am **Lautstärkeregler** (14) oben rechts am Wecker drehen.


**Bettvibrator/Vibrator – Abbildung B –**  
1) Den Bettvibratoranschluss an der Rückseite des Weckers am Anschluss **VIBRATOR-Eingang** (15) einstecken.  
2) Um den Vibrator zu aktivieren, den **Funktionsschalter** (8) auf VIB oder VIB/BUZZ schieben.  
3) Den Vibrator unter die Matratze oder das Kissen legen.

**Batterie-Backup –**  
Um die Backup-Batterie zu verwenden, eine 9-Volt-Alkalibatterie an der Rückseite des Weckers unter der **Batteriefachabdeckung** (11) einlegen. Batterie im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte beachten Sie, dass auf der LED-Anzeige zwar während eines Stromausfalls nichts angezeigt wird, die Uhr jedoch korrekt weiterläuft, bis die Stromversorgung wieder hergestellt ist. Bei Stromausfall reichen die Alkalibatterien nur für eine Betriebsdauer von bis zu 30 Tagen. (Bei Stromausfall zeigt die LED-Anzeige nicht die Uhrzeit an.)

**HINWEIS:** Für beste Ergebnisse wird empfohlen, dass die Batterie alle sechs bis acht Monate ausgewechselt wird. Wenn der Wecker längere Zeit nicht verwendet wird, sollte die Batterie heraus genommen werden, damit sie nicht auslaufen kann.

**DC 9V –Eingang –**  
Den Netzanschlusstecker an der Seite des Weckers am Anschluss **DC9V IN** (13) neben dem **VIBRATOR-Eingang** (15) anschließen; dies ist der kleinere der beiden.  
**Wichtig:** Netzeingang nicht mit Vibrator-Ausgang verwechseln.

**ALLGEMEINE DATEN**  
Netzadapter  
Eingang:100-240V~, 50/60Hz  
Ausgang: DC9V --- 0,65A / 5,85W

 <p>Der Blitz im Dreieck ist ein Warnzeichen, dass Sie auf lebensgefährliche Spannung im Gerätinneren hinweist</p>	<p><b>VORSICHT:</b> ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAGEGFAHR BITTE KEINE GEHÄUSETEILE ENTFERNEN! WENDEN SIE SICH FÜR WARTUNGEN AN IHREN SONIC ALERT-KUNDENDIENST.</p>	 <p>Das Ausrufungszeichen im Dreieck ist ein Warnzeichen, das Sie auf wichtige Anweisungen hinweist, die dem Produkt beiliegen.</p>
---	---	--

**WARNUNG: UM DIE GEFAHR EINES BRANDES ODER ELEKTROSCHOCKS ZU VERMEIDEN, DAS GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.**

**RECYCLING VORSCHRIFT**  
Die WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronikgeräte) wurde aufgestellt, damit Altgeräte auf beste Art und Weise verwertet werden. Wenn dieses Produkt defekt ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten :  
- Entfernen Sie die Batterien und werfen Sie diese in einen geeigneten Rücknahmecontainer. Geben Sie das Produkt bei einer Altgerätesammelstelle ab.  
- Oder geben Sie das alte Produkt dem Händler zurück. Bei Kauf eines neuen Geräts sollte der Händler das Altgerät annehmen. Wenn Sie sich an diese Anweisungen halten, stellen Sie den Schutz der Gesundheit und Umwelt sicher.

**CE ERKLÄRUNG:** Sonic Alert erklärt hiermit, dass dieses Produkt die notwendigen Voraussetzungen sowie die weiteren betreffenden Bestimmungen der Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) 2014/30/EC und der Niederspannungsrichtlinie (LVD) 2014/35/EC. (falls zutreffend)

*Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden :*  
[www.geemarc.com/de](http://www.geemarc.com/de)

Eine normale Funktion kann durch eine starke elektromagnetische Signaleüberlagerungen (von anderen Geräten) beeinflusst werden. Falls das eintritt versuchen Sie bitte das Gerät an einen anderen Platz zu stellen. Dann sollte es wieder normal funktionieren. Es koennt jedoch moeglich sein, dass Sie das Geraet wieder neu einstellen muessen. Folgen Sie dafür bitte den Anweisungen in der Anleitung.

<p align="center"><b>2 JAHRE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE VON SONIC ALERT</b></p> <p>Sonic Alert gewährt 2 Jahre garantie für das gerät. Von dieser garantie sind unfälle, unsachgemäße bedienung oder mangelnde sorgfalt ausgeschlossen. Ihre rechte werden von dieser Sonic Alert garantie in keiner weise beeinträchtigt. Das produkt ist durch die gesetzliche garantie der konformität abgedeckt wie gesetzlich vorgesehen. <b>Wichtig:</b> Ihr kaufbeleg ist teil der garantie und muss aufbewahrt und im garantiefall vorgelegt werden. N°dienstservice: +49 (0) 228 548 89 932 <b>GEEMARC TELECOM</b> <b>Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59791 Grande Synthe Cedex, FRANCE</b></p>
--





Produktunterstützung und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter [www.geemarc.com/de](http://www.geemarc.com/de)  
 E-mail: [kundendienst@geemarc.com](mailto:kundendienst@geemarc.com)  
 Telefon: +49(0)30 209 95 789  
 Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59791 Grande-Synthe, France.  
 Manufacturer: Sonic Alert 850 Stephenson Hwy., Suite 323, Troy MI  
 Von Geemarc Telecom im China hergestellt