



## GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

N'hésitez pas à consulter notre site Internet : [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) pour des informations à jour sur nos produits.


### INTRODUCTION

Ce SYSTÈME SANS FIL NUMÉRIQUE 2,4GHz à BOUCLE D'INDUCTION PORTÉ AUTOUR DU COU s'appuie sur la toute dernière technologie sans fil. Il permet la transmission directe du son émis par votre système audio sélectionné dans vos appareils auditifs. Raccordez simplement l'émetteur à la source audio souhaitée : TV, système audio, etc.

### CARACTÉRISTIQUES


- Technologie numérique sans fil 2,4 GHz
- La boucle inductive portée autour du cou transmet le son directement dans l'appareil auditif
- Mécanisme de recharge sur station d'accueil pour le récepteur
- Désactivation automatique des transmissions RF pour économiser la batterie (lorsqu'il n'y a pas de signal audio)
- En mode amplification du son ambiant l'entrée audio est désactivée par le CL7060.
- Mécanisme de recharge rapide pour la seconde batterie
- Batterie de recharge pour une utilisation continue
- Balance gauche/droite et contrôle de la tonalité
- Entrée audio optique

### CONTENU DE LA BOITE



### DESCRIPTION


#### Identification des fonctions du collier avec boucle à induction



- (B1) Fiche anti étranglement
- (B2) Réglage du volume
- (B3) Témoin lumineux de mise sous tension
- (B4) Touche micro pour passage en mode amplification du son ambiant
- (B5) Interrupteur Marche / Arrêt


- (B6) Micro
- (B7) Équilibrage du volume (gauche/droit)
- (B8) Jack de sortie audio 3,5 mm
- (B9) Batterie

#### Identification des fonctions de la base



AVANT

ARRIÈRE




- (C1) Emplacement de recharge du casque
- (C2) Fente pour batterie supplémentaire
- (C3) Voyant LED de recharge pour la batterie supplémentaire
- (C4) Voyant LED de recharge pour le casque
- (C5) Voyant LED de présence d'alimentation/ source audio
- (C6) Touche modification de la tonalité d'écoute
- (C7) Voyant LED indiquant le type de tonalité (grave, aigu ou les 2)
- (C8) Entrée alimentation CC
- (C9) Sélection Mono/Stéréo
- (C10) Entrée optique pour câble TOSLINK
- (C11) Entrée audio 3,5 mm



Veillez noter qu'une seule entrée (entrée audio ou entrée optique) doit être connectée.

### INSTALLATION

#### Base




- (D1) Branchez l'adaptateur secteur à la prise d'entrée CC IN située à l'arrière de l'émetteur.
- (D2) Branchez l'adaptateur de courant fourni à une prise électrique. Assurez-vous que la LED d'alimentation (C5) placée sur l'émetteur est allumée.
- (D3) Branchez l'émetteur à votre source audio.
- (D4) Le câble de l'adaptateur RCA, le câble audio, le câble TOSLINK sont fournis pour différents types de branchements à votre source audio (téléviseur, système audio, etc.).
- (D5) Lorsque vous utilisez le câble TOSLINK, assurez-vous que les caches de protection en plastique transparent ont été retirés aux deux extrémités.



Veillez noter qu'une seule entrée (entrée audio ou entrée optique) doit être connectée. Le meilleur résultat audio sera obtenu en utilisant le câble TOSLINK, le cas échéant.

Adaptateur + fiche anglaise




L'adaptateur secteur avec fiches détachables peut être utilisé au Royaume-Uni et en Europe.

Le voyant d'alimentation vert clignote lorsque vous connectez l'adaptateur secteur à la prise secteur. Lorsque le signal audio est détecté de la source audio, le voyant vert s'allume (C5).

### RÉGLAGE DU RÉCEPTEUR À BOUCLE PORTÉ AUTOUR DU COU

#### Installation et chargement des batteries



1. Insérez une batterie dans le récepteur en prenant garde à la polarité. (Voir la Fig. A ci-dessous).
2. Éteignez le récepteur (Position Arrêt). Chargez la batterie pendant environ 3 heures avant la toute première utilisation.  
Placez le récepteur dans l'emplacement de recharge du casque sur la base. Le processus de recharge démarre automatiquement. Le voyant LED (C4) de la base restera rouge jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée. Une fois celle-ci chargée, il deviendra vert. Ceci prendra environ 3 heures. (Voir la Fig. B ci-dessus)
3. Insérez la batterie de recharge dans la base comme indiqué ci-dessous. Le voyant LED (C3) restera rouge jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée. Une fois celle-ci chargée, il deviendra vert. Ceci prendra environ 3 heures. (Voir la Fig. C. ci-dessous)



- Avec une batterie entièrement chargée vous profiterez d'environ 5 heures d'écoute.
- Pour économiser la batterie, le récepteur s'éteint automatiquement si aucun signal n'est détecté pendant env. 5 minutes ou lorsque le niveau du signal audio est trop faible. Lorsque le signal revient à un niveau acceptable, l'émetteur se rallume automatiquement.

## FONCTIONNEMENT

### Un volume excessif peut causer des dommages auditifs !




- Avant d'allumer le récepteur, baissez le volume puis augmentez-le progressivement jusqu'au niveau requis.
- Ne pas écouter l'audio en permanence à des volumes élevés.

1. Allumez la source audio (téléviseur, système audio, etc.) à laquelle la base est connectée. Le témoin LED vert du signal (C5) s'allume.
2. Mettez l'interrupteur Marche / Arrêt (B5) du casque en position Marche.
3. Le câble à induction porté au tour du cou transmet le signal audio directement à l'appareil auditif en 'Mode-T'

Remarque : • l'appareil auditif doit être réglé sur la position T pour qu'il fonctionne correctement.

- Tous les écouteurs / oreillettes doivent être retirés de la prise de sortie audio de 3,5 mm (B8).



4. Des écouteurs ou un casque peuvent être connectés à la prise de sortie audio de 3,5 mm (B8) du récepteur pour une écoute directe sans aide auditive.
5. Ajustez la tonalité d'écoute pour des performances optimales.

Remarque : lorsque le niveau de la batterie est faible, le récepteur émet 3 bips chaque minute. Le récepteur s'éteint automatiquement après 5 minutes.

### La touche Micro


Le microphone (B6) qui se trouve sur le côté du récepteur capte les sons environnants. Lorsque la touche micro (B4) est appuyée, le son ambiant est perçu plus fort.

Appuyez sur la touche Micro (B4) pour activer le microphone. Le témoin de mise sous tension passe du vert au rouge (B3) et deux bips courts sont émis. Vérifiez que l'ouverture du micro n'est pas recouverte (B6).

Vous pouvez écouter le son ambiant et utiliser le récepteur comme un appareil d'aide auditive qui vous aidera à entendre plus clairement les autres personnes.

Pour éteindre le micro, ré appuyez sur la touche (B4). Le témoin de mise sous tension (B3) devient vert et vous pouvez entendre le son de la source audio.

### Clarté de la tonalité



Réglage s	Voyant LED orange	Effet
Par défaut	<input type="radio"/> Bass <input type="radio"/> Treble <input type="radio"/> B + T	Stable
B + T	<input type="radio"/> Bass <input type="radio"/> Treble <input checked="" type="radio"/> B + T	augmentation des basses + Augmentation des aigus
Aigus	<input type="radio"/> Bass <input checked="" type="radio"/> Treble <input type="radio"/> B + T	augmentation des aigus
Basses	<input checked="" type="radio"/> Bass <input type="radio"/> Treble <input type="radio"/> B + T	augmentation des basses

Vous pouvez régler la clarté de la tonalité à l'aide de la touche de la base. Appuyez sur la touche et relâchez-la plusieurs fois jusqu'à obtenir le réglage optimal. Le réglage actuel sera indiqué par l'état des trois voyants LED.

Les réglages sont indiqués dans le tableau ci-dessus. Vérifiez quel réglage vous convient le mieux.

## DÉPANNAGE

### Aucun son

- Vérifiez que l'adaptateur secteur est correctement enfoncé dans la prise électrique et que le câble est correctement branché au connecteur CC IN (C8) sur l'émetteur.
- Assurez-vous que l'interrupteur du casque (B5) est sur MARCHÉ.
- Vérifiez l'état de charge de la batterie dans le casque - placez-le dans le support de chargement et rechargez la batterie jusqu'à ce que le témoin lumineux de charge vire au vert (C4).
- Vérifiez que le poste de télévision, le système HI-FI ou le composant audio est allumé et défini sur un canal qui diffuse un signal audio.
- Assurez-vous que le volume sur la source audio connectée est réglé sur au moins la moitié de sa capacité maximale.
- L'équipement audio/vidéo branché n'est peut-être pas en mode de lecture. Lancez la lecture sur l'équipement.
- Utilisez la commande placée sur le casque pour régler le volume (B2).
- Vérifiez si le niveau de son sur le casque est réglé trop bas. Réglez le volume sur le niveau qui vous convient.
- Essayez d'utiliser une connexion différente RCA ou OPTIQUE.

### Distorsion

- La batterie à l'intérieur du casque a peut-être besoin d'être rechargée. Rechargez la batterie.
- Le casque se trouve peut-être à une distance trop éloignée de l'émetteur à l'intérieur du support de recharge. Rapprochez-les.
- Le niveau du signal d'entrée audio est trop bas. Augmentez le volume sur la source audio.
- Le niveau d'entrée du signal audio est peut-être trop élevé, diminuez le volume de la source audio.



**Au cas où le récepteur à boucle porté autour du cou ne peut pas être relié à l'émetteur. Veuillez suivre la procédure de jumelage suivante :**

1. Éteignez l'émetteur.
2. Allumez le récepteur.
3. Appuyez sur la touche MIC et maintenez-la enfoncée pendant environ 5 secondes. La LED verte se met à clignoter rapidement sur le récepteur. Allumez l'émetteur.
4. Le récepteur et l'émetteur seront automatiquement appariés et le voyant vert du récepteur restera allumé.

### AVERTISSEMENT :

La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, comme la lumière directe du soleil, un feu, etc.

N'essayez pas de remplacer la batterie rechargeable d'origine.

Lorsque les oreillettes ne sont pas utilisées, mettez l'interrupteur sur la position ARRÊT pour éviter d'endommager les batteries.

La batterie doit toujours être complètement chargée avant la première utilisation. Une charge initiale de 3 heures est requise pour garantir un service acceptable de la batterie rechargeable. Vérifiez que le récepteur est éteint avant de recharger la batterie.

Une pression sonore excessive depuis des oreillettes ou un casque peut provoquer une perte auditive.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mode de transmission	: Système numérique sans fil		
Fréquence porteuse	: BANDE ISM 2,4 GHz		
Réponse en fréquences	: 30 Hz – 10K Hz		
Portée	: maximum 20 mètres (périmètre libre)		
Rapport signal-bruit	: >70 dB		
Distorsion	: <0,5 %		
Poids du casque	: 78 grammes	Poids de la base	: 115 grammes
Tension de fonctionnement	de : Émetteur : 5V, 550mA : Casque : 3,7V, 350 mAh Batterie Lithium Polymère		
Durée de fonctionnement	de : Batterie entièrement chargée - jusqu'à 5 heures		
Durée de charge	: Batterie vide - Environ 3 heures		

## SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

- Tenir à l'écart des sources de chaleur telles que les plaques chauffantes et les appareils générant de la chaleur ;
- Tenir à l'écart des sources d'eau ou d'autres fluides ;
- Les réparations doivent être confiées à du personnel qualifié ;
- Nous suggérons qu'un limiteur de surtension soit raccordé entre le point d'alimentation secteur et l'adaptateur CA / CC.



### Pour les utilisateurs avec un pacemaker

Il est recommandé de consulter votre médecin ou conseiller médical avant d'utiliser ce produit, si vous avez un pacemaker.

## GARANTIE

Votre produit Geemarc est garanti pendant deux ans à partir de la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. Si vous rencontrez un problème, contactez notre ligne d'assistance ou visitez notre site Web à l'adresse : [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com).

La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc.

La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

**IMPORTANT : VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ÊTRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.**

Remarque : la garantie est applicable au Royaume Uni uniquement.

## DÉCLARATIONS

### Directives CE

Geemarc Telecom SA déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres dispositions pertinentes de la Directive RED 2014/53/UE concernant les équipements hertziens.

La déclaration de conformité est disponible sur [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

**Branchement électrique :** l'appareil est conçu pour fonctionner à partir d'une source électrique de 230V, 50Hz uniquement. (Répertorié comme affichant une tension dangereuse sous les termes de la norme EN60950). L'appareil n'incorpore aucun interrupteur intégral on/off. Pour éteindre l'appareil, débranchez l'adaptateur de courant. Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que la prise secteur soit facilement accessible.

### Directives de recyclage

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible.

Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques. Veuillez utiliser une des options suivantes :

- Retirez les batteries et jetez-les dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Ou rappez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.



Pour des informations et une assistance sur le produit, rendez-vous sur notre site Web :

[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com).

Contactez Geemarc France :

2 rue galilée, parc de l'étoile, 59791 GRANDE-SYNTHÉ Cedex

téléphone **0328587599**

ou fax **0328587576**