

geemarc™ AMPLICALL™ 101

Hear the Difference



Wireless doorbell
Sonnette sans fil
Drahtlose Türklingel

English P1

Français P12

Deutsch P23


!!! Please refer to our website:
www.geemarc.com for an up to date user guide,
as there may be important updates and changes
you need to be aware of !!!

PACKAGE CONTENTS

The package contains the following items:

- 1 user's manual
- 1 AMPLICALL™101 (AC101)
- 2 screws and 2 fixing holes
- 1 wall bracket and 1 lanyard bracket.


DESCRIPTION



INSTALLATION

Battery installation or replacement in the remote

AMPLICALL™ 101




1. Use your finger to unlock the lock lever (fig ①).
2. Rotate the mounting bracket to 90 degrees (fig ②).
3. Remove the mounting bracket from the unit (fig ③).
4. Rotate the battery cover using a coin (fig ④).
5. Insert a CR2032 battery into the battery compartment with the polarity + on top. (fig ⑤).
6. Close the battery cover using a coin. (fig ⑥).
7. Replace the mounting bracket to 90 degrees. (fig ⑦).
8. Rotate the mounting bracket until the part locks.

Note: Low Battery Signal

When the AC101 is running low on battery, it will send a signal to the AMPLICALL™100 or AMPLICALL™150 which will make the corresponding zone icon light up. To replace the battery, you will need to follow the 8 steps procedure described above.

CODE CONFLICT

If the bell press coding is the same as another transmitter you must change the code. When you have changed the code must re-pair the bell press



(A) Open the battery cover.


(B) Take out the battery.

(C) Press and hold the test button, insert the battery whilst holding the button for 5 seconds. The LED will flash 5 times when a new code is generated.

Pairing with AMPLICALL™100/AMPLICALL™150


Enter pairing mode on the AC100 or AC150:

1. Press & hold the **LEARNING** button (●) for 3 seconds. The LED in zone icon #1 will flash.
2. Press the **LEARNING** button (●) again to move to the zone icon you wish to pair the AC101 with. Press the **melody selection** (🎵) button to scroll through the melodies. Once you hear a melody you like, do not press any button during the melody.
3. Press once the doorbell button of the AC101 to pair.
4. If successful, the AMPLICALL100 or 150 will generate two short tones.




WALL MOUNTED INSTALLATION

Mounting with screws




Requires an electric drill to fix the AC101 on the wall using the provided ram plug and screws.

Mounting with Double-sided adhesive




You can install your AMPLICALL™101 onto a wall.
Please, follow the recommendations below.

Attach the Doorbell to the mounting bracket



1. Replace the mounting bracket to 90 degrees. (fig 1).
2. Rotate the mounting bracket until the part locks. (fig 2).

Put the bell press to the lanyard bracket



1. Place the lanyard bracket to 90 degrees.
2. Rotate the mounting bracket until the part locks.

GUARANTEE

From the moment your Geemarc AMPLICALL™101 is purchased, Geemarc guarantee is for the period of two years. During this time, all repairs or replacements (at our discretion) are free of charge. Should you experience a problem then contact our help line or visit

our website at **www.geemarc.com**.

The guarantee does not cover accidents, negligence or breakages to any parts. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorized Geemarc representative.

The Geemarc guarantee in no way limits your legal rights.

IMPORTANT: YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR GUARANTEE AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM.

Please note: The guarantee applies to the United Kingdom only.

DECLARATIONS:

UKCA Directives

Geemarc Telecom SA hereby declares that this AMPLICALL™101 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Directive 2014/53/UE.

*The UKCA declaration of conformity may be consulted at **www.geemarc.com***

RF power : < 250mW

Recycling Directives

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) has been put in place for the products at the end of their useful life are recycled in the best way.

When this product is finished with, please do not put it in your domestic waste bin. Please use one of the following disposal options:

- Remove the batteries and deposit them in an appropriate WEEE skip. Deposit the product in an appropriate WEEE skip.
- Or, hand the old product to the retailer. If you purchase a new one, they should accept it.

Thus if you respect these instructions you ensure human health and environmental protection.



For product support and help visit our website at www.geemarc.com

E-mail : help@geemarc.com telephone **01707 387602**

lines are open 09h00 to 16h00 Mon to Fri

2 Rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59791 Grande-Synthe Cedex, France

This product is made in China To Geemarc Telecom

!!! Veuillez consulter notre site Web:
www.geemarc.com car il peut y avoir des mises à
jour importantes et changement dont vous devez
être conscient !!!

Contenu de la boîte

La boîte contient les éléments suivants :


1 guide d'utilisation

1 télécommande AMPLICALL™101 (AC101)

2 vis et 2 chevilles






1 support mural et 1 cordon tour de cou.

DESCRIPTION



INSTALLATION

Installation ou remplacement de la batterie dans l'appareil distant AMPLICALL™ 101



1. Utilisez votre doigt pour déverrouiller le levier de blocage (fig 1).
 2. Faites pivoter le support de montage à 90 degrés (fig 2).
 3. Retirez le support de montage de l'appareil (fig 3).
4. Utilisez votre doigt pour tourner la vis (fig 4).
 5. Insérez la pile CR2032 Lithium (fig 5).
 6. Poussez la pile dans le compartiment (fig 6).
 7. Rebranchez le support de montage de l'appareil (fig 7).

4. Faites tourner le couvercle du compartiment à pile à l'aide d'une pièce de monnaie (fig 4).
5. Insérez une pile CR2032 dans le compartiment à pile avec la polarité + en haut (fig 5).
6. Fermez le couvercle du compartiment à pile à l'aide d'une pièce de monnaie (fig 6).
7. Remplacez le support de montage à 90 degrés (fig 7).
8. Faites tourner le support de montage jusqu'à ce que la pièce se verrouille.


Remarque: signal de batterie faible

Lorsque la batterie de l'AC101 est déchargée, ce dernier envoie un signal à l'AMPLICALL™100 ou à l'AMPLICALL™150 qui fait alors s'allumer l'icône de la zone correspondante. Pour remplacer la pile, vous devez suivre la procédure en 8 étapes décrite ci-dessus.


CONFLIT DE CODES

Si le code de la sonnette est le même que celui d'un autre émetteur, vous devez changer le code. Lorsque vous avez changé le code, vous devez ré-appairer la sonnette.


(A)
Ouvrez le couvercle du compartiment à pile.



(B)
Retirez la pile.



(C)
Appuyez sur le bouton de test et maintenez-le enfoncé, insérez la pile tout en maintenant le bouton enfoncé pendant 5 secondes. La LED clignote 5 fois lorsqu'un nouveau code est généré.




Enregistrement avec l'AC100 / AC150

Entrez en mode enregistrement sur l'AC100 ou l'AC150:

1. Appuyez sur le bouton **Programmation** (●) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. La LED de l'icône de zone n°1 se met à clignoter.
2. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton **Programmation** (●) pour vous déplacer vers l'icône de la zone avec laquelle vous souhaitez jumeler l'AC101.

Appuyez sur le bouton de **sélection de la mélodie** (🎵) pour faire défiler les mélodies. Dès que vous entendez une mélodie qui vous plaît, n'appuyez sur aucun bouton tant que la mélodie est en cours de diffusion.


3. Appuyez une fois sur le bouton de la sonnette de l'AC101 pour effectuer l'enregistrement.



4. Si le résultat est positif, l'AMPLICALL™ 100 ou 150 produira deux courtes tonalités.


INSTALLATION MURALE

Montage avec vis



Une perceuse électrique est nécessaire pour fixer l'AC101 au mur à l'aide des vis et des chevilles fournies.


Montage avec adhésif double face



Collez l'adhésif double face sur le support de montage.

Collez le support sur le cadre de la porte.


Fixer la sonnette sur le support de montage



1. Remplacez le support de montage à 90 degrés. (**fig 1**).

2. Faites tourner le support de montage jusqu'à ce que la pièce se verrouille. (**fig 2**).

Placez la sonnette sur le cordon tour de cou



1. Placez le cordon tour de cou à 90 degrés.
2. Faites tourner le support de montage jusqu'à ce que la pièce se verrouille.

GARANTIE

Geomarc garantit votre produit AC101 sur une période de deux ans, à compter de la date d'achat. Pendant cette période, toutes les réparations ou les remplacements (à notre discrétion) seront gratuits. Si vous rencontrez un problème, contactez notre service d'assistance téléphonique ou rendez-vous sur notre site web à l'adresse **www.geomarc.com**. La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les bris de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par une personne qui n'est pas un représentant autorisé

de Geemarc. La garantie Geemarc ne limite en rien vos droits légaux.

IMPORTANT: VOTRE REÇU FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ÊTRE CONSERVÉ ET PRODUIT EN CAS DE RÉCLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE.

Veillez noter: la garantie s'applique uniquement en France.

DÉCLARATION :

Directives CE

Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son AC101 est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres directives pertinentes de la norme 2014/53/UE.

*La déclaration de conformité peut être consultée sur le site suivant **www.geemarc.com***

Puissance de la fréquence radio : < 250mW

Directives de recyclage

La DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) a été créée pour les produits en fin de vie afin de faciliter leur recyclage.

Lorsque ce produit est en fin de vie, veuillez ne pas le jeter dans votre poubelle à ordures ménagères.

Veuillez utiliser l'une des options d'élimination suivantes:

- Retirez les piles et déposez-les dans une benne DEEE appropriée. Déposez le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Ou alors, remettez l'ancien produit au détaillant. Si vous en achetez un nouveau, ils devraient l'accepter. Ainsi, si vous respectez ces instructions, vous assurez la protection de la santé humaine et de l'environnement.



Consulter notre site Internet pour obtenir la notice détaillée ou des informations et de l'aide sur nos produits: www.geemarc.com

Email: sav@geemarc.fr Téléphone: **03 28 58 75 99**

2 Rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59791 Grande-Synthe Cedex, France

Produit fabriqué en Chine pour Geemarc Telecom



!!! Bitte besuchen Sie unsere Website:

www.geemarc.com für bis zu Datum

Benutzerführung, da es wichtige Updates geben kann
und Änderungen, auf die Sie achten müssen !!!

Paketinhalt

Das Paket enthält die folgenden Gegenstände :


1 Bedienungsanleitung

1 AMPLICALL™101 (AC101) Fernbedienung

2 Schrauben und 2 Befestigungslöcher





1 Wandhalterung und 1 Lanyard Halterung.

BESCHREIBUNG



INSTALLATION

Einsetzen oder Austauschen der Batterien im AMPLICALL™ 101



1. Ziehen Sie den Verschlusshebel mit Ihrem Finger hoch (Bild 1).

2. Drehen Sie die Befestigung auf einen 90-Grad-Winkel (Bild 2).

3. Nehmen Sie die Befestigung von der Einheit (Bild 3).


4. Drehen Sie die Batterieabdeckung mit einer Münze ab (Bild 4).
5. Setzen Sie eine CR2032 Batterie in das Batteriefach ein, wobei die Polarität + oben sein muss (Bild 5).
6. Schließen Sie das Batteriefach mit einer Münze (Bild 6).
7. Platzieren Sie die Befestigung im 90-Grad-Winkel (Bild 7).
8. Drehen Sie die Befestigung, bis das Teil einrastet.

Hinweis : Signal für niedrigen Batteriestand

Wenn der Batteriestand vom AC101 niedrig ist, wird ein Signal an den AMPLICALL™ 100 oder AMPLICALL™ 150 gesendet, und die entsprechende Symbolzone leuchtet daraufhin auf. Um die Batterien auszutauschen, müssen Sie die 8 Schritte wie oben beschrieben befolgen.

CODE-KONFLIKT

Wenn das Coding des Klingelknopfs mit einem anderen Transmitter identisch ist, müssen Sie den Code ändern. Sobald Sie den Code geändert haben, müssen Sie den Klingelknopf erneut paaren.




- (A) Batterieabdeckung abnehmen.
- (B) Batterie herausnehmen.
- (C) Testknopf gedrückt halten, Batterie einsetzen, während Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten. Die LED blinkt 5 Mal, wenn ein neuer Code generiert wird.

Paarung mit AMPLICALL™100/AMPLICALL™150

Setzen Sie den AC100 oder AC150 in den Paarungsmodus :


1. Halten Sie die **LEARNING** Taste (●) 3 Sekunden lang gedrückt.
Die LED-Anzeige in der Symbolzone #1 blinkt auf.
2. Drücken Sie erneut auf die **LEARNING** Taste (●) und gehen Sie auf die Symbolzone, mit der Sie eine Paarung herstellen wollen. Drücken Sie auf die **Melody Selector** (🎵) Taste, um durch die verschiedenen Melodien zu scrollen. Sobald Sie eine Melodie hören, die Ihnen gefällt, drücken Sie während des Abspielens der Melodie keine Taste.
3. Drücken Sie einmal auf den Klingelknopf am AC101, um diesen zu paaren.



4. Sobald dies erfolgreich abgeschlossen ist, erzeugt der AMPLICALL™ 100 oder 150 zwei kurze Töne.


WANDHALTERUNG

Anbringung mit Schrauben



Sie benötigen eine elektrische Bohrmaschine, um den AC101 mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben an der Wand anzubringen.


Anbringung mit doppelseitigem Klebeband



Kleben Sie das doppelseitige Klebeband auf die Wandhalterung.


Kleben Sie die Halterung an den Türrahmen.

Anbringung der Türklingel an der Wandhalterung



1. Drehen Sie die Wandhalterung auf 90 Grad. (**Bild 1**).
2. Drehen Sie die Wandhalterung, bis der Teil einrastet. (**Bild 2**).

Anbringung des Klingelknopfs an der Lanyard-Halterung



1. Platzierung Sie die Halterung auf 90 Grad.
2. Drehen Sie die Halterung, bis der Teil einrastet.

GARANTIE

Geemarc™ bietet AMPLICALL™101 eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahre ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie kostenlos. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter **www.geemarc.com**. Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es von einer Person auseinanderggebaut werden, die kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG : IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE UND MUSS IM FALLE EINES GARANTIEANSPRUCHS AUFBEWAHRT UND VORGELEGT WERDEN.

ERKLÄRUNGEN :

CE Richtlinien

Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses AC100 mit die grundlegenden Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/UE erfüllt.

*Die Konformitätserklärung kann unter **www.geemarc.com** eingesehen werden*

Strahlungsleistung : < 250mW

VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln.

Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.
- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.



Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter
www.geemarc.com/de

E-mail: **kundendienst@geemarc.com**

Telefon: **+49(0)30 209 95 789**

2 Rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59791 Grande-Synthe Cedex,
France

Dieses Produkt ist in China für Geemarc Telecom hergestellt



UGAMPLICALL101_EnFrGe_A7_V1.1