

GEEMARC

CLEAR SOUND™

HEAR THE DIFFERENCE

AMPLICALL™ 50

Tragbares Alarmgerät



geemarc™
Telecom SA

Deutsch

INHALT

INHALT	1
EINLEITUNG	3
Das AMPLICALL™50 auspacken	5
BESCHREIBUNG	6
Allgemeine Beschreibung	6
INSTALLATION	8
Einstellung	8
Aufstellung	9
Bereich	10
PAARBILDUNG	11
Paarbildung Ablauf	11
Paarbildung im Register löschen	13

INHALT

AMPLICALL™50	17
An/Aus Einstellung	17
Vibration An/Aus Einstellung	17
Lautstärke Einstellung	17
AMPLICALL™50 Anwendung	18
PROBLEMLÖSUNG	19
SICHERHEITSINFORMATIONEN	23
GARANTIE	29
RECYCLING ANWEISUNGEN	32

EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Geemarc AMPLICALL™50. Dieses ist ein tragbares Gerät, welches übertragbare Signale von einigen Sendern empfangen kann z.B. AMPLICALL™1/2/3/30/40. Das AMPLICALL™50 blinkt, kann einen Alarmton abgeben und/oder vibriert um Sie zu alarmieren, daß eine Person/Kind Ihrer Hilfe bedarf.

Das AMPLICALL™50 ist ein hervorragender Empfänger, welcher in der Lage ist viele verschiedene Arten von Sendern

EINLEITUNG

in einem Bereich zu verknüpfen. Mit den Anforderungen an einen guten, klaren Empfang bei gleichzeitiger leichter Einrichtung und Benutzung.

Es ist wichtig, daß Sie die folgenden Anweisungen lesen, um das volle Potential des Amplical50 nutzen zu können. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf für spätere Einsichtnahme.

EINLEITUNG

Das AMPLICALL™50 auspacken

Wenn Sie das AMPLICALL™50 auspacken, sollte Sie folgendes in der Schachtel vorfinden:

- 1 AMPLICALL™50 Gerät
- 3 AAA batteries (mitgeliefert)



Für Produktbetreuung und Hilfe besuchen sie unsere Webseite auf www.geemarc.com/de


Telefon +49(0)228/ 74 87 09 0
oder Fax +49(0)228/ 74 87 09 20

BESCHREIBUNG

Allgemeine Beschreibung

Vorderansicht-Beschreibung

Vier rote LED



Lautstärke Aus/
Niedrig/
Hoch Taste


Vibration
An/Aus Taste

AN/Aus Taste

Eingeschaltet
LED indicator

BESCHREIBUNG

Hinteransicht-Beschreibung



INSTALLATION

Einstellung

Für das tragbare Kontrollgerät, öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Gerätes. Legen Sie 3 Alkaline-Batterien (Größe AAA 1.5 V-Typ, sind im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach. Überprüfen Sie die Polarität der Batterien beim Einlegen der Batterien. Batteriefach wieder schließen – rastet wieder ein.

Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf Ein um es zu aktivieren.

INSTALLATION


Wenn die LED Anzeige rot blinkt

- Langsam=Normal
- Schnell=niedrige Batterie
bitte (Batterie ersetzen)



Aufstellung

Das AMPLICALL™ 50 kann mitgenommen werden, entweder mit der Hand oder mit dem mitgelieferten Gürtelclip.



INSTALLATION

Bereich

Das Kontrollgerät ist sorgfältig entworfen worden, um innerhalb von 30 Meter einen bestmöglichen Empfang zu haben. Dies ist geeignet für die Mehrheit der Hausgeräte in Ihrer Umgebung. Der Bereich und die allgemeine Qualität des Empfangs kann durch die Batteriestärke und die Zahl der Hindernisse wie z.B. eine Wand variieren.

Paarbildung Ablauf

Drücke und halte die Paarbildung/Test-Taste des AMPLICALL™50 bis das Gerät einen Piepston von sich gibt. Die 1.LED leuchtet. Dies zeigt an, daß Sie den Paarbildungsmodus betreten haben.

Sie können nun den 1.

Außensender z.B.

AMPLICALL™1/2/3/30/40 mit der 1. LED koppeln. Drücke und halte die Paarbildungs/Test-Taste des AC50 und die **ALARM** Taste des Außensenders z.B.

AMPLICALL™1/2/3/30/40 zur

PAARBILDUNG

gleichen Zeit bis die mittlere LED leuchtet und das Gerät einen langen Piepston von sich gibt um die Koppelung zu bestätigen. Möchten Sie fortfahren und den 2., 3. oder 4. Außensenders mit dem leuchtenden 1. LED koppeln, dann drücken Sie die Paarbildungs/Test-Taste wieder. Die 1.LED geht aus und die 2.LED leuchtet auf. Sie können nun den 2. Außensender koppeln indem Sie die Paarbildungs/Test-Taste des AC50 drücken und halten und zur gleichen Zeit die **ALARM** Taste des Außensenders, bis die

PAARBILDUNG

mittlere LED leuchtet und das Gerär einen langen Piepston von sich gibt um die Koppelung zu bestätigen.

Sie können diesen Vorgang mit dem 3. und 4. Außensender wiederholen.

Paarbildung im Register löschen

Drücken und halten Sie die Paarbildungs/Test-Taste für 5 Sekunden, bis alle LEDs leuchten. Sie haben den im Register löschen Modus betreten.

PAARBILDUNG

Um das 1. Gerät abzumelden, drücken Sie die Paarbildungs/Test-Taste einmal, die 1.LED blinkt (die anderen 2LED leuchten), dann drücken und halten Sie die Paarbildungs/Test-Taste. Die 1. LED erlischt und piepst, um zu bestätigen, dass der 1.Fernbetrieb abgemeldet ist.

Sie möchten das 2. und 3. Gerät abmelden aber das 1. soll noch weiterhin gekoppelt sein; wenn die 1.LED blinkt, drücken Sie die Paarbildungs/Test-Taste einmal um auszusuchen welche

PAARBILDUNG

Fernbetrieb/Belegung abgemeldet werden soll, dann drücken und halten Sie die

Paarbildungs/Test-Taste bis die 2. oder 3. LED erlischt und piepst, um zu bestätigen, daß es jetzt abgemeldet ist.

Sie möchten das 1., 2. und 3. Gerät gekoppelt lassen, aber das 4. abmelden: wenn die 1. LED blinkt, drücken Sie die

Paarbildungs/Test-Taste viermal, alle 3 LEDs werden zusammen blinken, dann drücken und halten Sie die die

Paarbildungs/Test-Taste bis alle 3

PAARBILDUNG

LEDs zusammen erlöschen und piepsen, um zu bestätigen, daß das 4. Gerät abgemeldet ist.

BEDIENUNG DES AMPLICALL™50

An/Aus Einstellung

Sie könne das Gerät Ein – oder Ausschalten indem sie die An/Aus Taste betätigen.

Vibration An/Aus Einstellung

Sie können die Vibration auf Ein- oder Ausschalten indem Sie die Rütteltaste auf An/Aus stellen.

Lautstärke Einstellung

Der Piep-Alarm kann auf aus, niedrige oder hoher Lautstärke

BEDIENUNG DES AMPLICALL™50

eingestellt werden, indem Sie die Lautstärke auf aus/niedrig/hoch stellen.

AMPLICALL™50 **Anwendung**

Wenn ein gekoppelter Sender einen Schrei/Stimme/Geräusch erkennt oder die ALARM Taste ist gedrückt, wird dieses Empfangsgerät blinken und/oder piepsen und/oder vibrieren um Sie darauf aufmerksam zu machen, daß womöglich Hilfe vonnöten ist.

Das Kontrollgerät geht nicht an

- Stellen Sie sicher, daß die Batterien richtig eingelegt wurden und die passende Leistung haben.
- Stellen Sie sicher, daß die Netzspannung richtig angeschlossen ist

Der Empfänger (AMPLICALL™ 50) macht ein hochgezogenes Geräusch (feedback)

- Stellen Sie sicher, daß das AMPLICALL™ 30/40 und das

PROBLEMLÖSUNG

AMPLICALL™50 mehr als 3 m voneinander entfernt sind.

- Eingangslautstärke niedrig stellen.

Der Empfänger (AMPLICALL™50) warnt mich nur mit

Unterbrechungen oder warnt mich überhaupt nicht

- Stellen Sie sicher, ob die Geräte richtig gekoppelt sind.
Durchlaufen Sie nochmals die Verknüpfungen.
- Stellen Sie sicher, ob das AMPLICALL™30/40 und das

PROBLEMLÖSUNG

AMPLICALL™50 eingeschaltet ist.

- Stellen Sie sicher, ob das AMPLICALL™50 nicht ausgeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, daß die Batterien richtig eingelegt wurden und die passende Leistung haben.
- Stellen Sie sicher, daß die Netzspannung richtig angeschlossen ist
- Vielleicht sind die Geräte zuweit auseinander und deshalb außer Reichweite.

PROBLEMLÖSUNG

- Eingestellte Zeitverzögerung zu niedrig und Geräuschempfindlichkeit zu hoch.

Klangqualität ist gesunken

- Stellen Sie sicher, daß die Batterien richtig eingelegt wurden und die passende Leistung haben.

Die Energie LED blinkt schnell

- Batterien auswechseln oder Netzstrom verwenden

Allgemein

Das Gerät nicht öffnen (außer zum Batteriewechsel). Notrufstelle anrufen für alle Reperaturen.

Das Amplicall50 ist dafür gedacht, Kinder zu überwachen und ist kein Ersatz für die Aufsicht von Erwachsenen.

Das Produkt ist kein Spielzeug.

Das Kontrollgerät überträgt über einen öffentliche Äther. Ihr Gespräch könnte von einem anderen Gerät mitgehört werden,

SICHERHEITSINFORMATIONEN

wenn beide Geräte auf der gleichen Frequenz arbeiten.

Elektrisch betriebene Gegenstände und deren Kabel immer außerhalb der Reichweite von Babys und Kindern halten.

Stellen Sie sicher, daß Kinder mit den Kabeln nicht verdreht werden und nicht darüber stolpern können.

Säubern

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie

niemals Polituren oder Reinigungsmittel - diese könnten die Oberfläche oder die Elektronik beschädigen. Wenn verbunden, schalten Sie die Stromversorgung vor der Reinigung aus.

Umwelt

Keinem direkten Sonnenlicht aussetzen.

Achten Sie immer darauf, daß ein freier Luftstrom über der Oberfläche des Gerätes fließt. Stellen Sie kein Teil Ihres Produktes ins Wasser und

SICHERHEITSINFORMATIONEN

verwenden Sie es nicht in feuchter Umgebung z. B. Badezimmer. Setzen Sie Ihr Produkt keinem Feuer oder anderen gefährlichen Bedingungen aus.

Batterien

Einsetzen und Herausnehmen der Batterien sollte nur von einem Erwachsenen oder unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.

Passen Sie besonders auf, daß die Batterien korrekt eingelegt wurden, beachten Sie die (+) und (-)

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Polarität Zeichen auf den Batterien und auf dem Produkt.

Entfernen Sie gebrauchte Batterien aus dem Gerät.

Keine Akkus verwenden.

Mischen Sie keine alten (gebrauchten) und neuen Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.

Legen Sie keine Batterien in den Hausmüll, achten Sie auf Batterie-regelungen zur Entsorgung von Batterien..

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Entfernen Sie die Batterien aus Ihrem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht verwenden.

Verwenden Sie die notwendigen Batterien des gleichen oder eines vergleichbaren Typs.

GARANTIE

Von dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihr Ihrer Geemarc Produkt erwerben, übernimmt Geemarc zwei Jahre Garantie. Alle Reparaturen und Ersatzteile (nach unserem Ermessen) sind innerhalb dieser Zeit kostenfrei. Sollte mit Ihrem Geemarc Produkt ein Problem auftreten, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.geemarc.com. Die Garantie umfasst keine Unfälle, Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an allen Teilen. Das Produkt darf nur von autorisierten

GARANTIE

Geemarc-Vertretern repariert werden. Die Geemarc Garantie beschränkt auf keinen Fall Ihre Rechte.

WICHTIG: IHR KASSENBNON IST TEIL IHRER GARANTIE UND MUSS IM FALL EINES GARANTIEANSPRUCHS VORGELEGT WERDEN.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Die Garantie gilt nur für Deutschland

GARANTIE

ERKLÄRUNG: Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt gemäß den erforderlichen Vorgaben und andere wichtiger Bestimmungen der Radio- und Telekommunikations-Endgeräte-Bestimmungen 1999/5/EEC und im Besonderen der Artikel 3 Absatz 1a, 1b und Absatz 3 hergestellt wurde

Die Konformitätserklärung kann unter www.geemarc.com/de eingesehen werden.



RECYCLINGANWEISUNGEN

Der elektronische und elektrische Abfall sollte nach seiner Nutzungsdauer an Ort und Stelle auf bestem Wege recyclet werden. Wenn dieses Produkt defekt ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren Hausmüll. Bitte nutzen Sie eine der folgenden

Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Batterien und werfen Sie diese in einen geeigneten Rücknahmecontainer. Geben Sie das Produkt bei einer Altgerätesammelstelle ab.
- Oder geben Sie das alte Produkt dem Händler zurück. Beim Kauf

RECYCLINGANWEISUNGEN

eines neuen Gerätes sollte der Händler das Altgerät annehmen. Wenn Sie sich an diese Anweisungen halten, stellen Sie den Schutz der Gesundheit und Umwelt sicher.



Für Produktunterstützung und Hilfe besuchen Sie unsere Webseite auf

www.geemarc.com/de

Telefon +49(0)228/ 74 87 09 0
oder Fax +49(0)228/ 74 87 09 20



UGAmplical150_Ge_v1.2

geemarc United Kingdom

5 Swallow Court
Swallowfields
Welwyn Garden City
Hertfordshire, AL7 1SB
For product support:
01707 384438

www.geemarc.com

geemarc France

Parc de l'Etoile
2, rue Galilée BP20061
59791 GRANDE SYNTHÉ CEDEX
TEL. SERVICE APRES VENTE:
03 28 58 75 99

www.geemarc.com

geemarc Deutschland

Siemensstrasse 10,
53121 Bonn
Deutschland
Tel: +49(0)228/ 74 87 09 0
Fax: +49(0)228/ 74 87 09 20

www.geemarc.com