

GEEMARC

CLEAR SOUND[®]

HEAR THE DIFFERENCE

CL210A

TELEPHONE & ANSWERING MACHINE

TÉLÉPHONE - RÉPONDEUR

TELEFON & ANRUFBEANTWORTER



40dB

English Page 1

Français Page 27

Deutsch Page 53



Caution: This telephone product is specifically designed for people with hearing difficulties and is provided with a handset earpiece volume control for individual requirements. Due care must be taken by all users that the handset earpiece volume control is set to the lowest level acceptable by each respective user. Care should therefore be exercised to ensure that any new users are familiar with this requirement.

Attention: Ce téléphone peut être destiné aux personnes ayant des problèmes d'audition. Il possède un écouteur à volume variable. À la première utilisation, assurez-vous que le bouton de réglage du volume soit positionné sur la position volume minimum. Les personnes malentendantes pourront par la suite augmenter le volume pour l'adapter à leur audition.

WARNUNG: Dieses Telefon wurde speziell für schwerhörige Personen konzipiert und besitzt eine auf die individuellen Bedürfnisse einstellbare Hörerlautstärke. In Folge dessen sollten alle Nutzer darauf achten, dass der Lautstärkeregler des Hörers, in Rücksicht auf andere Nutzer, auf das niedrigste Niveau gestellt wird. Es ist darauf zu achten, dass unwissende Benutzer mit der Handhabung dieser Apparatur vertraut gemacht werden.

CONTENTS

CONTENTS	1
INTRODUCTION	3
Unpacking the Telephone	4
DESCRIPTION	5
General Description	5
INSTALLATION	7
Setting Up	7
Wall Mounting	7
SETTINGS	8
Ringer Volume Settings	8
Notification of Incoming Call Settings	8
Receiving Volume and Tone Settings	9
Dialling Mode (Tone/Pulse) Setting	10
USING THE TELEPHONE	11
Making a Call	11
Making a Call – Hands Free	11
Receiving a Call	12
Receiving a Call – Hands Free	12
Last Number Redial	12
R Button on Private Branch Exchanges	12
Headset Use	12
OPTIONAL ACCESSORIES	13
Shaker	13
QUICK DIAL	14
Create a Quick Dial Number	14
Dial a Quick Dial Number	14

CONTENTS

ANSWERING MACHINE	15
Switching the Answering Machine On/Off	15
Outgoing Message	15
Recording an Outgoing Message	16
Checking the Outgoing Message	16
Answering Machine Settings	17
Listening to Messages	18
Delete an Incoming Messages	19
Call Screening	19
Operating the Answering Machine Remotely	19
Remote Code	19
Remote Control	20
Remote Control Commands	20
Recording a Memo	21
Recording a Telephone Call	21
Room Monitoring	22
Remotely Activate the Answering Machine	22
Out of Memory	22
TROUBLESHOOTING	23
SAFETY INFORMATION	24
GUARANTEE	25
RECYCLING DIRECTIVES	26
<i>Extra Colourful Accessories</i>	79
WALL MOUNT TEMPLATE	81

INTRODUCTION

Congratulations on purchasing your Geemarc CL210A telephone. This is a multifunction telephone which offers features such as hands free use, quick dial and an answering machine.

It is important that you read the instructions below in order to use your Geemarc telephone to its full potential. Keep this user guide in a safe place for future reference.

This guide explains how to use the following telephone:

CL210A



INTRODUCTION

Unpacking the Telephone

When unpacking the telephone, you should find the following in the box:

- 1 CL210A unit
- 1 CL210A handset with curly cord
- 1 Mains power adaptor
- 1 Telephone line cord
- 1 User Guide



For product support and help visit our website at


www.geemarc.com

Telephone **01707 384438**

Or fax **01707 372529**


DESCRIPTION

General Description




DESCRIPTION

Rear




Base



INSTALLATION

Setting Up

Connect one end of the curly cord to the handset. The other end of the curly cord plugs into the socket on the left hand side of the CL210A unit. Place the handset on the cradle.

Connect the line cord to the  socket located at rear of telephone and then thread it through the groove toward the back of the unit. Connect the plug at the other end of the line cord into the wall socket (**).

Connect the power supply to the socket located at rear of the telephone then plug into a 13amp wall socket (*). Please choose a socket near your telephone to enable you to unplug the mains power quickly in case of a problem.

Wall Mounting

If you mount the telephone on the wall, you can hang the receiver on the telephone without hanging up. You will find a small hook for this purpose at the upper end of the receiver rest.

1. Install 2 screws with wall plugs into the wall. These should be one above the other, 83mm apart, and extending 5mm out from the wall to hold the telephone base securely.
2. Install the long telephone line cord into the jack in the base. Thread it through the groove and plug it into modular wall socket (**).
3. Hang the base on the screws and pull it down to lock it on.
4. Connect one end of the curly cord to the handset. The other end of the curly cord plugs into the socket on the left hand side of the CL210A unit
5. Turn the receiver hook 180 degrees so that the receiver can be placed on-hook.

(*) Classified “hazardous voltage” according to EN60950 standard

(**) Classified TNV-3 according to EN60950 standard.

SETTINGS




Ringer Volume Setting

A switch located on the right side of the CL210A allows the ringer to be switched to HI, LOW or OFF.



Notification of Incoming Calls Settings


A 3 position switch located on the right side of the CL210A allows for the following types of notification to be selected.



-  The ringer is activated
-  The ringer and shaker are activated (shaker needs to be connected – not supplied)
-  The ringer and strobe are activated

SETTINGS


Receiving Volume and Tone Settings

You can alter the receiving volume and tone during a conversation according to your hearing requirements.

Use the Volume slide control on the front edge of the telephone base to adjust the level. 

The  button on the telephone base provides additional amplification (up to 40dB). When the amplify function is activated, the red light on the  key is lit.

Setting a default for Amplification.

A switch  ● ○ located at the rear allows the amplification facility to be switched ON or OFF as a default each time you use the telephone.

● ○ Switch at ● Position

The additional amplification and tone controls are automatically activated each time you use the telephone. The LED light on the amplify will be lit.

Pressing the Amplify button during a call will turn off the additional amplification and tone controls. However, you can still adjust the handset receive volume with the Volume slide bar.

Irrespective of how many times you press the amplify key throughout a call, the next time you pick up the handset to make a new call, these functions will be activated once again.

SETTINGS

→ ● ○ Switch at ○ Position

The additional amplification and tone controls are turned off each time you use the telephone. The LED light on the amplify will be off.

Pressing the Amplify button once during a call will enable tone control and additional amplification. The LED light on the amplify will turn on to reflect this change. If you press the amplify button once more, the additional amplification and tone control features will be turned off once again. The LED light will turn off to reflect this change.

Irrespective of how many times you press the amplify key throughout a call, the next time you pick up the handset, these functions will be turned off once again.

Tone Receiving Adjustment

If the receiver volume has been amplified, the tone control can also be adjusted. You can adjust and increase the low frequency or high frequency sounds with the tone slide control on the front edge of the unit.



Note: The tone adjustment function will not be effective when the receiver volume is set to normal level.

Dialling Mode (Tone/Pulse) Setting

The Tone/Pulse switch is factory pre-set to Tone position (T). In the UK, all telephone exchanges now use Tone dialing. If your telephone does not dial out, it is probably being used from an older private switch-board (PBX). In this case, the Tone/Pulse switch (at rear of the unit) must be moved to Pulse.

USING THE TELEPHONE

Making a Call

Pick up the handset.

When you hear the dialling tone, dial the number on the keypad.


To end the call simply replace the handset in the cradle


Making a Call – Hands Free

Press . The hands free function will be activated,

Dial the required telephone number. To adjust the volume, use the volume control **VOL** located on the right side of the telephone

When the third party answers the call, you may speak with the telephone in the hands free mode (handset in the cradle). Speak towards the microphone located on the front edge of the telephone.

To end the call, press .

Note: To deactivate the Hands Free function during a call, lift the handset. To activate the Hands Free function during the call, press  and replace the handset on the cradle at the same time.

Also, when in hands free mode, only one person may talk at a time. The switch-over between speaker and microphone is automatic. This is dependent on the sound level of the incoming call and the microphone respectively. It is therefore essential that there are no loud noises, e.g. music, in the immediate vicinity of the telephone, as this will disrupt the hands free function.

USING THE TELEPHONE

Receiving a Call

Lift the handset and speak.

To end the call simply replace the handset in the cradle.

Receiving a call – Hands Free

Press  to speak hands free,

To end the call, press .

Last Number Redial


Lift the handset and press  to redial the last number (up to 32 digits).


R Button on Private Branch Exchanges

If the telephone is connected to a private branch exchange, functions such as transferring calls and automatic call back can be used via the R button. Please refer to the operating manual supplied with your private branch exchange to determine whether the telephone will work correctly with the exchange.

Note: You can select the flash time 100/300ms by using the flash switch on the rear of the unit.

Headset Use

A headset can be connected at the rear side of the base in the 2.5mm jack .

Press  to get a dial tone.

Note: When using the headset the call is not amplified

OPTIONAL ACCESSORIES

Shaker


At the back of the phone, there is a 3.5mm shaker jack marked ((•)) . You can connect an optional shaker device. When you are receiving an incoming call, the shaker will vibrate.

QUICK DIAL

This telephone has 3 quick dial memory buttons.


Once a number has been stored in a memory location, you only need to press one button to make the call.

Create a Quick Dial Number




NOTE: Press  if you need to insert a pause in the telephone number.

Dial a Quick Dial Number



ANSWERING MACHINE

Switching the Answering Machine On/Off

The answering machine can be switched on and off by using the  button. When switched to ON position, incoming calls will be answered by the answering machine after a certain number of rings (see Answering Machine Settings). When the answering machine answers an incoming call, the caller will hear your outgoing message. After a short beep they can then leave a message of up to 2 minutes. Should the caller exceed this limit, the call will be disconnected. If the caller stops speaking for longer than 7 seconds during the 2 minutes, the answering machine will disconnect.

The memory will store approximately 14 minutes of incoming messages (including the outgoing message).

NOTE: IF THE ANSWERING MACHINE IS OFF, NO CALLS WILL BE ANSWERED AND 2 BARS WILL BE DISPLAYED

Also, if the Answering Machine is OFF, it will answer a call after 10 rings. This is to allow some features to be accessed remotely.

Your CL210A answering machine can be operated from either:

- the telephone unit
- remotely from any external telephone.

Outgoing Message

Before you use the answering machine you should record an outgoing message. The outgoing message is your message to an incoming caller and may be up to 60 seconds in length.

You may want the message to tell the caller that they may start speaking once the beep is heard.

NOTE: If no outgoing message has been recorded the display will flash.

ANSWERING MACHINE

Recording an Outgoing Message

Press and hold ◀◀/Ann . You will hear a short beep and the display will show rA

Record your outgoing message. Speak clearly towards the machine from a distance of 6-8 inches (minimum of 5 seconds and maximum of 60 seconds)

Release ◀◀/Ann to stop recording

The outgoing message will be repeated after a few seconds. Repeat this procedure if you want to change the message, any old outgoing message will automatically be erased when a new one is recorded.

Checking the Outgoing Message

Press ◀◀/Ann . The current outgoing message will now be played. To stop playing the outgoing message, press ⏻ on the answering machine.

ANSWERING MACHINE

Answering Machine Settings

Use the **2\ 6\ TS** switch on the right side of the telephone to select the number of rings before the answering machine is activated and responds to an incoming call.

- **2** = calls are answered after two rings
- **6** = calls are answered after six rings
- **TS** (TOLL SAVER) = activates the toll saver function

In Toll Saver mode incoming calls are answered after six rings until the first new message has been recorded. Once a message has been recorded the answering machine will answer after approximately two rings. This is useful when trying to remotely access the answering machine. If the answering machine has not answered at the fourth ring, no messages have been recorded and you can hang up before you are charged for the call. If the machine answers after two rings, new messages have been recorded.

ANSWERING MACHINE

Listening to Messages

The display flashes to show how many new messages have been received. If no new messages have been received the display shows total messages (old).

Playback will always begin with any new messages. For example if there are three old messages and two new ones, only the two new ones will be played back, then the answering machine will return to standby mode.

Press the play button once again to listen to all messages, starting with the oldest messages.





Press **▶/||** to start playback.

If you want to pause during playback of a message press **▶/||** and the message will pause (max. 7 seconds).


Press **▶/||** again to resume playback.

When playback is finished you will hear two short beeps and the machine will return to standby mode. All incoming messages are saved (unless you have erased any during playback, see below), new messages will then be recorded after the old ones.

Other Functions available during Playback

	Skip to next message
	Repeats the current message, or hold down until you hear a beep to step back through the messages
	Stop playback
	Erase messages

Playback through handset receiver (+40dB volume)

To playback your messages through the handset, pick-up the handset and press **▶/||**. You can now you can press  to boost the message volume to 40dB.

ANSWERING MACHINE

Delete Incoming Messages

If you want to delete a single incoming message press **C** while the message is playing.

To erase all messages after playback, press and hold **C** until a beep is heard.

Please note that new messages cannot be deleted until they have been played.

Call Screening

Incoming messages can be heard through the Speakerphone as they are received. If there is no sound adjust the volume using the control on the right hand side of the telephone.

If you want to speak to the caller, lift the handset. If the recording does not stop automatically, press **⏻** on the answering machine, or press * (for 2 seconds) on the telephone.

Operating the Answering Machine Remotely

This answering machine can be accessed remotely using the keys of an ordinary tone dialing telephone. Call the answering machine (using your telephone number) and enter the remote code while the outgoing message is playing. Once the code is accepted, several remote control commands are available.

Remote Code

A confidential three digit code is required to activate/deactivate the answering machine or listen to your messages from a remote external telephone. The remote code is printed on the base of the machine.

ANSWERING MACHINE

Remote Control

Call the answering machine (using your telephone number)

While the outgoing message is playing, enter the remote code. If the code is accepted you will hear two beeps

Select a remote control command (within 20 seconds) from the list below

When you have finished accessing the machine replace the handset.

Remote Control Commands

Command Functions

25 Play new messages

2# Play all messages

During Playback

3# Erase single message during playback

6# Skip to previous message

7# Skip to next message

8# Repeat message

Stop playback

After Playback

3# Erase all messages

7# Record a new outgoing message, to stop recording press 7# again

8# Record a MEMO, to stop recording press 8# again

9# Turn the answering machine either On or Off. Three beeps indicate Off- Two beeps indicate On

0# Room monitor, press 5# to stop the room monitoring

When you remotely listen to messages for longer than 2 minutes and 30 seconds, you will hear a tone and you then need to press any key on your telephone to continue the playback of the messages.

ANSWERING MACHINE

Recording a Memo

You can leave a memo for other answering machine users

Press and hold **00** for 2 seconds

The message **rE** will be displayed

Start to record your memo after the beep

To end recording, simply release **00** .

The message can be played by pressing **▶/||** of the answering machine or via the remote access function using a normal telephone.

Recording a Telephone Call

You can record a complete conversation i.e. what both you and the caller say. If any other answering machine function is in progress, press **00** before beginning to record a call

Lift the handset to take the call

Press **00** once during the call

The message **2r** will be displayed. The answering machine then records the telephone call

To end recording, press **00** .

Press **▶/||** to playback the recorded call.

Note: Do not forget to manually end recording otherwise, the answering machine will continue to record until memory full.

ANSWERING MACHINE

Room Monitoring

This remote access feature enables you to call your home and turn ON the answering machine's microphone function. This means you can monitor sounds in the room where the answering machine is situated for up to 30 seconds.

Remotely Activate Answering Machine

If you forget to switch on your answering machine on going out, you can switch it on remotely via another telephone.

Dial your telephone number from the remote telephone and let it ring. After approximately 10 rings, the machine will answer and emit a long tone

Enter the remote code, printed on the base of the unit. If the code is accepted, you will hear two short beeps

Press 9#. You will hear two beeps. This confirms that the answering machine is now on.

Hang up your telephone

Out of Memory

The total capacity of the answering machine's memory is approximately 14 minutes. The memory space is shared between the outgoing message, personal memos, and regular incoming messages. When the memory is full the display will show **FL**. The answering machine will answer after 10 rings to allow remote playback and deletion of messages, no new messages will be accepted until the existing messages have been played and erased.

TROUBLESHOOTING

No display

- Make sure that the power adaptor is plugged in correctly and is not damaged

CL210A does not ring

- Make sure that the telephone line cord is plugged in correctly and is not damaged
- Connect another telephone to the telephone PTT socket or move your telephone to another socket to track if the failure is coming from your telephone or your PTT socket
- There may be too many communication devices connected to a single telephone line e.g. another telephone, modem or facsimile machine. Contact your network provider for help in calculating the limit for your home or business line
- Check the ringer Volume setting is not switched to OFF

No dial tone

- Make sure that the telephone line cord is plugged in correctly and is not damaged
- Connect another telephone to the telephone PTT socket or move your telephone to another socket to track if the failure is coming from your telephone or your PTT socket
- There may be too many communication devices connected to a single telephone line e.g. another telephone, modem or facsimile machine. Contact your network provider for help in calculating the limit for your home or business line

No response on LCD display

- Check for a power cut in the area.

SAFETY INFORMATION

General

Only use the power supply included with the product.

Do not open the unit. Contact the helpline for all repairs.

Cleaning

Clean the telephone with a soft cloth. Never use polishes or cleaning agents - they could damage the finish or the electrics inside.

Environmental

Do not expose to direct sunlight.

Always ensure there is a free flow of air over the surfaces of the telephone.

Do not place any part of your product in water and do not use it in damp or humid conditions e.g. bathrooms.

Do not expose your product to fire or other hazardous conditions.

Unplug your phone from the telephone socket during thunderstorms because it could damage your telephone. Your guarantee does not cover thunderstorm damage.

The telephone is designed for working within a temperature range of 5°C to 45°C.

GUARANTEE

From the moment your Geemarc product is purchased, Geemarc guarantee it for the period of one year. During this time, all repairs or replacements (at our discretion) are free of charge. Should you experience a problem then contact our help line or visit our website at www.geemarc.com. The guarantee does not cover accidents, negligence or breakages to any parts. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorized Geemarc representative. The Geemarc guarantee in no way limits your legal rights.

IMPORTANT: YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR GUARANTEE AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM.

**Please note: The guarantee applies to
the United Kingdom only**

DECLARATION: Geemarc Telecom SA hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EEC and in particular article 3 section 1a, 1b and section 2.

The telephone does not operate if the line current is lower than 18 mA.



Electrical connection: The apparatus is designed to operate from a 230V 50Hz supply only. (Classified as 'hazardous voltage' according to EN60950 standard). The apparatus does not incorporate an integral power on/off switch. To disconnect the power, either switch off supply at the mains power socket or unplug the AC adaptor. When installing the apparatus, ensure that the mains power socket is readily accessible.

Telephone connection: Voltages present on the telecommunication network are classified TNV-3 (Telecommunication Network Voltage) according to the EN60950 standard.

RECYCLING DIRECTIVES

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) has been put in place for the products at the end of their useful life are recycled in the best way.

When this product is finished with, please do not put it in your domestic waste bin.

Please use one of the following disposal options:

- Deposit the product in an appropriate WEEE skip.
- Or, hand the old product to the retailer. If you purchase a new one, they should accept it.

Thus if you respect these instructions you ensure human health and environmental protection.



For product support and help visit our website at

www.geemarc.com

Telephone **01707 384438**

Or fax **01707 372529**

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIERES	27
INTRODUCTION	29
Contenu du colis	30
DESCRIPTION	31
Description Générale	31
INSTALLATION	33
Raccordement de l'appareil	33
Position murale	33
REGLAGES	34
Réglage du volume de la sonnerie	34
Réglage de la Réception des appels	34
Réglage du Volume et de la Tonalité	35
Réglage de la Numérotation (Décimale/ Fréquence Vocale)	36
UTILISATION DU TÉLÉPHONE	37
Appeler	37
Appeler en mode « Mains libres »	37
Recevoir une Communication	38
Recevoir une Communication en mode « Mains Libres »	38
Rappel du dernier Numéro	38
Touche Rappel d'Enregistreur « R »	38
Utilisation du Casque	38
ACCESSOIRES EN OPTION	39
Vibreur	39
COMPOSITION AUTOMATIQUE D'UN NUMÉRO	40
Mettre un Numéro en Mémoire	40
Composer un Numéro mis en Mémoire	40

CONTENTS

RÉPONDEUR	41
Marche/Arrêt du Répondeur	41
Annonce d'Accueil	41
Enregistrer une annonce d'Accueil	42
Ecouter l'annonce d'Accueil	42
Réglages du Répondeur	43
Ecouter les Messages reçus	44
Effacer un Message Reçu	45
Filtrer les Appels	45
Utiliser le Répondeur à Distance	45
Code d'Utilisation à Distance	45
Contrôle à Distance	46
Commandes de Contrôle à Distance	46
Enregistrer un Mémo	47
Enregistrer un Appel	47
Surveillance d'une Pièce	48
Activation du Répondeur à Distance	48
Manque de Mémoire	48
PROBLEMES DIVERS ET SOLUTIONS	49
POUR VOTRE SÉCURITÉ	50
GARANTIE	51
RECYCLAGE DE L'APPAREIL	52
<i>Accessoires Couleurs Inclus</i>	79
GABARIT DE MONTAGE MURAL	81

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi notre GEEMARC CL210A. Cet appareil est un téléphone multifonctions qui vous offre une fonction haut-parleur (mode « mains libres »), une fonction mémorisation de numéros et un répondeur.

Il est important que vous lisiez les conseils d'utilisation ci-dessous afin d'utiliser au mieux votre téléphone GEEMARC .Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour une utilisation ultérieure.

Ce mode d'emploi explique comment utiliser le téléphone :

CL210A



INTRODUCTION

Contenu du Colis

Une fois le colis déballé, vérifiez que vous disposez de l'ensemble des éléments présentés ci-après. Si l'un des éléments est absent, contactez sans délai votre revendeur.

- 1 Base CL210A
- 1 combiné CL210A et un cordon spiralé
- 1 adaptateur secteur
- 1 cordon téléphonique
- 1 Mode d'Emploi
- 2 Caches couleur



Si vous avez besoin d'aide ou de soutien technique,
consultez notre site Internet:


www.geemarc.com

Téléphone +33 (0)32858 7599

Ou Fax +33 (0)32858 7576


DESCRIPTION

Description Générale




DESCRIPTION

Arrière de l'Appareil




Base



INSTALLATION

Raccordement de l'appareil

Branchez au combiné le cordon à spirale. Branchez ensuite l'autre extrémité du cordon à la prise qui se trouve à gauche de la base du CL210A. Placez le combiné sur la Base à l'endroit prévu à cet effet.

Connectez le cordon téléphonique à la prise  située à l'arrière du téléphone et passez le dans la rainure vers l'arrière de la Base. Branchez ensuite l'autre extrémité du cordon téléphonique à la prise téléphonique murale (**).

Connectez l'adaptateur secteur à l'arrière de l'appareil puis branchez-le dans une prise secteur 230V.(*). Veuillez choisir une prise électrique située près de votre téléphone de façon à pouvoir le débrancher rapidement en cas de problème.

Montage mural

En Position murale, vous pouvez accrocher le combiné sur le téléphone sans pour autant le raccrocher. Vous trouverez un petit ergot prévu à cet effet sur la partie supérieure de la zone d'appui du combiné.

1. Fixez au mur 2 vis d'ancrage. Celles-ci doivent se trouver l'une au dessus de l'autre à une distance de 83 mm et doivent dépasser du mur de 5mm afin de maintenir correctement la base du téléphone.

2. Branchez le cordon téléphonique dans la prise à l'arrière de la base de l'appareil. Passez le dans la rainure et branchez le dans la prise téléphonique murale (**).

3. Accrochez la base du téléphone aux vis et poussez-la vers le bas afin de l'ancrer correctement en position.

4. Connectez une extrémité du cordon à spirale au combiné. Branchez ensuite l'autre extrémité du cordon à spirale à la prise qui se trouve à gauche de la base du CL210A

5. Faites tourner l'ergot de la base de 180 degrés de façon à ce que le combiné puisse s'y accrocher.

(*) Classé comme « Tension dangereuse » conformément au standard EN60950

(**) Classé TNV-3 conformément au standard EN60950.

REGLAGES




Réglage du volume de la sonnerie

Un bouton de réglage situé sur le côté droit du CL210A permet de choisir parmi trois volumes de sonnerie: HI (**Haut**), LOW (**Bas**) ou OFF (**Arrêt**).




Réglage du Signal de Réception d'Appels



Un commutateur à trois positions situé sur le côté droit du CL210A permet de choisir parmi trois types de signal d'appel.

-  La sonnerie est activée
-  La sonnerie et le vibreur sont activés (vibreur à connecter – non fourni)
-  La sonnerie et le voyant sont activés


Réglage du Volume et de la Tonalité

Vous pouvez modifier le volume et la tonalité de réception dans le combiné durant une conversation téléphonique en fonction de vos besoins auditifs.

Utilisez le bouton de contrôle sur le bord avant du téléphone pour ajuster les niveaux de réception du combiné  .

Le bouton  situé sur la base du téléphone vous offre une possibilité d'amplification supplémentaire (jusqu'à 40dB). Lorsque la fonction amplification est en marche, le voyant rouge du bouton  est allumé.

Régler l'Amplification par défaut

Un commutateur d'amplification Marche / Arrêt  ● ○, situé à l'arrière de l'appareil permet d'activer ou de désactiver l'amplification lors du décroché du combiné.

Commutateur ● ○ en position ● (Marche)

L'amplification supplémentaire et les contrôles de Volume et Tonalité sont automatiquement activés pour chaque utilisation de l'appareil. Le voyant LED situé sur le bouton Amplification est allumé.

En communication, appuyez sur le bouton Amplification pour désactiver l'amplification et le contrôle de Tonalité. Vous pouvez cependant ajuster le niveau de réception du combiné grâce au réglage du volume.

Après un raccroché le téléphone sera reinitialisé lors d'un prochain appel en mode Amplification.

REGLAGES

Commutateur ●○ en position ○ (Arrêt)

L'amplification et le contrôle de Tonalité sont éteints à chaque fois que vous utilisez le téléphone. Le voyant situé sur le bouton Amplification n'est pas allumé.

Appuyez sur le bouton Amplification pendant une communication afin d'activer l'amplification supplémentaire et les contrôles de Volume et Tonalité. Le voyant situé sur le bouton Amplification s'allumera pour signaler ce changement de mode. Si vous appuyez de nouveau sur le bouton, l'amplification supplémentaire et les contrôles de Tonalité seront de nouveau éteints. Le voyant LED s'éteindra également afin de signaler ce changement de mode.

Après un raccroché le téléphone sera reinitialisé lors d'un prochain appel en mode sans amplification.

Ajuster la Tonalité d'Ecoute

Si le volume du combiné a été amplifié, le contrôle de la Tonalité peut aussi être ajustée. Vous pouvez ajuster et diminuer les hautes et les basses fréquences à l'aide du bouton situé sur le bord avant de l'unité.



Note: La fonction d'ajustement de la tonalité ne sera pas effective lorsque le volume du combiné sera réglé au niveau normal.

Réglage de la Numérotation (Décimale/ Fréquence vocale)

Le Commutateur Décimale / Fréquence vocale (**P/T**) est pré-réglé en usine sur la position Fréquence vocale (**T**). En France, tous les réseaux téléphoniques utilisent maintenant les appels en Fréquence Décimale . Si votre téléphone ne parvient pas à appeler, il est peut être utilisé avec un autocommutateur privé (**PBX**) de type plus ancien. Dans ce cas, le Commutateur Décimale / Fréquence vocale situé à l'arrière de l'appareil doit être mis en position Décimale (**P**).

UTILISATION DU TÉLÉPHONE


Appeler

Décrochez le combiné.

Composez le numéro de votre correspondant lorsque vous entendez la tonalité.


Pour terminer l'appel, reposez simplement le combiné sur la base

Appeler en Mode « Mains Libres »


Appuyez sur . Le mode « mains libres » est activé.

Composez le numéro de votre correspondant. Ajustez le volume en utilisant le bouton de contrôle **VOL** situé sur le côté droit de la base.

Lorsque votre correspondant décroche, vous pouvez parler avec le téléphone en mode « mains libres » (le combiné étant posé sur la base) Parlez vers le micro situé sur le bord avant du téléphone.

Appuyez sur  pour terminer la communication.

Note: Il vous suffit de décrocher le combiné pour désactiver le mode « mains libres » pendant une communication.

Pour activer le mode « mains libres » en cours de communication, appuyez sur le bouton  en raccrochant.

Une seule personne peut parler à la fois lorsque le téléphone fonctionne en mode « mains libres ». La Commutation entre le haut-parleur et le micro est automatique. Cela dépend du niveau de son entre le signal reçu et le micro. Il est, par conséquent essentiel qu'il n'y ait pas de bruits forts, par ex. de la musique à proximité du téléphone, car cela empêcherait le mode « mains libres » de fonctionner correctement.


UTILISATION DU TÉLÉPHONE


Recevoir une Communication

Décrochez le combiné et parlez


Pour terminer l'appel, reposez simplement le combiné sur la base.

Recevoir une Communication en Mode « Mains Libres »

Appuyez sur le bouton  pour parler en mode « mains libres ».

Appuyez sur  pour terminer la communication.

Rappel du dernier Numéro

Décrochez le combiné et appuyez sur le bouton  afin de refaire le dernier numéro appelé (jusqu'à 32 chiffres).

Touche Rappel d'Enregistreur « R »

Si le téléphone est connecté au Réseau public ou à un autocommutateur privé, des Services tels que le transfert d'appel, le rappel automatiquepeuvent être utilisées grâce à la touche « R ».

Veillez vous référer au mode d'emploi de votre opérateur pour l'utilisation de ces Services

Note: Vous pouvez sélectionner le temps de coupure à 100/300ms en utilisant le commutateur « Rappel d'enregistreur » situé à l'arrière du téléphone.

Utilisation du Casque

On peut brancher un casque à la prise jack 2,5mm située à l'arrière du téléphone.

Appuyez sur le bouton  pour obtenir la tonalité.

Note: La réception n'est pas amplifiée lorsque vous utilisez un casque.

Vibreur

Le téléphone est muni d'une prise jack 3,5mm à l'arrière de l'appareil marquée ((•)) . Vous pouvez connecter un coussinet vibrant optionnel à cette prise : Lorsque vous recevez un appel, ce dernier se mettra alors à vibrer.


COMPOSITION AUTOMATIQUE D'UN NUMÉRO

Ce téléphone est muni de trois mémoires directes.


Si un numéro a été mémorisé pour une des touches, il suffit d'appuyer sur la touche en question pour appeler le numéro.

Mettre un Numéro en Mémoire

Décrochez le combiné


Appuyez sur  .

Composez le numéro à mémoriser (16 chiffres maximum)

Appuyez de nouveau sur  .

Choisir la touche mémoire directe correspondant au numéro à mémoriser (**M1**, **M2** ou **M3**) en appuyant dessus.

Raccrochez.

Note: Appuyez sur  si vous souhaitez insérer une pause dans le numéro de téléphone


Composer un Numéro mis en Mémoire

Décrochez le combiné et attendre la tonalité

Appuyez sur la touche de numérotation automatique correspondante (**M1**, **M2** ou **M3**)

Le numéro mémorisé sera composé automatiquement

Marche/Arrêt du Répondeur

Le répondeur peut être allumé ou éteint en appuyant sur le bouton . Lorsqu'il est allumé, les appels reçus seront pris par le répondeur après un certain nombre de sonneries (voir Réglage du Répondeur). Lorsque le répondeur prend les appels, votre correspondant entend votre annonce d'accueil, et après le Bip sonore, le correspondant peut alors laisser un message n'excédant pas 2 minutes. Si votre correspondant laisse un message de plus de 2 minutes, son appel sera déconnecté après les 2 minutes. Si votre correspondant cesse de parler pendant plus de 7 secondes lors de l'enregistrement de son message, le répondeur se déconnectera automatiquement.

La mémoire du téléphone stocke environ 14 minutes de messages reçus (y compris l'annonce d'accueil).

Note: SI LE REPONDEUR EST ETEINT, DEUX BARRES SERONT AFFICHEES, ET AUCUN APPEL NE SERA ENREGISTRE.

Par ailleurs, si le répondeur est éteint, il se mettra en Marche après 10 sonneries. Cela permet de maintenir l'accès à distance de certaines fonctionnalités après l'entrée du code secret

Votre répondeur CL210A peut être accessible à distance à partir:

- ▣ ● de votre téléphone portable
- ▣ ● de tout téléphone externe (avec numérotation Fréquence Vocale)

Annonce d'accueil

Avant d'activer le répondeur, Il est impératif d'enregistrer une annonce d'accueil. Cette annonce s'adresse à vos correspondants et peut durer 1 minute.

Vous pouvez par exemple donner votre nom et les inviter à laisser un message après le Bip sonore.

Note: Si aucune annonce d'accueil n'a été enregistrée, l'afficheur clignotera.

RÉPONDEUR

Enregistrer l' Annonce d'Accueil

Appuyez sur ◀◀/Ann et maintenez la touche appuyée. Vous entendrez un Bip sonore et l'affichage montrera **rA**

Enregistrez votre annonce d'accueil. Parlez clairement à environ 15-20 cm de l'appareil (votre annonce doit durer entre 5 et 60 secondes)

Relâchez la touche ◀◀/Ann pour arrêter l'enregistrement

L'annonce d'accueil sera répétée après quelques secondes. Répétez cette procédure si vous souhaitez changer votre annonce, au quel cas l'ancienne annonce sera automatiquement effacée après le nouvel enregistrement.

Ecouter l'Annonce d'Accueil

Appuyez brièvement sur ◀◀/Ann , L'annonce d'accueil en mémoire vous sera alors relu.

Pour arrêter la relecture de l'annonce d'accueil en mémoire, appuyez sur le bouton ⏻ de votre répondeur.

Réglages du Répondeur

Utilisez le bouton **2/6/TS** situé sur le côté droit du téléphone pour choisir le nombre de sonneries qui activera le répondeur.

- **2** = les appels sont pris après deux sonneries
- **6** = les appels sont pris après six sonneries
- **TS** (TOLL SAVER) = active la fonction économie d'appels

En mode économie d'appels, le répondeur prend les appels après 6 sonneries tant que le premier nouveau message ait été enregistré. Une fois qu'un message est enregistré, le répondeur prendra alors les appels après environ deux sonneries. Ce mode est utile lorsque vous voulez d'accéder à votre répondeur à distance. En effet, si le répondeur n'a pas pris votre appel après la quatrième sonnerie, vous savez que vous n'avez pas de nouveaux messages et pouvez raccrocher avant que la communication ne vous soit facturée. Si par contre le répondeur prend votre appel après deux sonneries, cela signifie que vous avez des nouveaux messages.

RÉPONDEUR

Ecouter les Messages reçus

L'affichage clignote et indique combien de nouveaux messages vous avez reçus. Si vous n'avez reçu aucun nouveau message, l'affichage fixe montre alors le nombre total de messages (anciens).

Appuyez sur ►/|| / pour commencer à écouter vos messages.

Si vous souhaitez faire une pause pendant l'écoute de vos messages, appuyez sur ►/|| et la lecture du message s'arrêtera (max. 7 secondes).

Appuyez de nouveau sur ►/|| / pour continuer à écouter vos messages.

L'écoute de vos messages commencera toujours par les nouveaux messages. Par exemple, si vous avez six anciens messages et deux nouveaux, seuls les deux nouveaux vous seront lus avant que le répondeur ne se remette en veille.

Appuyez de nouveau sur le bouton ►/|| pour écouter tous vos messages, en commençant par les plus anciens.

Lorsque vous avez fini d'écouter vos messages, vous entendrez deux Bip sonores, puis la machine se mettra en veille. Tous les messages reçus sont enregistrés (à moins que vous ne les ayez effacés lors de l'écoute, voir plus bas). Les nouveaux messages seront enregistrés après les anciens.

Autres fonctions disponibles pendant l'Ecoute des messages

▶▶	Pour passer directement au message suivant
◀◀	Pour répéter le message en cours, ou pour retourner aux messages précédents en gardant la touche appuyée jusqu'à ce que vous entendiez un Bip sonore
⏻(Marche/Arrêt)	Pour arrêter l'écoute
C	Pour effacer les messages

RÉPONDEUR

Ecoute des messages par le combiné (volume +40dB)

Pour écouter vos messages en utilisant le combiné, décrochez-le et appuyez sur ►/III. Appuyez sur ↻ pour amplifier le volume d'écoute des messages jusqu'à 40dB.

Effacer un Message Reçu

Si vous souhaitez effacer un message unique, appuyez sur **C** pendant l'écoute du message.

Pour effacer tous les messages, appuyez et maintenez la touche **C** jusqu'à ce que vous entendiez un Bip sonore.

Veuillez noter que les nouveaux messages ne peuvent pas être effacés avant d'avoir été écoutés.

Filtrer les Appels

Lors d'un appel, après l'annonce, le message en cours d'enregistrement peut être écouté grâce au haut-parleur. Vous pouvez ajuster le volume en utilisant le bouton situé à droite sur votre téléphone.

Si vous souhaitez prendre l'appel, il vous suffit de décrocher le combiné. Si l'enregistrement du message ne s'arrête pas automatiquement, appuyez sur la touche ⏻ du répondeur ou appuyez (pendant deux secondes) sur la touche * du téléphone.

Utiliser le Répondeur à Distance

Ce répondeur peut être interrogé à distance en utilisant un téléphone en numérotation Fréquence vocale (T). Appelez le répondeur (en composant votre numéro de téléphone) et entrez votre code d'accès à distance pendant que vous entendez l'annonce d'accueil. Une fois que votre code d'accès a été accepté, plusieurs commandes à distance vous sont offertes.

Code d'Utilisation à Distance

Un code confidentiel à trois chiffres est requis pour activer/désactiver le répondeur ou pour écouter les messages à partir de l'extérieur. Le code d'accès est imprimé sous la base du téléphone.

RÉPONDEUR

Contrôle à Distance

Appelez le répondeur (en composant votre numéro de téléphone)

Composez votre code d'accès alors que vous entendez l'annonce d'accueil. Vous entendrez deux Bip sonores si votre code est accepté

Choisissez une commande à distance (dans les 20 secondes) parmi la liste ci-dessous

Lorsque vous avez fini d'utiliser le répondeur il vous suffit de raccrocher.

Commandes de Contrôle à Distance

Fonctions commandes	
25	Ecouter les nouveaux messages
2#	Ecouter tous les messages
Pendant l'Ecoute des Messages	
3#	Effacer un message unique pendant son écoute
6#	Passer directement au message précédent
7#	Passer directement au message suivant
8#	Répéter le message
##	Arrêter l'écoute
Après l'Ecoute des Messages	
3#	Effacer tous les messages
7#	Enregistrer une nouvelle annonce d'accueil pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez de nouveau sur 7#.
8#	Enregistrer un MEMO ; pour stopper l'enregistrement, appuyez de nouveau sur 8#
9#	Pour allumer ou éteindre le répondeur. Trois Bip sonores indiquent que le répondeur est éteint deux Bip sonores indiquent qu'il est allumé.
0#	Surveillance de pièce ; appuyez sur 5# pour arrêter la surveillance de la pièce.

RÉPONDEUR

Note : Lors de l'écoute à distance, il est nécessaire d'appuyer sur une touche quelconque de votre téléphone au moins toutes les 2 mn 30 (après émission d'un Bip) pour continuer l'écoute des messages.

Enregistrer un Mémo

Vous pouvez laisser un message MEMO pour les autres utilisateurs du répondeur.

Appuyez pendant 2 secondes sur la touche **OO**.

Le message **rE** s'affichera

Commencez à enregistrer votre mémo après le Bip sonore.

Il vous suffit de relâcher la touche **OO** pour arrêter l'enregistrement

Le message MEMO peut être écouté en appuyant sur la touche **▶/||** du répondeur ou par la fonction d'accès à distance en utilisant un téléphone distant.

Enregistrer un Appel

Vous avez la possibilité d'enregistrer une conversation téléphonique complète. Appuyez sur la touche **OO** avant de commencer à enregistrer cette conversation si une autre fonction de la machine est en cours d'exécution.

Décrochez le combiné pour prendre l'appel

Appuyez une seule fois sur la touche **OO** pendant l'appel

Le message **2r** s'affichera. Le répondeur enregistrera alors la conversation téléphonique

Appuyez sur la touche **OO** pour cesser l'enregistrement

Appuyez sur la touche **▶/||** pour écouter la conversation enregistrée.

RÉPONDEUR

Surveillance d'une Pièce

Cette fonction d'accès à distance vous permet d'appeler votre résidence et d'activer la fonction micro de votre répondeur. Cela signifie que vous pouvez surveiller les bruits dans la pièce où se trouve le répondeur pendant une durée allant jusqu'à 30 secondes.

Activation du Répondeur à Distance

Si vous oubliez de mettre en Marche votre répondeur en sortant, vous pouvez le faire à distance grâce à un autre téléphone.

Composez votre numéro sur un téléphone extérieur et laissez-le sonner. Après environ 10 sonneries, le répondeur prendra votre appel et émettra un long Bip sonore.

Entrez alors le code d'accès imprimé sous la base de votre téléphone. Vous entendrez deux courts Bip sonores si votre code est accepté

Appuyez sur 9#. Vous entendrez deux courts Bip sonores. Ceci confirme que votre répondeur est allumé.

Raccrochez le téléphone.

Manque de Mémoire

La capacité totale de la mémoire de votre répondeur est d'environ 14 minutes. Cet espace mémoire est partagé entre votre annonce d'accueil, les mémos personnels et les messages reçus. Lorsque la mémoire est pleine, l'affichage vous montrera FL. Le répondeur prendra alors les appels après 10 sonneries pour permettre l'écoute et l'effaçage des messages à distance. Aucun nouveau message ne sera pris tant que les anciens messages n'auront pas été écoutés et effacés.

Pas d'affichage

- Assurez-vous que l'adaptateur secteur soit branché correctement et qu'il ne soit pas détérioré.

Le CL210A ne sonne pas

- Vérifiez que le volume de la sonnerie ne soit pas arrêté.
- Assurez-vous que le cordon ligne du téléphone soit correctement branché et qu'il ne soit pas détérioré.
- Branchez un autre téléphone sur la prise téléphonique PTT ou branchez votre téléphone sur une autre prise téléphonique afin de voir si le problème provient de votre appareil ou de la prise PTT.
- Il se peut que trop de dispositifs de communication soient branchés sur une seule ligne, par ex. un autre téléphone, un modem ou un fax. Contactez votre fournisseur de réseau pour vous aider à calculer la limite de votre ligne téléphonique personnelle ou professionnelle.

Pas de tonalité

- Assurez-vous que le cordon ligne du téléphone soit correctement branché et qu'il ne soit pas détérioré.
- Branchez un autre téléphone sur la prise téléphonique PTT ou branchez votre téléphone sur une autre prise téléphonique afin de voir si le problème provient de votre appareil ou de la prise PTT.

Pas de réponse sur l'affichage LCD

- Vérifiez qu'il n'y a pas de coupure d'électricité dans votre voisinage.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Généralités

N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni avec le produit.

N'ouvrez pas le téléphone. Contactez l'assistance technique pour toute réparation nécessaire.

Nettoyage

Nettoyez le téléphone avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez jamais de détergent ou de produit lustrant – ils pourraient en effet endommager l'appareil et les composants électriques qu'il contient.

Consignes de sécurité

N'exposez pas directement le CL210A aux rayons du soleil.

Ne pas utiliser le téléphone dans des endroits humides

N'exposez pas le téléphone au feu ou à d'autres conditions dangereuses.

Débranchez votre téléphone pendant les orages car ces derniers pourraient l'endommager. Votre garantie n'inclut pas les dommages causés par les orages.

Ce téléphone est conçu pour fonctionner à des températures entre 5°C et 45°C.

GARANTIE

Cet appareil est garanti 1 an pièces et main d'œuvre. La date d'achat figurant sur le ticket de caisse fera foi. Cette garantie s'exerce sous réserve d'une utilisation normale de l'appareil. Les dommages occasionnés par les surtensions électriques ; la foudre ou par un choc sur l'appareil ne peuvent en aucun cas être couverts par la garantie.

En cas de problème, rapprochez vous de votre point de vente, sinon, contacter notre assistance technique au 03 28 58 75 99 ou visitez notre site Internet www.geemarc.com

IMPORTANT: VOTRE TICKET DE CAISSE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVE ET PRESENTE EN CAS DE RECLAMATION.

**Cette garantie n'est valide
qu'en France**

DECLARATION: Geemarc Telecom SA déclare que ce téléphone respecte les exigences de la Directive 1999/5/EEC concernant les Equipements radio et télécommunication et en particulier les articles 3.1a, 3.1b et 3.2

Le fonctionnement du téléphone n'est pas garanti si la ligne téléphonique fournit un courant inférieur à 18mA.



Raccordement électrique: Cet appareil est conçu pour fonctionner avec un adaptateur secteur 230V 50Hz. (Tension Classée comme dangereux selon la norme EN60950).

Par précaution et en cas de danger, le bloc d'alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230v. Il doit être installé à proximité de l'appareil et être aisément accessible .

Raccordement téléphonique : Les tensions présentes sur les réseaux de télécommunication sont classées TRT-3 (Tension du réseau de Télécommunication) au sens de la norme EN60950.

DIRECTIVES SUR LE RECYCLAGE

La Directive DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) a été mise en place dans le but d'assurer la collecte sélective en vue de la valorisation, réutilisation ou recyclage des produits en fin de vie.

Lorsqu'un produit ne sert plus, ne pas le jeter à la poubelle.

Veillez choisir une des options suivantes pour vous en débarrasser:

- Déposez votre appareil dans un lieu de collecte approprié.
- Ou bien redonner votre ancien appareil à votre revendeur. Si vous achetez un nouvel appareil, le magasin se doit d'accepter de reprendre l'ancien.

Ainsi, si vous respectez ces instructions, vous faites un geste pour l'environnement et vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.



Si vous avez besoin d'aide ou de soutien technique,
consultez notre site Internet:

www.geemarc.com

Téléphone +33 (0)32858 7599

Ou Fax +33 (0)32858 7576

INHALT

INHALT	53
EINLEITUNG	55
Auspacken des Telefons	56
BESCHREIBUNG	57
Allgemeine Beschreibung	57
INSTALLATION	59
Aufstellen	59
Wandmontage	59
EINSTELLUNGEN	60
Einstellen der Ruftonlautstärke	60
Anzeige für eingehende Anrufe	60
Einstellen von Gesprächslautstärke und Klang	61
Einstellen des Wählverfahrens (Ton/Puls)	62
VERWENDUNG DES TELEFONS	63
Tätigen von Anrufen	63
Tätigen von Anrufen – mit Freisprechfunktion	63
Annehmen von Anrufen	64
Annehmen von Anrufen – mit Freisprechfunktion	64
Wahlwiederholung	64
R-Taste bei Nebenstellenanlagen	64
Verwenden von Kopfhörern	64
OPTIONALES ZUBEHÖR	65
Vibrationsmodul	65
KURZWahl	66
Einrichten einer Kurzwahlnummer	66
Anrufen einer Kurzwahlnummer	66

INHALT

ANRUFBEANTWORTER	67
Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters	67
Ihre Bandansage	67
Aufnehmen Ihrer Bandansage	68
Überprüfen Ihrer Bandansage	68
Einstellungen des Anrufbeantworters	69
Abhören von Nachrichten	70
Löschen eingegangener Nachrichten	71
Filtern von Anrufen	71
Bedienung des Anrufbeantworters durch Fernabfrage	71
Fernabfragecode	71
Fernabfrage	72
Fernabfragebefehle	72
Aufnehmen einer Kurzmitteilung	73
Aufnehmen eines Telefongesprächs	73
Raumabhörung	74
Den Anrufbeantworter aus der Ferne einschalten	74
Kein Speicherplatz mehr vorhanden	74
FEHLERSUCHE	75
SICHERHEITSHINWEISE	76
GARANTIE	77
RECYCLINGVORSCHRIFTEN	78
<i>Bunte Accessoires</i>	79
SCHABLONE ZUR WANDMONTAGE	81

EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Geemarc CL210A Telefons. Es handelt sich um ein Multifunktionstelefon, das Ihnen u.a. eine Freisprech-, Kurzwahl- und Anrufbeantworterfunktion bietet.

Es ist wichtig, dass Sie die folgende Anleitung vollständig lesen, um das gesamte Potential Ihres Geemarc Telefons auszunutzen. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf, um später noch einmal nachlesen zu können.

Diese Anleitung erläutert, wie man das folgende Telefon benutzt:

:

CL210A



Auspacken des Telefons

Wenn Sie das Telefon auspacken, sollten Sie folgende Teile in der Verpackung finden:

- 1 CL210A Basis
- 1 CL210A Hörer mit Spiralkabel
- 1 Stromnetzadapter
- 1 Telefonkabel
- 1 Anleitung




Für Produktsupport und weitere Hilfe besuchen
Sie unsere Internetseite unter

www.geemarc.com

Telefon **+49 (0) 69 / 96217635**
oder Fax **+49 (0) 69 / 96217620**


BESCHREIBUNG

Allgemeine Beschreibung




BESCHREIBUNG

Rückseite




Unterseite



Aufstellen

Stecken Sie das eine Ende des Spiralkabels in den Hörer. Das andere Ende des Spiralkabels stecken Sie in die Buchse an der linken Seite des CL210A. Legen Sie den Hörer auf die Gabel.

Stecken Sie das Telefonkabel in die -Buchse an der Rückseite des Telefons und führen es dann durch die Rille an der Unterseite des Geräts. Stecken Sie den Stecker am anderen Ende des Telefonkabels in die Telefondose an der Wand (**).

Stecken Sie das Stromkabel in die Buchse auf der Rückseite des Telefons, stecken Sie dann das andere Ende in eine 13 Ampere Wandsteckdose (*). Wählen Sie dazu bitten eine Steckdose in der Nähe Ihres Telefons, um die Hauptstromversorgung schnell unterbrechen zu können, falls ein Problem auftreten sollte.

Wandmontage

Wenn Sie das Telefon an einer Wand montieren, können Sie den Hörer an das Gerät hängen ohne das Gespräch zu beenden. Zu diesem Zweck finden Sie einen kleinen Haken am oberen Ende der Telefonbasis.

1. Bringen Sie zwei Schrauben mit Dübeln an der betreffenden Wand an. Diese müssen sich übereinander in einem Abstand von 83 mm befinden und 5 mm aus der Wand herausragen, um das Gerät sicher halten zu können.
2. Stecken Sie das lange Telefonkabel in die Buchse an der Unterseite des Geräts. Führen Sie es durch die Rinne und stecken Sie es in die Wandsteckdose (**).
3. Hängen Sie die Telefonbasis an die Schrauben und ziehen Sie sie herunter bis sie einrastet.
4. Stecken Sie ein Ende des Spiralkabels in den Hörer. Das andere Ende des Spiralkabels stecken Sie in die entsprechende Buchse auf der linken Seite des CL210A.
5. Drehen Sie den Haken an der Telefonbasis um 180 Grad, so dass er an diesem Haken aufgehängt werden kann.

(*) Eingestuft als "gefährliche Spannung" gemäß Standard EN60950

(**) Eingestuft als TNV-3 gemäß Standard EN60950.

EINSTELLUNGEN




Einstellen der Ruftonlautstärke

Ein Schalter an der rechten Seite des CL210A ermöglicht es, den Rufton auf Hi (**laut**), LOW (**leise**) und OFF (**aus**) zu stellen.



Einstellen der Anzeige für eingehende Anrufe


Mit dem Schalter auf der rechten Seite des CL210A können Sie aus folgenden drei Optionen die Anzeige eingehender Anrufe auswählen:



-  Der Rufton ist aktiviert.
-  Rufton und Vibrationsalarm sind aktiviert (Dazu muss ein Vibrationsmodul angeschlossen werden – nicht im Lieferumfang enthalten).
-  Rufton und Blinklicht sind aktiviert.

EINSTELLUNGEN


Einstellen von Gesprächslautstärke und Klang

Sie können die Gesprächslautstärke und den Klang während eines Gesprächs an Ihre Hörbedürfnisse anpassen.

Nutzen Sie den Schieberegler für die Hörerlautstärke an der vorderen Kante der Telefonbasis, um das passende Niveau einzustellen. 

Die  Taste an der Telefonbasis liefert eine weitere Verstärkung (weitere 40dB). Wenn diese Verstärkungsfunktion aktiviert ist, leuchtet die rote Birne unter der  Taste.

Einstellen einer Standardverstärkung

Der Schalter  ● ○ an der Rückseite ermöglicht es, die Verstärkerfunktion bei jeder Benutzung ein- oder auszuschalten.

● ○ Schalter auf die Position ● (ein)

Die zusätzliche Verstärkung und Klangregelung werden bei jeder neuen Benutzung automatisch aktiviert. Die LED auf dem Verstärkerschalter wird leuchten.

Wenn Sie nun die Verstärkertaste während eines Anrufs drücken, werden die zusätzliche Verstärkung und Klangregelung ausgeschaltet. Sie können aber immer noch die Gesprächslautstärke des Hörers mit dem entsprechenden Schieberegler anpassen.

Unabhängig davon, wie oft Sie die Taste für die Verstärkung während eines Gesprächs betätigen, werden diese Funktionen beim nächsten Mal, wenn Sie den Hörer für ein neues Gespräch von der Gabel nehmen, wieder aktiviert.

EINSTELLUNGEN


→ ● ○ **Schalter auf die Position ○ (aus)**

Die zusätzliche Verstärkung und Klangregelung werden nach jeder Benutzung ausgeschaltet. Die LED auf dem Verstärkerschalter ist erloschen.

Durch einmaliges Drücken der Verstärkungstaste während eines Gesprächs werden Klangregelung und zusätzliche Verstärkung eingeschaltet. Das LED-Lämpchen auf dem Verstärkerschalter wird aufleuchten, um diese Änderung anzuzeigen. Wenn Sie die Verstärkertaste ein weiteres Mal drücken, wird die zusätzliche Verstärkung und Klangregelung wieder ausgeschaltet. Die LED geht aus, um diese Änderung anzuzeigen.

Unabhängig davon, wie oft Sie die Taste für die Verstärkung während eines Gesprächs betätigen, werden diese Funktionen beim nächsten Mal, wenn Sie den Hörer für ein neues Gespräch von der Gabel nehmen, wieder deaktiviert sein.

Klangempfangsanpassung

Wenn die Empfängerlautstärke verstärkt wurde, kann auch der Klangregler angepasst werden. Sie können die niederfrequenten und die hochfrequenten Geräusche mit dem Schieberegler für den Hörerklang auf der Vorderseite des Gerätes anpassen und erhöhen. 

Beachten Sie: Die Klanganpassungsfunktion hat keine Auswirkung, wenn die Empfängerlautstärke auf Normalniveau eingestellt ist.

Einstellen des Wählverfahrens (Ton/Puls)

Der Schalter für das Ton- oder Impulswahlverfahren (Ton/Puls) ist ab Werk auf die Position Tone (T) voreingestellt. In Großbritannien verwenden alle Telefonzentralen heutzutage die Tonwahl. Wenn man dies bei Ihrem Telefon nicht auswählen kann, wird es möglicherweise von einem älteren privaten Schaltbrett (PBX) verwendet. In diesem Fall muss der Ton/Puls-Schalter (auf der Rückseite des Gerätes) in die Position Puls bewegt werden.

VERWENDUNG DES TELEFONS

Tätigen von Anrufen

Nehmen Sie den Hörer in die Hand.

Wenn Sie das Freizeichen hören, wählen Sie mit den Wähltasten die gewünschte Nummer.


Um ein Gespräch zu beenden, legen Sie einfach auf.


Tätigen von Anrufen – mit Freisprechfunktion

Drücken Sie . Die Freisprechfunktion wird aktiviert.

Wählen Sie die gewünschte Telefonnummer. Um die Gesprächslautstärke anzupassen, benutzen Sie den Lautstärkeregel VOL an der rechten Seite des Telefons.

Wenn ihr Gesprächspartner den Anruf annimmt, können Sie mit ihm im Freisprechmodus telefonieren. (Der Hörer liegt dabei immer noch auf.) Sprechen Sie dabei in Richtung des Mikrofons auf der Oberseite des Apparats.

Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie .

Beachten Sie: Um die Freisprechfunktion während eines Gesprächs zu deaktivieren, nehmen Sie einfach den Hörer ab. Um die Freisprechfunktion während eines Gesprächs zu aktivieren, drücken Sie  und legen Sie gleichzeitig den Hörer zurück auf die Gabel.

Auch im Freisprechmodus kann zu einem Zeitpunkt immer nur eine Person sprechen. Das Umschalten zwischen Lautsprecher und Mikrofon erfolgt automatisch. Dies hängt von der Lautstärke des eingehenden Anrufs bzw. des Mikrofons ab. Daher ist es wichtig, dass in der unmittelbaren Umgebung des Telefons keine lauten Geräusche wie z.B. Musik auftreten, da dies die Freisprechfunktion beeinträchtigt.

VERWENDUNG DES TELEFONS


Annehmen von Anrufen

Nehmen Sie den Hörer ab und sprechen Sie hinein.

Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer einfach auf.

Annehmen von Anrufen – mit Freisprechfunktion

Drücken Sie , um im Freisprechmodus zu telefonieren.

Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie .

Wahlwiederholung

Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie , um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen (möglich für Rufnummern mit bis zu 32 Ziffern).

R-Taste bei Nebenstellenanlagen


Wenn das Telefon an eine Nebenstellenanlage angeschlossen wird, können Funktionen wie das Umleiten von Anrufen oder automatischer Rückruf über die R-Taste verwendet werden.

Bitte schlagen Sie im Benutzerhandbuch ihrer Nebenstellenanlage nach, um herauszufinden, ob das Telefon korrekt mit der Nebenstellenanlage funktioniert.

Beachten Sie: Sie können die Aufleuchtzeit von 100/300ms bestimmen, indem Sie den Schalter für die Aufleuchtzeit auf der Rückseite des Gerätes verwenden.

Verwenden von Kopfhörern

Auf der Rückseite des Apparats können Kopfhörer in die 2,5 mm Klinkenbuchse  eingesteckt werden.

Drücken Sie  um das Freizeichen zu hören.

Beachten Sie: Wenn Sie Kopfhörer verwenden, wird der Anruf nicht verstärkt.

Vibrationsmodul

Lauf der Rückseite des Telefons befindet sich eine 3,5 mm Buchse für einen Vibrationsalarm, die mit((●))gekennzeichnet ist. Hier können Sie ein optionales Vibrationsmodul anschließen. Wenn Sie dann einen Anruf erhalten, wird das Modul vibrieren.

KURZWAHL

Dieses Telefon besitzt drei Kurzwahl-Speichertasten.


Wenn Sie eine Nummer erst einmal auf einem dieser Speicherplätze abgelegt haben, müssen Sie in Zukunft immer nur noch eine einzige Taste drücken, um diese Nummer zu wählen.

Einrichten einer Kurzwahlnummer

Nehmen Sie den Hörer ab.


Drücken Sie  .

Geben Sie die Telefonnummer ein, die Sie speichern möchten
(maximal 16 Ziffern).

Drücken Sie erneut  .

Wählen Sie durch Drücken der entsprechenden Taste (**M1**, **M2** oder **M3**) den Kurzwahl-Speicherplatz, um die Telefonnummer zu speichern.

Legen Sie den Hörer wieder auf.

BEACHTEN SIE: Drücken Sie  , wenn Sie in die Telefonnummer ein Leerzeichen einfügen wollen.


Anrufen einer Kurzwahlnummer

Nehmen Sie den Hörer ab und warten Sie auf das Freizeichen.

Drücken sie die gewünschte Kurzwahltaste (**M1**, **M2** oder **M3**).

Die gespeicherte Telefonnummer wird nun gewählt.

Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters

Der Anrufbeantworter kann ein- und ausgeschaltet werden durch Drücken der  Taste. Wenn sie auf ON (ein) steht, werden eingehende Anrufe nach einer gewissen Anzahl von Klingeltönen (siehe Einstellungen des Anrufbeantworters) vom Anrufbeantworter entgegen genommen. Wenn der Anrufbeantworter einen eingehenden Anruf entgegennimmt, wird der Anrufer Ihre aufgesprochene Bandansage hören. Nach einem kurzen Piepton kann der Anrufer dann eine kurze Nachricht von bis zu zwei Minuten Länge hinterlassen. Sollte der Anrufer diese Zeit überschreiten, wird die Verbindung getrennt. Ebenso wird die Verbindung durch den Anrufbeantworter unterbrochen, wenn der Anrufer während dieser zwei Minuten für mehr als sieben Sekunden nichts sagt.

Der Speicher fasst ca. 14 Minuten an Nachrichten.

BEACHTEN SIE: WENN DER ANRUFBEANTWORTER AUSGESCHALTET IST, WERDEN DURCH IHN KEINE ANRUFENTGEGENOMMEN UND ES WERDEN ZWEI BALKEN ANGEZEIGT.

Auch wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist (OFF), wird er Anrufe nach zehnmalem Klingeln entgegennehmen. Dies ermöglicht auf manche Funktionen aus der Ferne zuzugreifen.

Ihr CL210A Anrufbeantworter kann bedient werden von:

- der Telefoneinheit direkt
- aus der Ferne von jedem externen Telefon

Ihre Bandansage

Bevor Sie den Anrufbeantworter benutzen, sollten Sie eine Bandansage aufnehmen. Die Bandansage ist Ihre Nachricht, die den eingehenden Anrufern vorgespielt wird und kann bis zu 60 Sekunden lang sein.

Sie möchten den Anrufern vielleicht mitteilen, dass Sie ihre Nachricht aufsprechen können sobald sie den Piepton gehört haben.

BEACHTEN SIE: Wenn Sie keine Bandansage aufnehmen, wird die Anzeige blinken.

Aufnehmen Ihrer Bandansage

Drücken und halten Sie **◀◀/Ann** gedrückt. Sie werden einen kurzen Piepton hören und das Display wird **rA** anzeigen.

Nehmen Sie ihre Bandansage auf. Sprechen Sie deutlich und in Richtung des Geräts aus einer Entfernung von 15 bis 20 cm (mindestens fünf maximal 60 Sekunden lang).

Lassen Sie **◀◀/Ann** los, um die Aufnahme zu beenden.

Ihre Bandansage wird nach ein paar Sekunden wiederholt. Wiederholen Sie dieses Vorgehen, wenn Sie die Ansage ändern möchten. Jede alte Ansage wird automatisch gelöscht, wenn eine neue aufgenommen wird.

Überprüfen Ihrer Bandansage

Drücken Sie **◀◀/Ann**. Die aktuelle Bandansage wird nun abgespielt. Um das Abspielen Ihrer Bandansage anzuhalten, drücken Sie **⏻** auf dem Anrufbeantworter.

Einstellungen des Anrufbeantworters

Verwenden Sie den **2\ 6\ TS** Schalter an der rechten Seite des Telefons, um die Anzahl an Klingeltönen auszuwählen, bevor der Anrufbeantworter aktiviert wird und eingehende Anrufe entgegen nimmt.

- 2 = Anrufe werden nach zweimaligem Klingeln vom Anrufbeantworter entgegengenommen
- 6 = Anrufe werden nach sechsmaligem Klingeln vom Anrufbeantworter entgegengenommen
- TS (TOLL SAVER) = aktiviert den Gebürspar-Modus

Im Gebürspar-Modus werden eingehende Anrufe nach sechsmaligem Klingeln beantwortet bis die erste neue Nachricht aufgenommen wird. Sobald die erste Nachricht aufgenommen wurde, nimmt der Anrufbeantworter Anrufe nach ungefähr zweimaligem Klingeln entgegen. Dies ist nützlich, wenn Sie versuchen aus der Ferne auf Ihren Anrufbeantworter zuzugreifen. Wenn der Anrufbeantworter nach dem vierten Klingeln nicht geantwortet hat, so wurden keine Nachrichten aufgenommen und Sie können auflegen, bevor Sie für den Anruf bezahlen müssen. Wenn der Anrufbeantworter nach zweimaligem Klingeln antwortet, wurden neue Nachrichten aufgenommen.

Abhören von Nachrichten

Die Anzeige blinkt um anzuzeigen, wie viele neue Nachrichten eingegangen sind. Wenn keine neuen Nachrichten eingegangen sind, zeigt die Anzeige alle (alten) Nachrichten an.

Die Wiedergabe beginnt immer mit allen neuen Nachrichten. Wenn es zum Beispiel drei alte und zwei neue Nachrichten gibt, werden nur die zwei neuen Nachrichten abgespielt. Danach wird der Anrufbeantworter wieder in den Ruhezustand versetzt.

Drücken Sie die Starttaste erneut, um sich alle Nachrichten anzuhören, beginnend mit der ältesten Nachricht.

Drücken Sie ►/||/ um die Wiedergabe zu starten.

Wenn Sie während der Wiedergabe einer Nachricht anhalten wollen, so drücken Sie ►/|| und die Nachricht wird angehalten (max. sieben Sekunden).

Drücken Sie ►/|| erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Wenn die Wiedergabe beendet ist, werden Sie zwei kurze Pieptöne hören und das Gerät wird in den Ruhezustand zurückkehren. Alle eingehenden Nachrichten werden gespeichert (es sei denn, Sie haben während der Wiedergabe eine Nachricht gelöscht (s.u.)). Neue Nachrichten werden dann nach den alten aufgenommen.

Weitere Funktionen, die während der Wiedergabe möglich sind

▶▶	Springe zur nächsten Nachricht
◀◀	Wiederholen der aktuellen Nachricht, oder halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis Sie einen Piepton hören, um in umgekehrter Reihenfolge durch die Nachrichten zu gehen.
⏻	Stoppen der Wiedergabe
C	Löschen der Nachricht

ANRUFBEANTWORTER

Wiedergabe über den Hörer (+40dB Lautstärke)

Um Ihre Nachrichten über den Hörer wiederzugeben, nehmen Sie den Hörer in die Hand und drücken Sie ►/|| . Sie können nun  drücken, um die Nachrichtenlautstärke um 40dB zu erhöhen.

Löschen eingegangener Nachrichten


Wenn Sie eine einzelne eingegangene Nachricht löschen wollen, drücken Sie C während die Nachricht abgespielt wird.

Um alle Nachrichten nach dem Abspielen zu löschen drücken Sie C und halten Sie es gedrückt, bis Sie einen Piepton hören.

Beachten Sie: Neue Nachrichten können erst gelöscht werden, wenn sie abgespielt wurden.

Filtern von Anrufen

Eingehende Nachrichten können, während sie aufgesprochen werden, über den Lautsprecher mitgehört werden. Falls Sie nichts hören, passen Sie die Lautstärke mit Hilfe des Reglers an der rechten Seite des Telefons an.

Wenn Sie mit dem Anrufer sprechen möchten, nehmen Sie den Hörer ab. Wenn die Aufnahme nicht automatisch beendet wird, drücken Sie  auf dem Anrufbeantworter oder drücken Sie * (für zwei Sekunden) auf dem Telefon.

Bedienung des Anrufbeantworters durch Fernabfrage

Ce répondeur peut être interrogé à distance en utilisant un téléphone en numérotation Fréquence vocale (T) . Appelez le répondeur (en composant votre numéro de téléphone) et entrez votre code d'accès à distance pendant que vous entendez l'annonce d'accueil. Une fois que votre code d'accès a été accepté, plusieurs commandes à distance vous sont offertes.

Fernabfragecode

Es wird ein vertraulicher dreistelliger Code benötigt, um den Anrufbeantworter aus der Ferne ein-/auszuschalten oder Ihre Nachrichten von einem externen Telefon aus abzuhören. Diesen Fernabfragecode finden Sie auf der Unterseite des Apparats.

ANRUFBEANTWORTER

Fernabfrage

Rufen Sie den Anrufbeantworter an (indem Sie ihre eigene Telefonnummer wählen).

Geben Sie den Fernabfragecode ein, während Ihre eigene Bandansage läuft. Wenn der Code akzeptiert wird, hören Sie zwei Pieptöne.

Wählen Sie einen Fernabfragebefehl (innerhalb von 20 Sekunden) aus untenstehender Liste.

Wenn Sie mit der Fernabfrage fertig sind, legen Sie auf.

Fernabfragebefehle

Befehl	Funktion
25	Abspielen neuer Nachrichten
2#	Alle Nachrichten zuhören
Während der Wiedergabe	
3#	Löschen einzelner Nachricht während der Wiedergabe
6#	Zur vorigen Nachricht springen
7#	Zur nächsten Nachricht springen
8#	Wiederholen der Nachricht
#	Stoppen der Wiedergabe
Nach der Wiedergabe	
3#	Löschen aller Nachrichten
7#	Aufnehmen einer neuen Bandansage; um die Aufnahme zu beenden drücken Sie erneut 7#
8#	Aufnehmen einer Notiz; um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie erneut 8#
9#	Ein- bzw. Ausschalten des Anrufbeantworters. Drei Pieptöne bedeuten ausgeschaltet, zwei bedeuten eingeschaltet.
0#	Raumabhörung, drücken Sie 5#, um die Raumabhörung zu stoppen

ANRUFBEANTWORTER

WICHTIG: Wenn Sie Ihren Anrufbeantworter fernabfragen, müssen Sie alle 2Min30 nach dem BIP Ton Ihr Abfrage aktivieren, in dem Sie auf irgendwelche Taste Ihres Telefons drücken, um weiterabzufragen.

Aufnehmen einer Kurzmitteilung

Sie können eine mündliche Kurzmitteilung für andere Benutzer des Anrufbeantworters hinterlassen.

Drücken und halten Sie **OO** für zwei Sekunden gedrückt.

Es wird die Nachricht **rE** angezeigt.

Beginnen Sie damit, ihre Kurzmitteilung nach dem Piepton aufzunehmen.

Um die Aufnahme zu beenden, lassen Sie **OO** einfach los.

Die Nachricht kann abgespielt werden, indem Sie **▶/||** am Anrufbeantworter drücken oder über die Fernbedienungsfunktion, indem man ein normales Telefon verwendet.

Aufnehmen eines Telefongesprächs

Sie können ein ganzes Telefongespräch aufnehmen. Wenn gerade eine andere Anrufbeantworter durchgeführt wird, drücken Sie **OO** bevor Sie anfangen, das Gespräch aufzunehmen.

Heben Sie den Hörer ab, um den Anruf anzunehmen.

Drücken Sie **OO** einmal während des Gesprächs.

Die Nachricht **2r** wird angezeigt. Der Anrufbeantworter nimmt dann das Telefongespräch auf.

Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie **OO** .

Drücken Sie **▶/||**, um das aufgenommene Gespräch abzuspielen.

WICHTIG: Vergessen Sie nicht, die Aufnahme zu beenden, sonst wird sie sich nur beenden, wenn Anrufbeantworter voll ist.

ANRUFBEANTWORTER

Raumabhörung

Mit dieser Fernabfragefunktion können Sie zu Hause anrufen und die Mikrofonfunktion des Anrufbeantworters einschalten. Das bedeutet, dass Sie Geräusche in dem Raum, in dem der Anrufbeantworter steht, für bis zu 30 Sekunden mithören können.

Den Anrufbeantworter aus der Ferne einschalten

Falls Sie vergessen haben sollten, Ihren Anrufbeantworter einzuschalten, bevor Sie das Haus verlassen haben, können Sie ihn aus der Ferne über ein anderes Telefon aktivieren.

Wählen Sie Ihre Telefonnummer von dem Telefon in der Ferne und lassen Sie es klingeln. Nach ungefähr zehn Klingeltönen wird Ihr Anrufbeantworter anspringen und einen langen Ton von sich geben.

Geben Sie den Fernabfragecode ein, der auf die Unterseite des Apparats gedruckt ist. Wenn der Code akzeptiert wird, werden Sie zwei kurze Pieptöne hören.

Drücken Sie 9#. Sie werden zwei Pieptöne hören. Dies bestätigt, dass der Anrufbeantworter nun eingeschaltet ist.

Legen Sie auf.

Kein Speicherplatz mehr vorhanden

Die Gesamtkapazität des Speichers des Anrufbeantworters beträgt ca. 14 Minuten. Der Speicherplatz wird geteilt zwischen Ihrer Bandansage, persönlichen Notizen und den üblichen eingehenden Nachrichten. Wenn der Speicher voll ist, zeigt das Display FL an. Der Anrufbeantworter wird nach zehn Klingeltönen antworten, um das Abhören aus der Ferne und das Löschen von Nachrichten zu ermöglichen. Es werden so lange keine neuen Nachrichten aufgenommen, bis bereits bestehende Nachrichten abgespielt und gelöscht wurden.

Keine Anzeige

- Stellen Sie sicher, dass der Spannungsadapter richtig eingesteckt und nicht beschädigt ist.

CL210A klingelt nicht

- Überprüfen Sie, ob die Rufonlautstärke ausgeschaltet (OFF) ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Telefonkabel korrekt angeschlossen und nicht beschädigt ist.
- Schließen Sie ein anderes Telefon an die Telefonsteckdose an oder bringen Sie Ihr Telefon zu einer anderen Telefonsteckdose, um herauszufinden, ob das Problem an Ihrer Steckdose liegt.
- Es könnte sein, dass zu viele Kommunikationsgeräte an eine einzige Telefonleitung angeschlossen sind z.B. ein weiteres Telefon, ein Modem oder ein Faxgerät. Wenden Sie sich an Ihren Telefon-/Internetanbieter, um das Limit für ihre Heim- oder Geschäftsleitung zu ermitteln.

Kein Freizeichen

- Stellen Sie sicher, dass das Telefonkabel richtig eingesteckt und nicht beschädigt ist.
- Schließen Sie ein anderes Telefon an die Telefonsteckdose an oder bringen Sie Ihr Telefon zu einer anderen Telefonsteckdose, um herauszufinden, ob das Problem an Ihrer Telefonsteckdose liegt.
- Es könnte sein, dass zu viele Kommunikationsgeräte an eine einzige Telefonleitung angeschlossen sind, z.B. ein weiteres Telefon, ein Modem oder ein Faxgerät. Wenden Sie sich an Ihren Telefon-/Internetanbieter, um das Limit für Ihre Heim- oder Geschäftsleitung zu ermitteln.

Keine Antwort auf der LCD Anzeige

- Prüfen Sie, ob es einen Stromausfall in Ihrer Gegend gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemein

Verwenden Sie nur das Spannungskabel, das mit dem Produkt geliefert wurde.

Öffnen Sie das Gerät unter keinen Umständen. Für Reparaturen wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.

Reinigen

Reinigen Sie das Telefon nur mit einem weichen Tuch. Benutzen Sie unter keinen Umständen Reinigungsmittel oder Polituren – Sie könnten die Oberfläche oder die Elektronik beschädigen.

Umwelthinweis

Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht aus.

Stellen Sie jederzeit eine gute Luftzirkulation an den Oberflächen des Telefons sicher.

Setzen Sie keines der Teile ihres Produkts Wasser aus und benutzen Sie es nicht in feuchter Umgebung, z.B. in Badezimmern.

Setzen Sie Ihr Produkt auch nicht Feuer oder anderen gefährlichen Bedingungen aus.

Trennen Sie das Telefon während eines Gewitters von der Telefonsteckdose, da die Gefahr besteht, dass Ihr Telefon beschädigt wird. Die Garantieleistung schließt Schäden durch Gewitter nicht ein.

Dieses Telefon wurde für den Betrieb bei Temperaturen im Bereich von 5°C bis 45°C entwickelt.

GARANTIE

Geemarc gibt Ihnen eine Garantie für den Zeitraum eines Jahres ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen für Sie gratis (dies liegt in unserem Ermessen). Sollten Sie ein Problem feststellen, so kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.geemarc.com. Die Garantie deckt weder Unfälle, Fahrlässigkeit noch Bruchschäden an einzelnen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es von einer Person demontiert werden, die kein autorisierter Geemarc-Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG: IHR KAUFBELEG IST TEIL DER GARANTIE UND MUSS FÜR DEN GARANTIEANSPRUCH AUFBEWAHRT UND VORGELEGT WERDEN.

**Bitte beachten Sie: Die Garantie bezieht sich
nur auf
GROßBRITANNIEN**

ERKLÄRUNG: Geemarc Telecom SA bestätigt hiermit, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit den wesentlichen Anforderungen und relevanten Vorschriften der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EEC steht, insbesondere mit Artikel 3 Abschnitt 1a, 1b und Abschnitt 3. Das Telefon funktioniert nicht, wenn die Stromstärke unterhalb von 18 mA liegt.



Elektrische Verbindungen: Dieses Gerät wurde ausschließlich für den Betrieb an einer 230V 50Hz Spannungsversorgung entwickelt. (Klassifiziert als 'gefährliche Spannung' nach Standard EN60950). Dieses Gerät besitzt keinen eingebauten Spannungsschalter. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, schalten Sie entweder die Versorgung der Steckdose am Hauptversorgungsnetz aus oder ziehen Sie den Stecker des Wechselstromadapters heraus. Stellen Sie für die Installation des Gerätes sicher, dass die Steckdose am Hauptversorgungsnetz leicht zugänglich ist.

Telefonverbindung: Spannungen im Telekommunikationsnetzwerk werden gemäß Standard EN60950 nach TNV-3 (Telecommunication Network Voltage) klassifiziert.

RECYCLINGVORSCHRIFTEN

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde entwickelt, um Geräte am Ende ihres Lebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln.

Wenn Sie dieses Produkt nicht mehr verwenden, entsorgen Sie es bitte nicht in Ihrem normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Alternativ können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte dieser das alte zurücknehmen.

Wenn Sie diesen Anweisungen folgen, sichern Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.










Für Produktsupport und weitere Hilfe besuchen
Sie unsere Internetseite unter


www.geemarc.com

Telefon **+49 (0) 69 / 96217635**

oder Fax **+49 (0) 69 / 96217620**









UGCL210A_EnFrGe_Ver.1.0

geemarc UK

5 Swallow Court
Swallowfields
Welwyn Garden City
Hertfordshire, AL7 1SB
For product support:
01707 384438

www.geemarc.com

geemarc FRANCE

Parc de l'Etoile
2, rue Galilée
59760 Grande Synthé
TEL. SERVICE APRES VENTE :
03 28 58 75 99

www.geemarc.com

geemarc GERMANY

Walter-Kolb-Str.9-11
60594 Frankfurt-am-Main
Deutschland

T: 069-9621 7635
F: 069-9621 7620

www.geemarc.com