

## Doorbell Amplifier Sonnette Amplifiée Türklingel Verstärker



English page1



Français page9

Deutsch page17

# DESCRIPTION


## Description

---



# INSTALLATION

## Installation (See drawing)



- 1 – Insert the 23A 12V battery into the door bell.
- 2 – Insert the 4 (AA) batteries into the battery compartment main unit or connect the adaptor 7.5V DC/1A (optional).


**Electrical connection :** The apparatus is designed to operate from a 230V 50Hz supply only. (Classified as «hazardous voltage» according to EN60950 standard). The apparatus does not incorporate an integral power on/off switch. To disconnect the power, either switch off supply at the mains power socket or unplug the AC adaptor. When installing the apparatus, ensure that the mains power socket is readily accessible.

# INSTALLATION

## Setting up the Door Bell

---

1. The door bell can be carried around by people who need assistance
2. The door bell can be fixed on the wall or a door frame. Drill two holes horizontally, 14mm apart. Insert the two supplied anchors into the two holes. Hang the door bell onto the two anchors and then insert and tighten the screws. Finally, stick the blank sticker over the two holes.



3. The door bell can be stuck onto a door or window using the supplied strong adhesive tape. Remove the protective paper from the adhesive tape on the back of the door bell and then stick to the required door, window or surface.

## Wall Mounting the Chime Unit

---

1. Drill two holes horizontally, 96mm apart, and leave the screws protruding from the wall by 5mm.
2. Hang the base on to the two screws and pull the base down to lock it.

## Table Mounting

---

If you want to mount the unit on the table simply place the unit into the base cradle, and then place the base cradle on the table.

# INSTALLATION

## Change the Battery of the Indoor Unit (optional)

---

The unit requires 4xAA batteries

1. Open the battery door.
2. Insert four AA batteries into the compartment.
3. Snap the battery compartment door back into place.

**Note:** When the low battery indicator keeps flashing, it is time to replace the batteries. Alternatively, use a mains adaptor as an option (contact **01707 387602**).


## Install and Change the Battery of the Door bell

---

Install the 23A 12V battery into the door bell



To replace the battery, unscrew the door bell from the wall, and unscrew the one screw located on the back to gain access to the battery compartment. Replace the battery then replace the battery compartment flap and screw and remount.



**Note:** Do not use a rechargeable battery. Do not put the used battery into the household rubbish, pay attention to regulations regarding battery disposal.

# INSTALLATION



## Volume Control Slide Switch

---

The volume control slide switch can be used to set the volume of the alarm sound and switch the unit on/off.

## The Pairing Procedure:

---

1. Press and hold the Pairing/Test button  until the unit makes a beep sound, then release the Pairing/Test button.
2. Press and hold the Pairing/Test button  again, then press and hold the remote button at the same time until the strobe flasher flashes. The unit makes a beep sound to confirm pairing has been successful.

Please note that the pairing procedure overwrites the last doorbell that was paired to the unit.

To check whether the device is working properly and has been paired correctly, press the pairing/testing button once. The device should sound the alarm and flash.

## Operation

---

Once the Amplicall 16 and the door bell have been placed in the required locations and all required batteries have been inserted, you are ready to use the device. To use the device, the person who needs assistance must press the door bell button of the door bell.

# TROUBLESHOOTING

## Trouble shooting

<b>Symptom</b>	<b>Solution</b>
The unit makes the “dingdong” sound (ad hoc or continuously) without the door bell being pressed	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Check the batteries are inserted correctly</li><li>2) Check the power adaptor is inserted into the unit and the wall correctly (if using mains power)</li><li>3) Turn off the power switch for 10 minutes and then turn it on</li></ol>
Low battery LED is flashing.	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Turn off the power switch for 10 minutes and then turn it on</li><li>2) Insert new batteries into the base unit</li></ol>
Batteries and power adaptor are connected correctly, yet no “Dingdong” sound when the door bell is pressed.	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Turn off the power switch for 10 minutes and then turn it on</li><li>2) Replace the base unit batteries</li><li>3) Replace the door bell batteries</li></ol>

# GUARANTEE

From the moment your Geemarc product is purchased, Geemarc guarantee it for the period of two years. During this time, all repairs or replacements (at our option) are free of charge. Should you experience a problem then contact our helpline or visit our website at **[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)**. The guarantee does not cover accidents, negligence or breakages to any parts. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorised Geemarc representative. The Geemarc guarantee in no way limits your legal rights.

**IMPORTANT:** YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR GUARANTEE AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM.

**Please note :** The guarantee applies to the United Kingdom only.

**Declaration :** Hereby Geemarc Telecom SA declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 2014/53/UE and in particular article 3 section 1a, 1b and section 2.

*The declaration of conformity may be consulted at **[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)***





# GUARANTEE

**Recycling directives** : The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) has been put in place for the products at the end of their useful life are recycled in the best way. When this product is finished with, please do not put it in your domestic waste bin. Please use one of the following disposal options:

- Remove the batteries and deposit them in an appropriate WEEE skip. Deposit the product in an appropriate WEEE skip.
- Or, hand the old product to the retailer. If you purchase a new one, they should accept it. Thus if you respect these instructions you ensure human health and environmental protection.




For product support and help visit our website  
at [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)  
Telephone **01707 387602**  
Or fax **01707 832529**

# DESSCRIPTIF


## Descriptif

---



# INSTALLATION

## Installation (voir dessin ci-dessous)



1 – Mettre les 4 piles type AA (vendu en option) .

2 – Connectez l'adaptateur secteur (vendu en option)

**Raccordement électrique :** l'appareil est prévu pour fonctionner uniquement avec l'adaptateur secteur 230V 50Hz fourni. (Tension classée "dangereuse" selon les critères de la norme En60950).

Par précaution en cas de danger, le bloc alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément accessible.


3 – Mettre la pile 23A 12V dans la sonnette

# INSTALLATION

## Montage Mural De La Sonnette

---

1. La sonnette peut être portée par la personne nécessitant de l'aide
2. Vous pouvez placer votre sonnette sur un mur ou une porte, percez 2 trous horizontalement espacés de 14 mm, mettre les 2 chevilles fournis et fixer votre sonnette avec les 2 vis, puis coller l'autocollant blanc fourni sur les 2 trous.



3. La sonnette peut être collée sur une porte ou fenêtre en utilisant le ruban adhésif. Retirez le papier protecteur du ruban adhésif sur le dos de la sonnette et placez-la à l'endroit requis.

## Potentiomètre De Volume

---

Vous pouvez ajuster le volume de l'alarme ; ainsi que l'allumer ou l'éteindre.

## Montage Mural de la base

---

Percez 2 trous à l'horizontale distants de 96 mm dans votre mur. Insérez 2 chevilles avec leurs vis. Laissez dépasser les vis de 5 mm.

Faites glisser votre base dans les têtes de vis.

Placez ensuite l'AMPLICALL16 sur les vis et tirez la base vers le bas afin que le boîtier soit bloqué.

# INSTALLATION

## Table De Montage

---

Si vous souhaitez installer l'AMPLICALL16 sur une table, posez le socle, puis insérez le boîtier dedans.

## Remplacement Des Piles (vendu en option)

---

Insérez les 4 piles type AA fournies avec l'appareil pour son fonctionnement.


1. Ouvrez le compartiment des piles.
2. Insérez les 4 piles type AA
3. Refermez le couvercle du compartiment des piles.

**Note:** Si le voyant clignote, vous devez les remplacer. Vous pouvez ajouter un adaptateur secteur qui est vendu en option (contacter le **03/28/58/75/99**).

## Installation ou remplacement de la pile pour la Sonnette


---

La sonnette utilise une pile 23A 12V . La sonnette est livrée avec sa pile, veuillez l'insérer avant utilisation.



Pour remplacer la pile, retirer la sonnette du mur, retirer le vice du compartiment batterie située à l'arrière et retirer le pour avoir accès à la pile. Remplacer la pile, refermer le compartiment batterie et la replacer au mur.



# INSTALLATION



**Note:** Ne pas utiliser de pile rechargeable. Ne pas mettre la pile à la poubelle, utiliser les lieux de collecte approprié pour pile pour vous en débarrasser.

## Enregistrement d'une sonnette supplémentaire

---

1. Appuyez et maintenez le bouton enregistrement sonnette  pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendez un bip sonore de confirmation.
2. Appuyez en même temps sur le bouton enregistrement sonnette  et sur celui de votre sonnette additionnelle. Un flash et un bip sonore seront envoyés par la base pour la confirmation d'enregistrement.

# DÉPANNAGE

## Aide Aux Problèmes Rencontrés

Symptôme	Solution
L'Amplicall16 sonne alors qu'il n'y a pas de télécommande programmée.	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Vérifiez que les batteries soient bien insérées.</li><li>2) Vérifiez que l'adaptateur secteur soit bien connecté.</li><li>3) Eteignez l'Amplicall16 pendant 10 minutes et rallumez-le</li></ol>
L'indicateur de batterie faible clignote alors que l'Amplicall16 est connecté à l'adaptateur secteur	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Vérifiez l'état des piles.</li><li>2) Eteignez l'Amplicall16 pendant 10 minutes et rallumez-le.</li></ol>
L'Amplicall10 ne sonne pas alors qu'il est connecté à l'adaptateur secteur et que les 4batteries sont insérées.	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Vérifiez que d'adaptateur secteur soit bien connecté.</li><li>2) Vérifiez que les batteries soient bien insérées.</li><li>3) Vérifiez que le bouton volume n'est pas sur OFF.</li></ol>

# GARANTIE

Cet appareil est garanti deux ans pièces et main-d'oeuvre. La date d'achat figurant sur le ticket de caisse fera foi. Cette garantie s'exerce sous réserve d'une utilisation normale de l'appareil. Les dommages occasionnés par les surtensions électriques, la foudre ou par un choc sur l'appareil ne peuvent en aucun cas être couverts par la garantie. En cas de problème fonctionnel et avant de nous retourner votre appareil, contactez notre service après vente de : 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 du Lundi au Jeudi et de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 le Vendredi au 03/28/58/75/99.

**DECLARATION :** Ce produit respecte les exigences de compatibilité électro-magnétique et de sécurité électrique demandées par la directive européenne RTTE. Par ailleurs, il est compatible avec les différents réseaux téléphoniques européens (normes TBR21/37/38).

**Directives de recyclage:** La directive DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) a été mise en place dans le but d'assurer la collecte sélective en vue de la valorisation, réutilisation ou recyclage des produits en fin de vie. Lorsque votre produit ne fonctionne plus, ne le jeter pas dans votre poubelle ménagère. Suivez l'une des procédures décrite ci-dessous:

*La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)*





# GARANTIE

- Déposez les piles et votre ancien appareil dans un lieu de collecte approprié.
- Rapportez votre ancien appareil chez le distributeur qui vous vendra le nouveau. Il devra l'accepter.

Ainsi, si vous respectez ces instructions vous faites un geste pour l'environnement et vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.



Pour en savoir plus :

[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



Consultez notre site internet pour obtenir des informations et de


l'aide sur nos produits : **[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)**

Vous pouvez nous contacter  
par téléphone **03 28 58 75 99**  
ou par fax **03 28 58 75 76**

# BESCHREIBUNG

## Beschreibung

---




(\*) wird gemäß dem Standard EN60950 als TNV-3 eingestuft.

# INSTALLATION

## Installation

---



1. 4 x AA Batterien in das Fach einlegen
  2. Stecken Sie den AC-Adapter in die Wandsteckdose.
  3. Legen Sie die 23A 12V Batterie in die Fernbedienung ein.
- (\*) wird gemäß dem Standard EN60950 als „gefährliche elektrische Spannung“ eingestuft.

**Stromanschluss:** Das Gerät ist nur für eine Stromversorgung von 230V 50Hz entworfen worden. (Wird gemäß dem Standard EN60950 als „gefährliche elektrische Spannung“ eingestuft.)


# INSTALLATION

Das Gerät verfügt über keinen integrierten An/Aus-Schalter. Um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, muss entweder die Stromversorgung ausgeschaltet oder der Netzstecker gezogen werden. Stellen Sie bei der Einrichtung des Gerätes sicher, dass das Hauptversorgungsnetz betriebsbereit ist.

## Einrichtung der Türklingel

---

1. Das Gerät kann von Personen verwendet werden, die diese Unterstützung benötigen.
2. Die Türklingel kann an der Wand oder nahe der Tür angebracht werden, indem Sie zwei Löcher horizontal mit einem Abstand von 14mm anbringen. Bringen Sie nun die mitgelieferte Verankerung an die gebohrten Löcher an, hängen Sie anschließend die Türklingel an die Vorrichtung und drehen Sie diese mit den mitgelieferten Schrauben fest. Anschließend kleben Sie die Notrufaufkleber an die zwei gebohrten Löcher.



3. Die Türklingel kann mit dem mitgelieferten starkem Klebeband an die Tür geklebt werden. Entfernen Sie die Schutzfolie von dem Klebeband auf der Rückseite der Türklingel, und drücken Sie die Türklingel nun auf die gewünschte Fläche.

# INSTALLATION

## Wandmontage:

---

1. Bohren Sie zwei Löcher (Horizontal) im Abstand von 96mm.

Drehen Sie die Schrauben in die Löcher, bis der Schraubenkopf 5 mm von der Wand absteht.

2. Hängen Sie die Warnanlage an die zwei Schrauben und lassen Sie die Warnanlage durch ein leichtes runter drücken einklinken.

## Tischmontage:

---

Für die Tischmontage stellen Sie die Warnanlage sicher auf den Tisch.

## Batteriewechsel der inneren Klingelanlage

---

Die Warnanlage benötigt 4 x AA Batterien.

1. Batteriefach öffnen
2. 4 x Batterien AA in das Fach einlegen
3. Batteriefach schließen bis es einrastet

**Hinweis:** Wenn die Batterieanzeige aufleuchtet, sollten Sie einen Batteriewechsel vornehmen. Während dieses Vorgehens, achten Sie bitte darauf, dass alle Stromnetzstecker und Telefonanschlüsse vorher entfernt wurden !

Bei Interesse eines optionalen Adapters wählen Sie die Telefon **00 49 (0)228 548 89 932**

# INSTALLATION


## Batteriewechsel der Türklingel

---

Die Türklingel wird mit einer 23A 12V Batterie geliefert. Legen Sie diese in den Batteriefach ein.



Für den Batteriewechsel, schrauben Sie die Türklingel von der Wand ab, weiterhin schrauben Sie die Schraube der Basis ab und öffnen Sie das Batteriefach für das Wechsel der Batterien. Zum Schluss melden Sie wieder die Türklingel an die Basis an.



**Notiz:** Benutzen Sie keine wiederaufladbare Batterie. Entwerfen Sie die Batterie bitte nicht in den Hausmüll, sondern in einen ausgewerteten Batterieentsorger.

## Volume Control Slide Switch


---

Set the volume of the alarm sound or power on/off.

# INSTALLATION

## Die Paarungsprozedur:

---

1. Drücken und halten Sie die bis ein kurzer Piep-Ton erleutet, lassen Sie anschließend diese Taste wieder los.
2. Drücken und halten Sie nun erneut die Verbindungs/ Test Taste , zeitgleich drücken und halten Sie die Taste der Türklingel bis das Blinklicht schnell aufleuchtet. Nach diesem Vorgang ertönt erneut ein Piep-Ton und ein Blinklicht der bestätigt, dass die Verbindung erfolgreich war.

## Betrieb

---

Sobald das Amplicall 16 und die Türklingel am gewünschten Standort plaziert sind, und alle benötigten Batterien eingelegt wurden, ist das Gerät betriebsfertig. Für die Verwendung des Gerätes, sollte die Person um Hilfe zu erhalten die Türklingel betätigen.

# FEHLERBEHEBUNG

## Störungsbehebung

<b>Anzeichen</b>	<b>Solution</b>
Die Anlage erläutert einen Klingelton oder klingelt ununterbrochen, obwohl keiner die Türklingel betätigt.	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Prüfen Sie bitte die Funktion der Batterien.</li><li>2) Prüfen Sie den richtigen Anschluss des Netzsteckers.</li><li>3) Entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose für 10 min. und verbinden Sie die Anlage wieder.</li></ol>
Bei funktionierender Stromversorgung zeigt Die LED-Anzeige einen niedrigen Batteriestatus.	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Prüfen Sie die Batteriestärke</li><li>2) Ziehen Sie den Netzstecker für 10 min. und anschließend verbinden Sie es wieder.</li></ol>
Falls bei einem einwandfreien Betrieb mit von Batterien oder des Netzsteckers kein Türklingeln erläutert, obwohl die Türklingel betätigt wurde.	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Überprüfen Sie den Batteriestatus</li><li>2) Überprüfen Sie den Batteriestatus der Türklingel.</li><li>3) Ziehen Sie den Netzstecker für 10 min. und anschließend verbinden Sie es wieder.</li></ol>



# GARANTIE

Auf Ihr Geemarc Produkt wird von Geemarc Telecom SA eine zweijährige Garantie ab Kaufdatum gemäß diesen Garantiebestimmungen gewährt. Während dieser Zeit werden im Garantiefall nach Wahl der Geemarc Telecom SA Material- und Fabrikationsfehler unentgeltlich beseitigt oder Ihr Geemarc Produkt ausgetauscht. Bei Störungen oder Fragen wenden Sie sich an unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Homepage **[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)**. Von dieser Herstellergarantie ausgeschlossen sind Schäden durch unsachgemäße Benutzung, mangelnde Sorgfalt oder Unfälle. Die Garantie erlischt bei Eingriffen von Dritten, die von Geemarc Telecom SA oder deren Vertriebspartnern dazu nicht ermächtigt wurden. Die Geemarc Telecom SA Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

**WICHTIG: IHR KAUFBELEG IST TEIL IHRER GARANTIE UND MUSS AUFBEWAHRT UND IM GARANTIEFALL VORGELEGT WERDEN.**

Bitte beachten Sie: Die Garantie gilt nur für Deutschland.

**ERKLÄRUNG:** Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt die notwendigen Voraussetzungen sowie die weiteren betreffenden Bestimmungen der Radio- und Telecommunications Terminal Equipment Directive 2014/53/UE, insbesondere Artikel 3 Absatz 1a, 1b und Absatz 2, erfüllt.

Das Telefon benötigt eine Mindeststromstärke von 18mA in der Leitung.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden : **[www.geemarc.com/de/supportdoc.asp](http://www.geemarc.com/de/supportdoc.asp)**



# GARANTIE

Die WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronikaltgeräte) wurde aufgestellt, damit Altgeräte auf beste Art und Weise verwertet werden.

Wenn dieses Produkt defekt ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren Hausmüll. Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Batterien und werfen Sie diese in einen geeigneten Rücknahmecontainer.

Geben Sie das Produkt bei einer Altgerätesammelstelle ab.

- Oder geben Sie das alte Produkt dem Händler zurück. Bei Kauf eines neuen Gerätes sollte der Händler das Altgerät annehmen.

Wenn Sie sich an diese Anweisungen halten, stellen Sie den Schutz der Gesundheit und Umwelt sicher.



Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer  
Webseite unter **[www.geemarc.com/de](http://www.geemarc.com/de)**  
E-mail : **[kontakt@geemarc.com](mailto:kontakt@geemarc.com)**  
Telefon : **00 49 (0)228 548 89 932**



UGAMPLICALL16\_EnFrGe\_2.0

**geemarc™** United Kingdom  
Telecom SA

5B Swallow Court  
Swallowfields  
Welwyn Garden City  
Hertfordshire, AL7 1SB  
For product support:  
01707 387602  
[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

**geemarc™** FRANCE  
Telecom SA

Parc de l'Etoile  
2 rue Galilée  
59791 Grande-Synthe Cedex  
Tél.service après vente :  
03 28 58 75 99  
[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)