

geemarc™ AMPLICALL™ 100

Hear the Difference

Multi-Alert Receiver with doorbell
Récepteur d'alerte sans fil avec sonnette
Multi-Alarm-Empfänger mit Türklingel

English P2

Français P9

Deutsch P17




!!! Please refer to our website: www.geemarc.com for an up to date user guide, as there may be important updates and changes you need to be aware of !!!

PACKAGE CONTENTS

The package contains the following items:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1 user's manual | 1 AC power adapter |
| 1 AMPLICALL™100 (AC100) base | 5 screws and 5 fixing holes |
| 1 AMPLICALL™101 (AC101) remote | 1 wall bracket and 1 lanyard bracket. |


DESCRIPTION



INSTALLATION

Battery installation in the base (needed in case of a power failure)

1. Open the battery cover by pulling it.
2. Insert three 1.5V LR14 alkaline batteries (not provided) (C) into the battery compartment, while ascertaining that the polarity is (+/-) .
3. Close the battery cover.
4. Plug the power cable into the power adapter jack found on the side of the AMPLICALL100 (A). Plug the adaptor into the mains on the wall (B).



9V ready indicator: This indicator will light up, when the 9V adaptor is connected correctly.

LOW BATTERY INDICATOR ON THE AC100


If a zone icon LED light is blinking, it indicates that the battery power is too low for the corresponding device (AC101, AC110 or AC140. You must replace the battery as soon as possible.

If your AMPLICALL100 flash light blinks every 15 seconds, this indicates that the AMPLICALL100 battery power is too low or that the batteries are not installed. Please, disconnect the power and install new batteries.

AMPLICALL™101

Put the bell press to the wall bracket or lanyard bracket

1. Place the mounting bracket that you have chosen (Fig 1 for the wall bracket or Fig 2 for the lanyard bracket) to 90 degrees.
2. Rotate the mounting bracket until the part locks.





Battery installation in the remote

1. Use your finger to unlock the lock lever (fig 1).
2. Rotate the mounting bracket to 90 degrees (fig 2).
3. Remove the mounting bracket from the unit (fig 3).
4. Rotate the battery cover using a coin (fig 4).
5. Insert a CR2032 battery into the battery compartment with the polarity + on top. (fig 5).
6. Close the battery cover using a coin. (fig 6).
7. Replace the mounting bracket to 90 degrees. (fig 7).
8. Rotate the mounting bracket until the part locks.





WALL MOUNTING

You can install your AMPLICALL™100 onto a wall. Please, follow the recommendations below.



1. Place the wall support against the wall and mark the three holes of the wall support on the wall.
2. Drill two holes horizontally, 36 mm apart, and drill the third hole between the 2 holes at 13.5 mm above the virtual line between the first two holes.
3. Insert three wall plugs fixing into the three holes.




4. Screw three screws into the plugs, hang the base on the support and slide it to the left to lock it.

Pairing a new device AMPLICALL™101/110 or 140 with AMPLICALL™100

Note : When you receive your AMPLICALL™100 with the AMPLICALL™101 doorbell, the devices are paired already. So, you do not need to follow the following steps.

Zone selector
Learning button

Melody selector



To pair a new device, please follow these steps:

Step 1: Enter pairing mode for the AC100 Press & hold the **LEARNING** button (●) for 3 seconds. The LED in zone icon #1 will flash.

Step 2: Press the **LEARNING** button (●) again to move to the zone icon you wish to pair with.

Press the **melody selector** (♪) button to scroll through the melodies. Once you hear a melody you like, do not press any button during the melody.

Step 3: Once the zone icon and melody are selected, press one time on device (AC101, AC110 or AC140) button to pair. If successful, the AC100 will generate two short tones.

Press the **LEARNING** button (●) to exit the pairing mode; the system is now ready to use

*To stop the Chime while the AMPLICALL™100 is alerting, press the **reset** button located at the top back.*

Deleting one device from the AMPLICALL™100 memory


- First, press and hold the '**Learning**' button for 3 seconds to enter pairing mode.
- Press the '**Learning**' button to select the zone you want to delete.
- Press and hold both the '**Learning**' and the '**Melody**' buttons for 3 seconds.
- The AMPLICALL™100 will generate a tone to indicate the device for this zone has been deleted.
- Press the **Reset** button at the back to exit.

Charging the melody/tone of the desired zone icon

- First, press and hold the '**Learning**' button for 3 seconds to enter pairing mode.
- Press the '**Learning**' button to select the zone icon you want to change.
- Press the '**Melody**' button to select the new melody/tone and then press **learning** button. You will hear a tone to indicate the modification was successful.
- Press the **Reset** button at the back to exit.

Replacing the zone icon plate


After pairing your device (AC101, AC110 or AC140), do not forget to change the zone icon image that is provided with the device (AC101, AC110 or AC140).



1. Open the battery cover (fig ①).
2. Slide down and lift up the transparent flasher cover (fig ②).
3. Push the bottom of the zone icon image to remove it (fig ③).
4. Put the new icon plate delivered with your device (AC101, AC110 or AC140) into the slot (fig ④).
5. Press the top of the icon plate to fix it (fig ⑤).
6. Install the transparent cover (first, insert the top and then clip the bottom of the transparent plastic; you should hear a beep) (fig ⑥).
7. Install the battery cover.

Shake (Optional)

Note: If you want to use the Shaker option, it is recommended to connect power adaptor (9V=1A, AC/DC) in addition to the batteries. This shaker will vibrate every time the base receives an alert.



Pad On/Off : Slide the **PAD** switch to turn **ON** or **OFF** the vibration function.

Pad On Indicator : If the Shaker On/Off switch is in the **On** position, the LED indicator will light up to indicate vibration function is activated.

Pad OUT : Plug the Shaker into this jack.


Note: ● The shaker can be used for all zone icons.

- The shaker can be bought separately (CLA2).

WIRING AND SETTING the door opening function

You have the possibility to command your door opening automatically, if the captor of zone icon 5 or 6 receives a trigger signal. Check the user guide of your gate trigger to connect your door opening device to the AMPLICALL™100.

Using a small screwdriver, press the lever and insert the wire inside the hole. Then release the lever to hold the wire.



Relay output control switch

Slide the switch on/off button to the 'On' position: the relay will activate when zone icon 5 or 6 receives a trigger signal.

Slide the switch to the 'Off' position: the relay will not activate when zone icon 5 or 6 receives a trigger signal.

Duration of the Relay output control

Slide the switch to the '2' position, the relay will activate 2 seconds when zone icon 5 or 6 receives a trigger signal.

Slide the switch to the '5' position, the relay will activate 5 seconds when zone icon 5 or 6 receives a trigger signal.

GUARANTEE

From the moment your Geemarc AMPLICALL™100 is purchased, Geemarc guarantee is for the period of two years. During this time, all repairs or replacements (at our discretion) are free of charge. Should you experience a problem then contact our help line or visit our website at www.geemarc.com. The guarantee does not cover accidents, negligence or breakages to any parts. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorized Geemarc representative. The Geemarc guarantee in no way limits your legal rights.

IMPORTANT : YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR GUARANTEE AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM.

Please note : The guarantee applies to the United Kingdom only.

DECLARATIONS:

UKCA Directives

Geemarc Telecom SA hereby declares that this AMPLICALL100 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Directive 2014/53/UE.

The UKCA declaration of conformity may be consulted at www.geemarc.com

RF power : < 250mW

Recycling Directives

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) has been put in place for the products at the end of their useful life are recycled in the best way.

When this product is finished with, please do not put it in your domestic waste bin. Please use one of the following disposal options:

- Remove the batteries and deposit them in an appropriate WEEE skip. Deposit the product in an appropriate WEEE skip.
- Or, hand the old product to the retailer. If you purchase a new one, they should accept it.

Thus if you respect these instructions you ensure human health and environmental protection.



For product support and help visit our website at www.geemarc.com

E-mail : help@geemarc.com telephone **01707 387602**

lines are open 09h00 to 16h00 Mon to Fri

2 Rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59791 Grande-Synthe Cedex, France

This product is made in China To Geemarc Telecom

!!! Veuillez consulter notre site Web: www.geemarc.com car il peut y avoir des mises à jour importantes et changement dont vous devez être conscient !!!


Contenu de la boîte

La boîte contient les éléments suivants:

1 guide d'utilisation
1 base AMPLICALL™100 (AC100)
1 télécommande AMPLICALL™101
1 adaptateur secteur

5 vis et 5 chevilles
1 support mural et 1 cordon tour de cou pour AC101.


DESCRIPTION



INSTALLATION

Installation des piles dans la base (nécessaire en cas de coupure de courant)

1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles en le tirant vers l'avant.
2. Insérez 3 piles alcalines LR14 de 1,5 V (non fournies) (C) dans le compartiment des piles, tout en vérifiant que la polarité est correcte (+/-) .
3. Fermez le couvercle du compartiment des piles.
4. Branchez le câble d'alimentation dans la prise de l'adaptateur électrique qui se trouve sur le côté de AMPLICALL™100 (A). Branchez l'adaptateur dans la prise secteur murale (B).



Voyant « 9V ready » : ce témoin s'allume lorsque l'adaptateur 9V est correctement branché.

INDICATEUR DE BATTERIE FAIBLE SUR L'AC100


Si le voyant LED d'une icône de zone clignote, cela indique que la puissance de la batterie est trop faible pour le dispositif correspondant (AC101, AC110 ou AC140). Vous devez remplacer les piles le plus rapidement possible.

Si votre voyant AMPLICALL™100 clignote toutes les 15 secondes, cela indique que la puissance des piles de l' AMPLICALL™100 est trop faible ou que les piles ne sont pas installées. Veuillez couper le courant et installer de nouvelles piles.


AMPLICALL™101

Placez la plaque de sonnerie sur le support mural ou sur le cordon tour de cou

1. Placez le support de montage que vous avez choisi (fig.1 pour le support mural ou fig.2 pour le cordon tour de cou) à 90 degrés.
2. Faites tourner le support de montage jusqu'à ce que la pièce se verrouille.



Installation de la batterie dans la télécommande



1. Utilisez votre doigt pour déverrouiller le levier de blocage (fig 1).
2. Faites pivoter le support de montage à 90 degrés (fig 2).
3. Retirez le support de montage de l'appareil (fig 3).
4. Faites tourner le couvercle du compartiment des piles à l'aide d'une pièce de monnaie (fig 4).
5. Insérez une pile CR2032 dans le compartiment à pile avec la polarité + en haut. (fig 5).
6. Fermez le couvercle du compartiment à pile à l'aide d'une pièce de monnaie. (fig 6).



7. Remplacez le support de montage à 90 degrés. (fig 7).

8. Faites tourner le support de montage jusqu'à ce que la pièce se verrouille.

MONTAGE MURAL

Vous pouvez installer votre AMPLICALL™100 en position murale.



Veillez suivre les recommandations mentionnées ci-dessous.



1. Placez le support mural contre le mur et marquez les trois trous du support mural sur le mur.

2. Percez deux trous à l'horizontale, espacés de 36 mm, et percez le troisième trou entre les deux trous à 13,5mm au-dessus de la ligne virtuelle entre les deux premiers trous.

3. Insérez trois chevilles de fixation murale dans les trois trous.




4. Vissez trois vis dans les chevilles, accrochez la base sur le support et faites-la glisser vers la gauche pour la verrouiller.

Enregistrement d'un nouvel appareil AMPLICALL™101/110 ou 140 avec AMPLICALL™100

Remarque: lorsque vous recevez votre AMPLICALL™100 accompagné de la sonnette AMPLICALL™101, les appareils sont déjà appariés. Vous n'avez donc pas besoin de suivre les étapes ci-dessous.

Sélecteur de zone Bouton
programmation

Bouton de sélection de la
mélodie de sonnerie



Pour appairer un nouvel appareil,
veuillez suivre les étapes décrites ci-dessous:

Étape 1: Entrez en mode enregistrement pour l'AC100. Appuyez sur le bouton

Programmation (●) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. La LED de l'icône de zone n°1 se met à clignoter.

Étape 2: Appuyez sur le bouton de **sélection de la mélodie** pour faire défiler les mélodies (●) pour vous déplacer vers l'icône de la zone avec laquelle vous souhaitez vous jumeler.

Appuyez sur le bouton de **sélection de la mélodie** pour faire défiler les mélodies (♪) Dès que vous entendez une mélodie qui vous plaît, n'appuyez sur aucun bouton tant que la mélodie est en cours de diffusion.

Étape 3: Une fois que l'icône de zone et la mélodie sont sélectionnées, appuyez une fois sur le bouton de l'appareil (AC101, AC110 ou AC140) pour le coupler. Si le résultat est positif, l'AMPLICALL™100 produira deux courtes tonalités.

Appuyez sur le bouton **Programmation** (●) pour quitter le mode d'appariement; le système est maintenant prêt à être utilisé.

Pour arrêter le carillon tandis que l'AMPLICALL™100 émet une alarme, appuyez sur le bouton de réinitialisation situé en haut à l'arrière de l'appareil.

Effacer un appareil de la mémoire de l'AMPLICALL™100


- Tout d'abord, appuyez sur le bouton «**Programmation**» et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode d'appariement.
- Appuyez sur le bouton **Programmation** (●) pour sélectionner la zone que vous souhaitez supprimer.
- Appuyez sur les boutons **Programmation** (●) et «**Mélodie**» et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes.
- L'AMPLICALL™100 génère une tonalité pour indiquer que l'appareil a été supprimé pour cette zone.
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé au dos de l'appareil pour quitter la fonction.

Modification de la mélodie/tonalité de l'icône de la zone souhaitée

- Tout d'abord, appuyez sur le bouton **Programmation** (●) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode d'appariement.
- Appuyez sur le bouton **Programmation**(●) pour sélectionner l'icône de zone que vous souhaitez modifier.
- Appuyez sur le bouton **Mélodie** (🎵) pour sélectionner la nouvelle mélodie/tonalité, puis appuyez sur le bouton **Programmation** (●). Vous entendrez une tonalité indiquant que la modification a réussi.
- Appuyez sur le bouton de **réinitialisation** situé au dos de l'appareil pour quitter la fonction.

Remplacement de la plaque d'icône de zone


Après avoir appairé votre appareil (AC101, AC110 ou AC140), n'oubliez pas de changer l'image de l'icône de la zone qui est fournie avec l'appareil (AC101, AC110 ou AC140).



1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles (fig ①).
2. Faites glisser vers le bas et soulevez le couvercle transparent du voyant clignotant (fig ②).
3. Appuyez sur le bas de l'image de l'icône de zone pour la retirer (fig ③).
4. Insérez la nouvelle plaque icône livrée avec votre appareil (AC101, AC110 ou AC140) dans la fente (fig ④) en plaçant le bas en premier.
5. Appuyez sur le haut de la plaque d'icône pour la fixer (fig ⑤).
6. Installez le couvercle transparent (d'abord, insérez le haut, puis fixez le bas du plastique transparent; vous devriez entendre un clip) (fig ⑥).
7. Remettez le couvercle du compartiment des piles.

VIBREUR (EN OPTION)

Remarque: si vous souhaitez utiliser le vibreur fourni en option, il est recommandé de brancher l'adaptateur secteur (9V \approx 1A, CA/CC) en plus des piles. Ce vibreur s'activera chaque fois que la base recevra une alerte.



| | |
|---|---|
| Interrupteur (PAD): (ON)active / (OFF)désactivé: | Faites glisser le commutateur PAD pour ACTIVER (ON) ou DÉSACTIVER (OFF) la fonction vibreur. |
| Voyant de la fonction vibreur activé (PAD) : | si le commutateur Marche/Arrêt du vibreur est en position « ON » Marche , le témoin LED s'allume pour indiquer que la fonction vibreur est activée |
| SORTIE VIBREUR (PAD OUT) : | Branchez le vibreur dans ce jack. |


Remarque:

- le vibreur peut être utilisé pour toutes les icônes de zone.
- Le vibreur peut être acheté séparément (référence CLA2).

CÂBLAGE ET RÉGLAGE de la fonction d'ouverture des portes

Vous avez la possibilité de commander l'ouverture automatique de votre porte, si le capteur de l'icône de zone 5 ou 6 reçoit un signal de déclenchement. Veuillez consulter le guide d'utilisation de votre déclencheur de porte pour connecter votre dispositif d'ouverture de porte à l'AMPLICALL™100.

À l'aide d'un petit tournevis, appuyez sur le levier et insérez le fil à l'intérieur du trou. Puis, relâchez le levier pour maintenir le fil.



Interrupteur de commande de sortie de relais

Faites glisser le bouton marche/arrêt sur la position «**Marche**»: le relais s'activera lorsque l'icône de la zone 5 ou 6 recevra un signal de déclenchement.

Faites glisser le bouton marche/arrêt sur la position «**Arrêt**»: le relais ne s'activera pas lorsque l'icône de la zone 5 ou 6 recevra un signal de déclenchement.

Durée de la commande de sortie du relais

Faites glisser l'interrupteur sur la position «2», le relais s'activera 2 secondes lorsque l'icône de la zone 5 ou 6 recevra un signal de déclenchement.

Faites glisser l'interrupteur sur la position «5», le relais s'activera 5 secondes lorsque l'icône de la zone 5 ou 6 recevra un signal de déclenchement.

GARANTIE

Votre produit Geemarc est garanti AMPLICALL™100 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web: www.geemarc.com. La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

IMPORTANT : VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

Veillez noter: la garantie est applicable en France uniquement.

DÉCLARATION :

Directives CE

Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son AMPLICALL™100 est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres directives pertinentes de la norme 2014/53/UE.

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site suivant
www.geemarc.com

Puissance de la fréquence radio < 250mW

Directives de recyclage

La DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) a été créée pour les produits en fin de vie afin de faciliter leur recyclage. Lorsque ce produit est en fin de vie, veuillez ne pas le jeter dans votre poubelle à ordures ménagères.

Veuillez utiliser l'une des options d'élimination suivantes :

- Retirez les piles et déposez-les dans une benne DEEE appropriée. Déposez le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Ou alors, remettez l'ancien produit au détaillant. Si vous en achetez un nouveau, ils devraient l'accepter. Ainsi, si vous respectez ces instructions, vous assurez la protection de la santé humaine et de l'environnement.



Consulter notre site Internet pour obtenir la notice détaillée ou des informations et de l'aide sur nos produits: **www.geemarc.com**

Email: **sav@geemarc.fr**

Téléphone: **03 28 58 75 99**

2 Rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59791 Grande-Synthe Cedex, France

Produit fabriqué en Chine pour Geemarc Telecom




!!! Bitte besuchen Sie unsere Website: www.geemarc.com für bis zu Datum Benutzerführung, da es wichtige Updates geben kann und Änderungen, auf die Sie achten müssen !!!

Paketinhalt

Das Paket enthält die folgenden Gegenstände:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 Bedienungsanleitung | 1 AC Stromadapter |
| 1 AMPLICALL™100 (AC100) Basis | 5 Schrauben und 5 Befestigungslöcher |
| 1 AMPLICALL™101 (AC101) Fernbedienung | 1 Wandhalterung und 1 Lanyard Halterung. |


BESCHREIBUNG



INSTALLATION

Einsetzen der Batterien in die Basis (notwendig im Falle eines Stromausfalls)

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung, indem Sie daran ziehen.
2. Setzen Sie drei 1,5V LR14 alkalische Batterien (nicht mitgeliefert) (C) in das Batteriefach ein, und stellen Sie sicher, dass die Polarität +/- ist.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
4. Stecken Sie das Stromkabel in den Anschluss an der Seite des AMPLICALL™100 (A). Schließen Sie den Adapter an eine Wandsteckdose an (B).



9V bereit Anzeige: Diese Anzeige leuchtet auf, sobald der 9V Adapter richtig verbunden ist.

NIEDRIGE BATTERIE ANZEIGE AM AC100


Wenn eine LED-Leuchte in einer der Symbolzonen blinkt, zeigt dies an, dass die Batterie für das entsprechende Gerät (AC101, AC110 oder AC140) zu niedrig ist. Sie müssen die Batterie so schnell wie möglich austauschen.

Sollte Ihr AMPLICALL™100 Blinklicht alle 15 Sekunden aufblinken™, wird dadurch angezeigt, dass die Batterie des AMPLICALL™100 zu niedrig ist, oder dass keine Batterien installiert sind. Bitte ziehen Sie den Stecker und setzen Sie neue Batterien ein.


AMPLICALL™101

Bringen Sie den Klingelknopf an der Wandhalterung oder der Lanyard-Halterung an

1. Platzieren Sie die von Ihnen gewählte Halterung (Bild 1 für die Wandhalterung oder Bild 2 für die Lanyard-Halterung) in einem Winkel von 90 Grad.
2. Drehen Sie den Montagebügel, bis das Teil einrastet.



Batterieeinsatz in der Fernbedienung



1. Ziehen Sie den Verschlusshebel mit Ihrem Finger hoch (Bild 1).
2. Drehen Sie die Anbringung auf einen 90-Grad-Winkel (Bild 2).
3. Nehmen Sie die Anbringung von der Einheit (Bild 3).
4. Drehen Sie die Batterieabdeckung mit einer Münze ab (Bild 4).
5. Setzen Sie eine CR2032 Batterie in das Batteriefach ein, wobei die Polarität + oben sein muss (Bild 5).
6. Schließen Sie das Batteriefach mit einer Münze (Bild 6).


7. Platzieren Sie die Anbringung im 90-Grad-Winkel (Bild 7).
8. Drehen Sie die Anbringung, bis das Teil einrastet.

WANDHALTERUNG

Sie können ihren AMPLICALL™100 an der Wand anbringen. Bitte befolgen Sie die untenstehenden Empfehlungen.



1. Legen Sie die Wandstütze an die Wand und markieren Sie die drei Bohrlöcher in der Wandstütze an der Wand.



2. Bohren Sie zwei Löcher horizontal, mit einem Abstand von 36mm, und ein drittes Loch zwischen den beiden Löchern 13,5mm über der virtuellen Linie zwischen den ersten beiden Löchern.
3. Setzen Sie drei Dübel in die drei Löcher ein.

4. Schrauben Sie drei Schrauben in die Löcher, hängen Sie die Basis auf die Stütze und schieben Sie diese nach links, bis sie einrastet.


Ein neues Gerät AMPLICALL™101/110 oder 140 mit AMPLICALL™100 paaren

Hinweis : Wenn Sie Ihren AMPLICALL™100 mit der AMPLICALL™101 Türklingel erhalten, sind die Geräte bereits gepaart. Daher müssen Sie die folgenden Schritte nicht befolgen.

Zonenauswahl

Lernknopf

Melodiewähler



Um ein neues Gerät zu paaren, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

Schritt 1: Setzen Sie den AC100 in den Paarungsmodus. Halten Sie die **LEARNING** Taste (●) 3 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Leuchte in der Symbolzone #1 blinkt auf.

Schritt 2: Drücken Sie erneut auf die **LEARNING** Taste (●) und gehen Sie auf die Symbolzone, mit der Sie eine Paarung herstellen wollen.

Drücken Sie auf die **Melody Selector** (♪) Taste, um durch die verschiedenen Melodien zu scrollen. Sobald Sie eine Melodie hören, die Ihnen gefällt, drücken Sie während des Abspielens der Melodie keine Taste.

Schritt 3: Sobald die Symbolzone und die Melodie ausgewählt wurden, drücken Sie einmal auf die Taste am Gerät (AC101, AC110 oder AC140), um dieses zu paaren. Sobald dies erfolgreich abgeschlossen ist, erzeugt der AMPLICALL™100 zwei kurze Töne.

Drücken Sie auf die **LEARNING** Taste (●), um den Paarungsmodus zu verlassen: jetzt ist das System bereit zur Verwendung.

Um den Klingelton auszustellen, während der AMPLICALL™100 ein Signal abgibt, drücken Sie auf die Reset Taste hinten oben.

Ein Gerät vom AMPLICALL™100 Speicher unpaaren


- Halten Sie die **Learning** Taste (●) zuerst 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Paarungsmodus zu gehen.
- Drücken Sie auf die **Learning** Taste (●), um zu der Zone zu gelangen, die gelöscht werden soll.
- Halten Sie die **Learning** Taste (●) und die **Melody** Taste (♪) 3 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt.
- Sie sollten einen Ton hören, der die erfolgreiche Änderung bestätigt.
- Drücken Sie die **Reset** Taste an der Rückseite, um das Menü zu verlassen.

Änderung der Melodie/Ton in der gewünschten Zone

- Halten Sie die **Learning** Taste (●) zuerst 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Paarungsmodus zu gehen.
- Drücken Sie auf die **Learning** Taste (●), um zur Zone zu gelangen, die Sie ändern möchten.
- Drücken Sie auf die **Melody** Taste (♪) um eine neue Melodie / Ton auszuwählen und drücken Sie dann auf die **Learning** Taste (●). Sie sollten einen Ton hören, der die erfolgreiche Änderung bestätigt.
- Drücken Sie die **Reset** Taste an der Rückseite, um das Menü zu verlassen.

Austauschen der Symbolzonenplatte


Nachdem Sie Ihr Gerät gepaart haben (AC101, AC110 oder AC140), vergessen Sie bitte nicht, das Symbolzonenbild zu ändern, welches mit dem Gerät zur Verfügung gestellt wird (AC101, AC110 oder AC140).



1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung (Bild **①**).
2. Schieben Sie die durchsichtige Blinkabdeckung herunter und heben Sie sie dann hoch (Bild **②**).
3. Drücken Sie unten auf das Symbolzonenbild, um es zu entfernen (Bild **③**).
4. Legen Sie die neue Symbolplatte, die mit Ihrem Gerät geliefert wurde (AC101, AC110 oder AC140) in die Vertiefung (Bild **④**).
5. Drücken Sie oben auf die Symbolplatte, um diese zu fixieren (Bild **⑤**).
6. Bringen Sie das durchsichtige Cover an (legen Sie zuerst die Oberseite auf und klicken Sie dann den Unterteil des durchsichtigen Plastiks ein, Sie sollten einen Klick hören) (Bild **⑥**).
7. Setzen Sie die Batterieabdeckung ein.

SHAKER (OPTIONAL)

Hinweis : Wenn Sie die Shaker-Option nutzen möchten, empfehlen wir Ihnen die Verbindung über einen Stromadapter (9V $\overline{\text{---}}$ 1A, AC/DC) zusätzlich zu den Batterien. Dieser Shaker vibriert jedes Mal, wenn die Basis ein Warnsignal registriert.



| | |
|-------------------------|---|
| Pad an / aus : | Schieben Sie den PAD Schalter auf AN oder AUS für die Vibrationsfunktion. |
| Pad an Anzeige : | Wenn sich der Shaker An-/Ausschalter auf der AN Position befindet, leuchtet die LED-Anzeige auf, um anzuzeigen, dass die Vibrationsfunktion aktiviert ist. |
| PAD AUS : | Schließen Sie den Shaker an diesem Anschluss an. |


Hinweis :

- Der Shaker kann für alle Symbolzonen benutzt werden.
- Der Shaker kann separat erworben werden (CLA2).

VERKABELUNG UND EINSTELLUNG der Türöffnungsfunktion

Sie haben die Möglichkeit, die Türöffnung automatisch zu kontrollieren, sobald der Empfänger für Symbolzone 5 oder 6 ein Trigger-Signal empfängt. Überprüfen Sie die Bedienungsanleitung für Ihren Tür-Trigger, um eine Verbindung zwischen Ihrem Türöffnungsgerät und dem AMPLICALL™ 100 herzustellen.

Nehmen Sie einen kleinen Schraubenzieher, drücken Sie auf den Hebel und lassen Sie den Hebel dann los, um das Kabel zu lösen.



Relais-Output-Steuerungsschalter

Bei Schieben des An-/ Ausschalters auf die „An“-Position: Das Relais wird aktiviert, wenn in der Symbolzone 5 oder 6 ein Trigger-Signal ausgelöst wird.

Bei Schieben des Schalters auf die „Aus“-Position: Der Relais wird nicht aktiviert, wenn in der Symbolzone 5 oder 6 ein Trigger-Signal ausgelöst wird.

Dauer der Relais-Output-Steuerung

Schieben Sie den Schalter auf Position „2“, das Relais wird 2 Sekunden lang aktiviert, wenn in der Symbolzone 5 oder 6 ein Trigger-Signal registriert wird.

Schieben Sie den Schalter auf Position „5“, das Relais wird 5 Sekunden lang aktiviert, wenn in der Symbolzone 5 oder 6 ein Trigger-Signal registriert wird.

GARANTIE

Geemarc™ bietet AMPLICALL™ 100 eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahre ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie kostenlos. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter www.geemarc.com. Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es von einer Person auseinandergebaut werden, die kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc- Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG : IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE UND MUSS IM FALLE EINES GARANTIEANSPRUCHS AUFBEWAHRT UND VORGELEGT WERDEN.

ERKLÄRUNGEN :

CE Richtlinien

Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses AMPLICALL™100 mit die grundlegenden Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/UE erfüllt.

Die Konformitätserklärung kann unter www.geemarc.com eingesehen werden

Strahlungsleistung < 250mW

VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln.

Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten :

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.
- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.



Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter

www.geemarc.com/de

E-mail: kundendienst@geemarc.com

Telefon: **+49(0)30 209 95 789**

2 Rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59791 Grande-Synthe Cedex, France

Dieses Produkt ist in China für Geemarc Telecom hergestellt

