

geemarc™ AMPLICALL™ 150
Hear the Difference

Portable Alert Receiver
Récepteur d'alerte portatif
Tragbarer Warnempfänger



English P2

Français P8

Deutsch P15


Please refer to our website: www.geemarc.com for an up to date user guide, as there may be important updates and changes you need to be aware of.



PACKAGE CONTENTS

The AMPLICALL™150 box contains the following items:

- ✧ 1 Base station AC150 (AMPLICALL™150)
- ✧ 1 charging cradle
- ✧ 1 rechargeable battery (pre-installed)
- ✧ 1 AC/DC power adaptor
- ✧ 1 UK and 1 VDE plug adaptors
- ✧ 1 user's manual
- ✧ 1 set (8 pcs) alarm icon stickers

DESCRIPTION






SWITCH ON/OFF

The receiver built-in a replace lithium polymer battery. When using for the first time, you need to turn on the power switch inside the battery cover **ON** (I).

When not used for a long period, it is recommended to turn the switch to the **OFF** (O) position.




Loosen the screw with a small phillips screwdriver.

Connect the battery and slide the switch to **on** position.


Close the battery cover and tight the screw with the screwdriver.

BATTERY CHARGING



Charging with Docking – Connect the type C USB plug to the docking, put the AC150 receiver to the docking.

Charging without Docking – Direct connect the type C USB plug to the AC150 receiver unit.



Battery status indicator


	Charging Mode	Standby Mode
LED Light	Charging	
LED OFF	Full	Normal
LED Blink each 10S		Local Battery Low

Battery low indicator – If a zone LED light is blinking every 10 S, it indicates the battery is low for this transmitter. You must recharge the battery as soon as possible.

PAIRING & ALARM MELODY

To pair a new device, please follow these steps:

1. Enter pairing mode for the AC150.
Press & hold the **LEARNING** button (●) for 3 seconds. The LED in zone #1 will flash.
2. Press the **LEARNING** button (●) again to move to the zone you wish to pair with.
Press the **melody selection** (🎵) button to scroll through the melodies. Once you hear a melody you like, do not press any button during the melody.
3. Once the zone and melody are selected, press one time on device (AC101, AC110, AC140) button to pair. If successful, the AMPLICALL150 will generate two short tones.
4. Press the **LEARNING** button (●) to exit the pairing mode; the system is now ready to use.



Remove and transmitter of the AC150 memory

- ✧ First, press and hold the (●) button for 3 seconds to enter the pairing mode.
- ✧ Press the (●) button to move to the zone which is to be deleted.
- ✧ Press and hold the (●) and (🎵) buttons together for 3 seconds
The receiver will generate a tone to indicate the transmitter of this zone has been deleted.

CHANGE THE MELODY IN DESIRED ZONE

- ✧ First, press and hold the (●) button for 3 seconds to enter the pairing mode.
- ✧ Press the (●) button to move to the zone then press the (🎵) button to select the melody required.
- ✧ Press the (●) button until the pairing mode is exited.

USING

When the AC150 receives a trigger signal, it will play a melody and vibrating (depend on the Alarm setting position). The zone LED will light to show which sensor is triggered. The Zone LED will keep lighting until the reset button is pressed..

GUARANTEE

From the moment your Geemarc AMPLICALL™150 is purchased, Geemarc guarantee is for the period of two years. During this time, all repairs or replacements (at our discretion) are free of charge. Should you experience a problem then contact our help line or visit our website at www.geemarc.com. The guarantee does not cover accidents, negligence or breakages to any parts. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorized Geemarc representative. The Geemarc guarantee in no way limits your legal rights.

IMPORTANT: YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR GUARANTEE AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM.

Please note: The guarantee applies to the United Kingdom only.

DECLARATIONS:

UKCA Directives

Geemarc Telecom SA hereby declares that this AMPLICALL™150 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Directive 2014/53/UE.

The UKCA declaration of conformity may be consulted at www.geemarc.com

RF power : < 250mW

Recycling Directives

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) has been put in place for the products at the end of their useful life are recycled in the best way.

When this product is finished with, please do not put it in your domestic waste bin. Please use one of the following disposal options:

- Remove the batteries and deposit them in an appropriate WEEE skip. Deposit the product in an appropriate WEEE skip.
- Or, hand the old product to the retailer. If you purchase a new one, they should accept it. Thus if you respect these instructions you ensure human health and environmental protection.



For product support and help visit our website at www.geemarc.com

E-mail : help@geemarc.com

telephone **01707 387602**

lines are open 09h00 to 16h00 Mon to Fri

2 Rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59791 GRANDE-SYNTHE Cedex,
FRANCE

This product is made in China To Geemarc Telecom


Veillez consulter notre site Web: www.geemarc.com car il peut y avoir des mises à jour importantes et changement dont vous devez être conscient.



CONTENU DU PAQUET

La boîte de l'AC140 contient les éléments suivants:

- ✧ 1 station de base AC150 (AMPLICALL™150)
- ✧ 1 support de chargement
- ✧ 1 batterie de recharge (pré-installée)
- ✧ 1 adaptateur CA/CC
- ✧ 1 adaptateur de prise britannique et 1 adaptateur de prise VDE (européen)
- ✧ 1 guide d'utilisation
- ✧ 1 jeu (4 pièces) d'autocollants pour les icônes d'alarme

DESCRIPTION






MISE EN MARCHÉ/ARRÊT

L'AC150 intègre une batterie lithium polymère. Lors de la première utilisation, vous devez mettre l'interrupteur situé à l'intérieur du compartiment batterie sur (I) **Marche**.

Il est recommandé de mettre l'interrupteur en position d'**ARRÊT** (O) lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant une longue période.




1
Desserrez la vis avec un petit tournevis philips.

2
Connectez la batterie et mettez l'interrupteur en position **Marche**.


3
Fermez le couvercle de la batterie et serrez la vis.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE



Chargement à l'aide du support de connexion – Branchez le câble d'alimentation USB de type C au support de connexion. Mettez le récepteur sur le support de connexion.

Chargement sans support de connexion – Branchez directement la fiche USB de type C à l'appareil récepteur.



Indicateur d'état de la batterie

	Mode de chargement	Mode Veille
Voyant LED	Chargement	
LED éteinte	Plein	Normal
La LED clignote toutes les 10 sec		Batterie faible

Indicateur de batterie faible – Si un voyant LED de zone clignote tous les 10 Secondes, cela indique que la batterie de cet émetteur est faible. Vous devez recharger la batterie le plus rapidement possible.

ENREGISTREMENT ET MÉLODIE D'ALARME


Pour appairer un nouvel appareil, veuillez suivre les étapes décrites ci-dessous:

1. Entrez en mode d'appairement pour l'AC 150.

Appuyez sur le bouton (●) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. La LED de l'icône de zone n°1 se met à clignoter.

2. Appuyez à nouveau sur le bouton (●) pour vous déplacer vers l'icône de la zone avec laquelle vous souhaitez vous jumeler.

Appuyez sur le bouton (♪) pour faire défiler les mélodies. Dès que vous entendez une mélodie qui vous plaît, n'appuyez sur aucun bouton tant que la mélodie est en cours de diffusion.



3. Une fois que l'icône de zone et la mélodie sont sélectionnées, appuyez une fois sur le bouton de l'appareil (AC101, AC110 ou AC140) pour le coupler. Si le résultat est positif, l'AMPLICALL150 produira deux courtes tonalités.
4. Appuyez sur le bouton (●) pour quitter le mode enregistrement; le système est maintenant prêt à être utilisé.

SUPPRIMER UN ÉMETTEUR DANS LA MÉMOIRE DE L'AC150

- ✧ Pour commencer, appuyez sur le bouton (●) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode enregistrement.
- ✧ Appuyez sur le bouton (●) pour vous déplacer vers la zone à supprimer.
- ✧ Appuyez sur les boutons (●) et (🎵) et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes.

Le récepteur génère une tonalité pour indiquer que l'émetteur de cette zone a été supprimé.

CHANGER LA MÉLODIE DANS LA ZONE SOUHAITÉE

- ✧ Pour commencer, appuyez sur le bouton (●) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode enregistrement.
- ✧ Appuyez sur le bouton (●) pour vous déplacer vers la zone, puis appuyez sur le bouton (🎵) pour sélectionner la mélodie souhaitée.
- ✧ Appuyez sur le bouton (●) jusqu'à ce que vous sortiez du mode enregistrement.

UTILISATION

Lorsque l'AC150 reçoit un signal de déclenchement, il joue une mélodie et vibre (selon la position de réglage de l'alarme). La LED de la zone concernée s'allume pour indiquer quel capteur a été déclenché. La LED de la zone restera allumée jusqu'à ce que l'on appuie sur le bouton de réinitialisation.

GARANTIE

Votre produit Geemarc AMPLICALL™150 est garanti 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web: **www.geemarc.com**. La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

IMPORTANT : VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

Veillez noter : la garantie est applicable en France uniquement.

DÉCLARATION :

Directives CE

Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son AMPLICALL™150 est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres directives pertinentes de la norme 2014 / 53 / UE.

*La déclaration de conformité peut être consultée sur le site suivant **www.geemarc.com***

Puissance de la fréquence radio < 250mW

Directives de recyclage

La DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) a été créée pour les produits en fin de vie afin de faciliter leur recyclage. Lorsque ce produit est en fin de vie, veuillez ne pas le jeter dans votre poubelle à ordures ménagères.

Veillez utiliser l'une des options d'élimination suivantes :

- Retirez les piles et déposez-les dans une benne DEEE appropriée. Déposez le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Ou alors, remettez l'ancien produit au détaillant. Si vous en achetez un nouveau, ils devraient l'accepter. Ainsi, si vous respectez ces instructions, vous assurez la protection de la santé humaine et de l'environnement.



Consulter notre site Internet pour obtenir la notice détaillée ou des informations et de l'aide sur nos produits: www.geemarc.com

Email: sav@geemarc.fr

Téléphone: **03 28 58 75 99**

2 Rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59791 GRANDE-SYNTHE Cedex,
FRANCE

Produit fabriqué en Chine pour Geemarc Telecom


Bitte besuchen Sie unsere Website: **www.geemarc.com** für bis zu Datum Benutzerführung, da es wichtige Updates geben kann und Änderungen, auf die Sie achten müssen!



PAKETINHALT

Das Paket enthält die folgenden Gegenstände:

- ✦ 1x Basisstation AC150 (AMPLICALL™150)
- ✦ 1x Ladestation
- ✦ 1x wiederaufladbare Batterie (vorinstalliert)
- ✦ 1x AC/DC Stromadapter
- ✦ 1x GB Steckeradapter und 1x VDE Steckeradapter
- ✦ 1x Bedienungsanleitung
- ✦ 1 Set (4 Teile) Alarmsymbolaufkleber

BESCHREIBUNG






EIN-/ AUSSCHALTEN

Im AC150 ist eine Lithium-Polymer-Batterie eingebaut. Bei der ersten Verwendung müssen Sie den An-/ Ausschalter im Batteriefach auf **AN (I)** einschalten.

Sollte das Gerät über einen längeren Zeitraum hinweg nicht genutzt werden, wird empfohlen, den An-/ Ausschalter auf die **AUS (O)** Position zu schieben..




Lösen Sie die Schraube mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubenzieher.

Stecken Sie die Batterie ein und schalten Sie den Schalter ein.


Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube fest.

AUFLADEN DER BATTERIE



Aufladen mit Docking – Verbinden Sie das Typ C USB Kabel mit dem Docking und stellen Sie den Receiver in die Docking-Station.

Aufladen ohne Docking – Verbinden Sie den Typ C USB Stecker direkt mit dem Receiver.



Batterie-Statusanzeige

	Lademodus	Standby-Modus
LED Licht	Ladevorgang läuft	-
LED aus	Voll	Normal
LED blinkt alle 10S	-	Lokale Batterie niedrig

Anzeige für schwache Batterie – Wenn die LED-Leuchte einer Zone alle 10S blinkt, zeigt dies an, dass die Batterie des entsprechenden Senders schwach ist. Sie müssen den Akku so schnell wie möglich wieder aufladen.

PAARUNG & ALARMELODIE


Um eine Paarung mit einem neuen Gerät vorzunehmen, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Setzen Sie den AC150 in den Paarungsmodus.

Halten Sie die **LEARNING** Taste (●) 3 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Anzeige in der Symbolzone #1 blinkt auf.

2. Drücken Sie erneut auf die **LEARNING** Taste (●) und gehen Sie auf die Symbolzone, mit der Sie eine Paarung herstellen wollen.

Drücken Sie auf die **Melody Selector** (🎵) Taste, um durch die verschiedenen



Melodien zu scrollen. Sobald Sie eine Melodie hören, die Ihnen gefällt, drücken Sie während des Abspielens der Melodie keine Taste.

3. Sobald die Symbolzone und die Melodie ausgewählt wurden, drücken Sie einmal auf die Taste am Gerät (AC101, AC110 oder AC140), um dieses zu paaren. Sobald dies erfolgreich abgeschlossen ist, erzeugt der AMPLICALL150 zwei kurze Töne.
4. Drücken Sie auf die **LEARNING** Taste (●), um den Paarungsmodus zu verlassen: jetzt ist das System gebrauchsfertig.

EIN SENDER AUS DEM AC150-SPEICHER UNPAAREN

- ✧ Halten Sie die (●) Taste zuerst 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Paarungsmodus zu gehen.
- ✧ Drücken Sie auf die (●) Taste, um zu der Zone zu gelangen, die gelöscht werden soll.
- ✧ Halten Sie die (●) Taste und die (🎵) Taste 3 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt.

Der Receiver gibt einen Ton ab, um anzuzeigen, dass der Sender für diese Zone gelöscht wurde.

ÄNDERUNG DER MELODIE IN DER GEWÜNSCHTEN ZONE

- ✧ Halten Sie die (●) Taste zuerst 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Paarungsmodus zu gehen.
- ✧ Drücken Sie auf die (●) Taste, um zur Zone zu gelangen und drücken Sie dann auf die (🎵) Taste, um die gewünschte Melodie auszuwählen.
- ✧ Drücken Sie auf die (●) Taste, bis Sie den Paarungsmodus verlassen haben.

NUTZUNG

Wenn der AC150 ein Auslösesignal empfängt, spielt er eine Melodie und vibriert (je nach Alarmeinstellung). Die LED-Anzeige der Zone leuchtet auf, um anzuzeigen, welcher Signalgeber ausgelöst wurde. Die LED-Anzeige der Zone leuchtet so lange, bis die Reset-Taste gedrückt wird.

GARANTIE

Geemarc bietet AMPLICALL™150 eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahre ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie kostenlos. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter **www.geemarc.com**. Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es von einer Person auseinanderggebaut werden, die kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc- Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG : IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE UND MUSS IM FALLE EINES GARANTIEANSPRUCHS AUFBEWAHRT UND VORGELEGT WERDEN.

ERKLÄRUNGEN:

CE Richtlinien

Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses AMPLICALL™150 mit die grundlegenden Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/UE erfüllt.

*Die Konformitätserklärung kann unter **www.geemarc.com** eingesehen werden*

Strahlungsleistung < 250mW

VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln.

Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.
- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.



Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter
www.geemarc.com/de

E-mail: **kundendienst@geemarc.com**

Telefon: **+49(0)30 209 95 789**

2 Rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59791 GRANDE-SYNTHE Cedex,
FRANCE

Dieses Produkt ist in China für Geemarc Telecom hergestellt



UGAMPLICALL150_EnFrGe_v1.1